



Chapitre

PRESTATIONS ET URGENCE

Nutrition orale	252 à 255
Perfusion automatisée et nutrition entérale	256
Aérosolthérapie.....	257
Aspiration	258
Assistance respiratoire	259
Poches à urine	260
Sondage urinaire, étuis péniers et incontinence fécale	261 à 262
Stomie et urostomie	263
Immobilisation, transport, intervention	264 à 265
Réanimation	266
Location	267 à 268



Clinutren® HP/HC+ 2 kcal

Boisson hypercalorique + 25% : 400 kcal/200 ml. 13 vitamines et 15 minéraux. Sans lactose et sans gluten. Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise, pêche, café. Les 4 bouteilles de 200 ml. Existe en format collectivité (plateau de 24) 6 saveurs.

· Réf : 7613036172608
Chocolat.

9,73€



Clinutren® fruit Sans lactose

Boisson aux fruits à haute teneur en protéines. 13 vitamines, 6 minéraux. 300 kcal, 8 g de protéines par bouteille. Arômes : orange, pomme, poire-cerise, framboise-cassis, raisin-pomme, ananas-orange, multifruits. Les 4 bouteilles de 200 ml. Existe en format collectivité (plateau de 24) 7 saveurs.

· Réf : 7613036965422

Framboise-cassis. **8,36€**



Clinutren® G Plus Sans lactose

Boisson sucres complexes, enrichie en fibres solubles. 13 vitamines, 15 minéraux, sans lactose, sans gluten. 320 kcal, 18 g de protéines par cup. Arômes : vanille, fraise, café. Les 4 cups de 200 ml. Indice glycémique bas.

· Réf : 7613035070400

Vanille.

7,57€



Clinutren® dessert Gourmand

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique. 12 vitamines, 7 minéraux. 300 kcal, 18 g de protéines par cup. Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise biscuité, café, façon tarte citron meringué, façon tarte tatin, façon baba. Les 4 cups de 200 g. Existe en format collectifs 125 g et en 8 saveurs.

· Réf : 7613035413474

Chocolat.

7,57€

Nestlé
HealthScience



Clinutren® dessert HP/HC+ 2 kcal Sans lactose

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique. 400 kcal, 20 g de protéines par cup. Arômes : vanille, chocolat, caramel, pêche, café, fraise. Les 4 cups de 200 g. Existe en 125 g 4 saveurs (format collectifs). Indice glycémique bas.

· Réf : 7613037036183

Vanille.

9,73€



Clinutren® Onctueux

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique. 360 kcal, 20 g de protéines par cup. Arômes : vanille, citron, fraise. Les 4 cups de 200 g.

· Réf : 7613287666369

Citron.

9,73€



Clinutren® Velouté

Velouté salé hyperprotéinée et hypercalorique. 360 kcal, 20 g de protéines par bouteille. Arômes : légumes verts, légumes du soleil, poireaux-pommes de terre, carottes-potiron. Les 4 cups de 200 ml.

· Réf : 8445290038159

Légumes du soleil.

9,73€



Clinutren® Aqua+

Favorise le réflexe de déglutition. Prête à l'emploi. Avec édulcorant : grenadine, pamplemousse, orange. Sans édulcorant : menthe, citron, pêche, pomme-poire. Texture type flan. A base de gomme de xanthane et de gomme de guar (résiste à l'amylase salivaire et stabilité dans le temps après ouverture). Les 4 cups de 125 g.

· Réf : 7613036250184

Grenadine.

2,35€



Clinutren® Thicken up clear Sans lactose

Poudre épaississante à base de gomme de xanthane en cas de troubles de la déglutition et/ou de la mastication. Pour épaissir les aliments liquides ou semi-liquides, chauds ou froids. La boîte de 250 g avec mesurette de 1,2 g. Pour 100 ml de texture flan : 3 mesurettes - 3,6 g.

· Réf : 7613287188397

12,00€



Fortimel® Protein 125 ml et 200 ml

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique concentrée. Le plus concentré en protéines et en énergie de la gamme Fortimel®. Par bouteille de 125 ml : 306 kcal, protéines (18 g), glucides (31,4 g), lipides (12 g), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, banane, fraise, moka, fruits rouges, pêche-mangue. Par bouteille de 200 ml : 490 kcal, protéines (29 g), glucides (50,2 g), lipides (19,2 g), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, banane, fraise, moka, fruits rouges, pêche-mangue, caramel. Un pack multi-saveurs est également disponible. Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 163209 **9,20€**
Bouteille 125 ml, moka.



Fortimel® Protein Sensation 125 ml et 200 ml

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique concentrée. Le plus concentré en protéines et en énergie de la gamme Fortimel®. 5 arômes «Sensation» adaptés en cas d'altérations du goût. Par bouteille de 125 ml : 306 kcal, protéines (18 g), glucides (31,4 g), lipides (12 g), sans lactose ni gluten. Par bouteille de 200 ml : 490 kcal, protéines (29 g), glucides (50,2 g), lipides (19,2 g), sans lactose ni gluten. Un pack multi-saveurs est également disponible en 200 ml. Arômes : fraise givrée, tropical gingembre, neutre, noix de coco et concombre-citron vert. Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 176537 **12,77€**
Bouteille 200 ml, sensation concombre-citron vert.



Fortimel® Extra 2 kcal

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique. Par bouteille : 400 kcal, protéines (20,2 g), glucides (41,2 g), lipides (17,2 g), vitamines D (10 µg), Fer (6,6 mg), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, chocolat-caramel, moka, fraise, fruits de la forêt, abricot. Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 172124 **9,73€**
Vanille.



Cubitan®

Boisson lactée, hyperprotidique, hyperénergétique, enrichi en arginine et en micronutriments spécifiques pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des escarres. Par bouteille : 248 kcal, protéines (18 g), glucides (29 g), lipides (7 g), arginine (3 g). Arômes : vanille, fraise, chocolat. Cluster de 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 96290 **5,99€**
Chocolat.



Fortimel® Max

Boisson lactée hyperénergétique pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. Par bouteille : 720 kcal, protéines (29 g), glucides (88,8 g), lipides (27,9 g), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, fraise, chocolat, café. Cluster de 4 bouteilles de 300 ml.

. Réf : 162654 **9,62€**
Vanille.



Fortimel® Jucy

Boisson texture «jus». Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67-67,2 g), sans lactose/sans gluten/sans résidu/sans lipide. Arômes : cassis, orange, pomme, fraise, tropical, fruits de la forêt, citron. Disponible en pack multisaveur. Cluster de 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 172409 **8,36€**
Citron.



Fortimel® Creme 2 kcal

Texture «crème» hyperprotidique et hyperénergétique. Par coupelle : 400 kcal, protéines (20 g), glucides (46,6-46,8 g), lipides (14,8 g), fibres (0,5-1 g), sans lactose, ni gluten. Arômes : vanille, banane, moka, fruits de la forêt, chocolat. Cluster de 4 coupelles de 200 g. Toujours disponible en 1,6 kcal au format 125 g.

. Réf : 146218 **9,73€**
Moka.



Fortimel® DiaCare Creme et Fortimel® DiaCare

Hyperprotidique et hyperénergétique. Patients diabétiques ou à troubles du métabolisme des glucides. Par bouteille : 302 kcal, protéines (19,6 g), glucides (31,2 g), lipides (10,6 g), fibres (1,4-2 g), sans gluten. Arômes : vanille, fraise, chocolat. Cluster de 4 bouteilles de 200 ml. Par coupelle : 300-302 kcal, protéines (20 g), glucides (26,2 g), lipides (11,8 g), fibres (4,2-5,6 g), sans gluten. Arômes : vanille, chocolat. Cluster de 4 coupelles de 200 g.

Ⓐ Boisson lactée vanille. . Réf : 40959 **7,57€**

Ⓑ Texture crème chocolat. . Réf : 171994 **7,57€**



Protifar

Poudre hyperprotidique. Pour 100 g : 368 kcal, protéines (87,2 g), glucides (<1,5 g), lipides (1,6 g), sans fibres alimentaires. La boîte de 500 g.

. Réf : 56869 **17,14€**
Neutre.



Poudre Nutilis

Épaississant alimentaire goût neutre pour les troubles de la déglutition ou fausses routes. Pour 100 g : 363 kcal, fibres (5,8 g), protéines (0,26 g), glucides (87,5 g), lipides (0,1 g), sodium (<91 mg), sans lactose ni gluten. La boîte de 300 g.

Réf : 54273 **9,90€**
Neutre.



Fresubin® 2 kcal Crème

Crème dessert complète, hypercalorique, hyperprotéinée.
Par pot : 400 kcal, protéines (20 g), glucides (44,8 g** -45 g), lipides (15,6 g), sans gluten, sans lactose, sans fibres.
Arômes : vanille, cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné, caramel.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 7143741
Vanille.

9,73€



Fresubin® 2 kcal Drink

Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Par bouteille : 400 kcal, protéines (20 g), lipides (15,6 g), glucides (45 g), sans gluten, sans lactose et avec ou sans fibres.
Arômes sans fibres : vanille, pêche/abricot, fruits de la forêt, caramel, cappuccino et neutre.
Arômes salés : asperge, champignon, tomate-carotte.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7003621
Vanille.

9,73€



Fresubin® Jucy Drink

Boisson hypercalorique.
Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67 g), sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
Arômes : cassis, orange, cerise, ananas, pomme.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7765621
Orange.

8,36€



Fresubin® Intense Drink

Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Par bouteille : 480 kcal, protéines (29 g), sans gluten, sans lactose.
Arômes : vanille, pêche/abricot, tropical, noisette, cappuccino et neutre.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7131621
Noisette.

12,77€



**FRESENIUS
KABI**

caring for life*

*Prendre soin de la vie



Fresubin® DB Crème

Crème dessert complète, hypercalorique et hyperprotéinée. Profil glucidique adapté avec un index glycémique bas, pour les personnes diabétiques.
Par pot : 300 kcal, protéines (15 g), glucides (26,24 g).
Arômes : vanille, fraise des bois, cappuccino, praliné, pêche-abricot.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 7162741
Cappuccino.

7,57€



Fresubin® Dessert Fruit

Dessert fruité, hypercalorique, texture semi-épaisse.
Par pot : 200 kcal, protéines (8,8 g), glucides (23-23,4*** g), lipides (7***-7,75 g), fibres (0,5-4,4*** g).
Arômes : pomme, pomme/fraise, pomme/pêche, pomme/pruneau.
Les 4 pots de 125 g.

. Réf : 7281721
Pomme.



Fresubin® Eau gélifiée

Eau gélifiée aromatisée.
Par pot de 125 g : 3-39 kcal.
Arômes sucrés : citron, menthe, fruits rouges, pêche, pomme.
Arômes édulcorés : grenadine, orange, cassis.

. Réf : 7125701
Menthe.

0,80€



Fresubin® Céréales HP

Préparation instantanée déshydratée pour petit déjeuner ou collation, hyperprotéinée.
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée (= 50 g de poudre + 150 ml de lait demi-écrémé).
La boîte de 300 g.

. Réf : 7190421
Biscuité.

8,99€



Fresubin® Protein Powder

Poudre instantanée à base de protéines de lactosérum, sans fibres.
Boîte de 300 g : 4,4 g de protéines par cuillère mesure.
Arôme : neutre.

. Réf : 7951421

14,11€



Delical Boisson concentrée en protéines HP/HC

Dénutrition protéino-énergétique. Boisson lactée, sans gluten, sans lactose. Par bouteille : 452 kcal, protéines (29 g), glucides (40 g), lipides (19,6 g). Saveurs : vanille, café, fraise, noisette, caramel, pêche-abricot, chocolat (nouveau). Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551101429858 **12,77€**
Noisette.



Delical boisson lactée HP HC

Boisson lactée pour les troubles de l'alimentation et de dénutrition globale, hyperprotidique et hypercalorique. Par bouteille : 360 kcal, protéines (20 g), glucides (37 g), lipides (14,8 g), sans gluten et avec lactose. Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits rouges, fraise, pêche/abricot, caramel, nature. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551101429933 **9,73€**
Caramel.



Delical Boisson Fruitée HC

Boisson type fruitée HC (mélange glucido-protidique). Sans lactose, sans gluten. En cas de dénutrition ou inappétence associées à une intolérance au lactose ou dégoût du lait. Par bouteille : 269 kcal, protéines (8,2 g), glucides (59 g). Saveurs : orange, pomme, raisin, multifruit, ananas. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551101034441 **8,36€**
Orange.



Delical Crème HP HC avec lactose (la Floridine)

Crème dessert au lait entier avec lactose, hyperprotidique et hypercalorique. Dénutrition protéino-énergétique, anorexie, inappétence, déglutition douloureuse, troubles de la déglutition ou de la mastication. Par pot : 360 kcal, protéines 20 g. Existe aussi en pot de 125 g pour les collectivités. Texture crème onctueuse. Saveurs : vanille, chocolat, café, praliné, abricot, fraise façon pâtisseries. Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3551101034663 **9,73€**
Vanille.



Delical Brassé

Dessert lacté hyperprotidique hypercalorique. Dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, escarres, maladie d'Alzheimer), toutes pathologies catabolisantes, anorexie ou inappétence, fonte musculaire. Par pot de 200g : 302 kcal, 14 g de protéines. Saveurs : nature sucré, vanille, citron, fraise. Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3551101034892 **7,57€**
Vanille.



Delical Nutra'cake

Dénutrition protéino-énergétique, transit perturbé, biscuit fourré aux fruits, hypercalorique. Par biscuit : 186 kcal, 7,7 g de protéines. Source de fibres. 3 recettes gourmandes : pruneau, framboise, chocolat. 3 sachets de 3 biscuits de 45 g. Existe en carton de 50 biscuits pour la collectivité. L'étui de 405 g.

. Réf : 3551101425676 **5,26€**
Chocolat.



Delical Céréales Instant

Céréales hyperprotéinées conseillées en cas de dénutrition ou risque de dénutrition. Il s'utilise au petit-déjeuner, en collation ou en remplacement du plat principal au dîner, à chaud comme à froid dans l'eau, lait, café, thé, fromage blanc, compote, etc. Permet d'obtenir une texture épaisse adaptée aux troubles de la déglutition. Saveurs : biscuitée ou miel/vanille. La boîte de 420 g.

. Réf : 3401245547126 **8,99€**
Biscuité.



Delical Gelodiet Poudre épaississante

Poudre épaississante à dissolution instantanée en cas de troubles de la déglutition liés aux liquides (maladies neurodégénératives, maladies neurologiques, AVC, etc.) ou de déglutition douloureuse. Consistance stable : efficace à chaud comme à froid. Goût neutre. Sans lactose, sans gluten. Boîte de 225 g avec dosette de 4,6 g.

Réf : 3551100751271 **8,20€**



agilia
Connect

Pousse-seringue Agilia Connect SP

Utilisation intuitive grâce aux messages en toute lettre et aux pictogrammes guidant la programmation.
Grand écran permettant une surveillance claire et rapide de la perfusion.
Réglages des paramètres de perfusion facilités grâce à la navigation dans les menus déroulants.
Poignée et noix de serrage intégrées permettant le transport et la mobilité dans tout l'hôpital.
Large plage de débits de 0,1 à 1 200 ml/h et précision de +/- 3%.

· Réf : Z018510

[Nous consulter](#)



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Kit seringue Auto-Pulsée Perfusor® Space

Administration intermittente ou continue de solutions entérales et parentérales.
En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion. Frein de piston prévenant tout risque d'écoulement libre lors du remplacement de la seringue.
Sur secteur et/ou sur batterie.
Disponible : clé pour verrouillage.
Kit : pousse-seringue, alimentation et pôle clamp.

Réf : 8713030KIT

[Nous consulter](#)



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Kit pompe à perfusion Infusomat® Space

Administration intermittente ou continue de solutions entérales et parentérales.
En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion, gestion homogène du parc d'appareils.
Double clamp anti-écoulement combinés aux tubulures de la gamme Space Line.
Sur secteur et/ou sur batterie.
Kit : pompe, alimentation et pôle clamp.

Réf : 8713050KIT

[Nous consulter](#)




Tubulure Infusomat® Space Line

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Stérile à usage unique pour pompe à perfusion Infusomat.
Pour l'administration parentérale de préparations injectables en poche, Ecoflac® ou flacon verre.
Volume mort d'environ 20 ml.
Visuel présenté : perfuseur Infusomat® Space Line SafeSet, équipé d'un filtre à solution (Air Stop) bloquant la solution en fond de chambre compte-gouttes en fin de perfusion, empêchant ainsi le passage de bulles d'air.

Réf : 8701148SP

A partir de **3,80€**



Pompe de nutrition entérale Flocare Infinity

NUTRICIA

Pour usage ambulatoire ou fixe.
Précision +/- 5%. Ecran LCD rétroéclairé.
Système de verrouillage et alarmes sonores.
Poids 390 g (la plus légère du marché).
Nettoyage possible à l'eau claire.
Autonomie 24 h à 125 ml/h.

Ⓐ Pompe.

Réf : 40461

[Nous consulter](#)

Ⓑ Tubulure Flocare simple voie.

Réf : 100103

[Nous consulter](#)

Ⓒ Nutrison Energy multifibre (besoins énergétiques accrus), par bouteille OPTRI recyclable de 500 ml.

· Réf : 132033

3,81€



Compresseur pour nébulisation Innospire Élégance

Générateur d'aérosol compact et portable, conçu pour nébuliser les médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires communes. Gamme Philips Respironics. Mode fonctionnement continu, sur secteur, niveau sonore 58 dB, débit moyen 6Lpm@10psi, proportion de particules fines 77% en dessous de 5 µm. Livré avec nébuliseur Sidestream, masque adulte, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacochette de transport. Garantie : 3 ans.

Ref : 1099973

95,00€



Compresseur pneumatique Sami the Seal

Générateur d'aérosol Philips Respironics développé pour les enfants. Technologie de pointe du nébuliseur Sidestream, conçue pour administrer des traitements rapides et participer à la bonne observance de la thérapie par aérosol. Mode fonctionnement continu, sur secteur, débit moyen 6Lpm@10psi. Livré avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacochette de transport. Garantie : 3 ans.

Ref : 1093268

129,00€



Nébuliseur portable à tamis vibrant Innospire Go

Conçu pour inhaler les médicaments nébulisables couramment prescrits pour traiter des affections respiratoires. Contre indiqué avec la colistine (colymicine). Petit et léger, portable, quasi-silencieux, batterie longue durée intégrée, simple d'utilisation et d'entretien. Durée du traitement pour 2,5 ml de Salbutamol : 4 min. Garantie : 2 ans.

Ref : 1126593

379,00€



Nébuliseur à compresseur Omron Duo Baby

2 en 1 : mouche-bébé et nébuliseur à compresseur. Compartiment pour accessoires avec couvercle. Taux de nébulisation 0,2 à 0,4 ml selon embout. Dim. particules propulsées 4 à 9 µ selon embout. Capacité réservoir 12 ml max. 2 embouts faciles à identifier pour les utilisateurs : le vert pour les voies supérieures (rhinite, sinusite, pharyngite, laryngite) et le bleu pour les voies inférieures (asthme, bronchite, bronchiolite, bronchopneumonie) + 1 mouche bébé. DM classe IIa. Garantie : 3 ans.

Ref : OMR281

104,90€



Nébuliseur C-28P

Conçu pour un usage intensif. Nouveau système «double valve» empêchant les médicaments de s'échapper pendant l'inhalation et l'expiration. Synchronisation du flux d'aérosol avec la respiration du patient afin d'optimiser l'effet thérapeutique du médicament inhalé. Inclus : compresseur, kit de nébulisation, tube à air 150 cm, embout buccal, masque adulte, masque enfant, adaptateur pour masque enfant, câble d'alimentation avec prise européenne, housse de transport, 5 filtres à air de recharge, manuel d'utilisation. Dim. 18 x 10,4 x 18 cm. DM classe IIa. Garantie : 3 ans.

Ref : OMR344

93,90€



Nébuliseur à compresseur C900

Compresseur haute performance nouvelle génération en seulement 2 parties pour une utilisation et un nettoyage facile. Haut rendement de 7 l/min à 100 kPa, taux de nébulisation de 0,4 ml/min. Fourni avec 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres, 1 sac de transport. Poignée facile à transporter. Dim. L 17,5 x H 11 x P 2,15 cm. CE0197, DM classe IIa. Garantie : 3 ans.

Ref : OMR209

149,00€



Aspirateur de mucosités VacuAide QSU

Conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes supérieures selon les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité. Pression d'aspiration de 50 à 550 mmHg à un débit de 27 l/min. Faible niveau de bruit. Facile d'utilisation et d'entretien. Prise allume-cigare. Sac de transport ergonomique. Répond aux normes ISO relatives aux véhicules d'urgence. Garantie : 2 ans.

Ref : 7314P-NE

785,00€

VacuAide QSU avec batterie et bocal 800 ml.



Aspirateur médical Clario*

Recommandé pour une aspiration fiable des sécrétions claires et non épaisses. Facile à transporter et compact. Concept hygiénique unique qui exclut tout débordement à l'intérieur de l'aspirateur. Débit max. 15 l/min. Muni d'un sac de transport sur version C et set bocal de remplacement. Sac de transport en option pour les autres. **Attention : non adapté en cas de fausses routes. Garantie : 5 ans, batterie 6 mois. Modèle pour les enfants : Clario Toni existe en 2 versions.**

- Ⓐ Version adulte standard CA, sur secteur.
Réf : 014.0011 **Nous consulter**
- Ⓑ Version adulte CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0111 **Nous consulter**
- Ⓒ Version adulte DE LUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0211 **Nous consulter**
- Ⓓ Version enfant CLARIO TONI, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0023 **Nous consulter**
- Ⓔ Version enfant CLARIO TONI DELUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0027 **Nous consulter**



Aspirateur médical Vario 18*

Recommandé en collectivités et à domicile (si kit fausse route**). Léger, compact, silencieux et produisant peu de vibrations. Batterie rechargeable ou secteur. Installation rapide du vide (technologie QuatroFlex™) et régulateur de vide à membrane avec bouton à cran de sécurité. Livré avec 5 filtres hydrophobes trop plein antibactériens et tuyau en silicone avec raccords. Débit max. : 18 l/min. Vide max. : -75 kPa/-563 mmHg. Garantie : 5 ans moteur QuatroFlex et 6 mois la batterie. **Livré sans consommable.**

- Ⓐ Version CA, sur secteur.
Réf : 026.2112 **Nous consulter**
- Ⓑ Version CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 026.5112 **Nous consulter**



Aspirateur médical Basic

Formation rapide du vide grâce à la technologie du piston/cylindre, aspiration élevée, fonctionnement silencieux et design compact. Réglage précis du vide grâce au régulateur de vide à membrane. Version portable, rack (à insérer dans une colonne ou armoire) ou sur pied. Livré avec son bocal de sécurité et tuyau en silicone avec raccords. **Livré sans consommable.** Domaine d'application : endoscopies, gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, collectivités. Débit : 30 l/min. Dépression -90 kPa/-675 mmHg. Garantie : 5 ans.

- Ⓐ Version portable : 10 kg.
Dim. 29 x 30,5 x 32,5 cm.
Réf : 071.0000 **Nous consulter**
- Ⓑ Version Rack : 9,3 kg.
Dim. 21 x 30,5 x 37,5 cm.
Réf : 071.0001 **Nous consulter**
- Ⓒ Version sur pied : 16 kg.
Dim. 96,5 x 30,5 x 32,5 cm.
Réf : 071.00014 **Nous consulter**

medela 

Accessoires pour aspirateur

- Ⓐ Bocal 1,5L PC pour poches à usage unique.
Réf : 077.0082 **Nous consulter**
- Ⓑ Le carton de 40 poches UU, 1,5L.
Réf : 077.0083 **Nous consulter**
- Ⓒ Les 5 adaptateurs Vario pour bocal PC désinfectables 1,5 et 2,5 litres. Indispensable au Vario pour recevoir le nouveau système à usage unique.
Réf : 077.0105 **Nous consulter**
- Ⓓ Set réutilisable 1L PSU (couvercle, bocal, 1 tuyau patient stérile à UU).
Réf : 077.0715 **Nous consulter**
- Ⓔ Tuyau PVC stérile pour patient unique avec réglage fin au doigt 1,80 m.
Réf : 077.0951 **Nous consulter**


- Ⓕ Support plastique à pressoir. Indispensable au Basic sur pied pour recevoir le consommable.
Réf : 077.0521 **Nous consulter**
- Ⓖ Filtre trop-plein antivirus avec raccord Medela pour éviter les contaminations croisées au coronavirus. Adaptable sur les pompes Vario et Basic (lot de 10).
Réf : 101035263 **Nous consulter**
- Ⓗ Tuyau silicone avec raccords pour Vario.
Réf : 077.0931 **Nous consulter**
- Ⓖ Tuyau silicone avec raccords pour Basic.
Réf : 077.0922 **Nous consulter**



Kit fausse route**

Recommandé en collectivités sur le VARIO 18 à utiliser après les manœuvres d'urgences habituelles.

- Ⓐ Collecteur de mucosités 0,25L PSU.
Réf : 077.0125 **Nous consulter**
- Ⓑ Couvercle avec trop-plein et embout tronconique 6-10 mm.
Réf : 077.0440 **Nous consulter**



Lunettes O²

Permet d'inhaler par voie nasale de l'oxygène concentré.
Débit de 1 à 4 L/mn.
Embout nasal droit en PVC.
Tuyau anti-écrasement.
A usage unique.

- Ⓐ Taille adulte. **1,60€**
Réf : 278100
- Ⓑ Taille enfant. **1,60€**
Réf : 278099

Nébuliseurs

Avec tuyau d'alimentation et élastique de maintien.
Masque souple transparent avec pince nez réglable et réservoir pour médicaments d'une capacité de 6 c.c.
Tuyau anti-écrasement.
A usage unique.

- Ⓐ Taille adulte. **4,50€**
Réf : 302201
- Ⓑ Taille enfant. **4,20€**
Réf : 302218

Masque à usage unique pour insufflateur à usage unique

Masque en PC (sans latex) à bourrelet gonflé permettant d'épouser le visage du patient.
Bague amovible avec crochets pour le maintien par sangle araignée.
Tailles de 0 à 4 : T0 nourrisson, T1 bébé, T2 enfant, T3 adolescent, T4 adulte.
Compatible avec les insufflateurs à usage unique DMT Réf. 248070, 248071 ou 248072.

- Réf : 322225 **3,70€**
Taille 0.



Masque silicone pour insufflateurs réutilisables

Épouse facilement le visage du patient.
Sans latex.
Autoclavable à 134°C.
Ø adulte 2,2 cm ou enfant 1,5 cm.
Tailles 0 à 5.

- Réf : 248060 **8,90€**
Taille 0.



Insufflateur à usage unique

En PVC sans latex.
Modèle adulte sans valve de surpression, modèle enfant et bébé avec valve de surpression.
Livré avec une tubulure d'oxygène, sous emballage individuel soudé de couleur différente pour les 3 tailles.

- Ⓐ Adulte + réservoir O² + Masque T5. **19,40€**
Réf : 248070
- Ⓑ Enfant + réservoir O² + Masque T3. **19,40€**
Réf : 248071
- Ⓒ Bébé + réservoir O² + Masque T1. **19,40€**
Réf : 248072



Insufflateur réutilisable silicone

Grand confort d'utilisation, très bonne résistance, en silicone (sans latex).
Autoclavable jusqu'à 134°C.
Modèles enfant et bébé : avec valve de surpression. Modèle adulte : avec dragonne.

- Ⓐ Adulte + réservoir O² + Masque T5. **95,90€**
Réf : 248030
- Ⓑ Enfant + réservoir O² + Masque T3. **79,90€**
Réf : 248040
- Ⓒ Bébé + réservoir O² + Masque T1. **79,90€**
Réf : 248050



BRAUN
SHARING EXPERTISE

Poches à urine Urimed® Bag Plus

Poches vidangeables de recueil des urines avec valve anti-reflux pour personnes incontinentes ou stomisées urinaires. Raccordable à un étui pénien, une poche d'urostomie ou une sonde vésicale. Voile velours côté peau pour les poches ambulatoires.

- Ⓐ 30 poches non stériles 500 ml.
. Réf : 28501R **Nous consulter**
- Ⓑ 30 poches non stériles 800 ml.
. Réf : 28306R **Nous consulter**
- Ⓒ 30 poches non stériles 1,5L.
. Réf : 28150R **Nous consulter**
- Ⓓ 30 poches non stériles 2L.
. Réf : 28300R **Nous consulter**
- Ⓔ 10 poches stériles 2L + site de prélèvement sans aiguille.
. Réf : 28610R **Nous consulter**



Teleflex®

Poches à urine à suspendre

Non stériles, avec valve anti-retour et système de vidange T-Tap sécurisé.
Volume 2L. Longueur 90 cm.
Livré avec un crochet de suspension.
La boîte de 30.

. Réf : 850406 **64,95€**



Teleflex®

Poches à urine de jambe

Stérile, à usage unique, sans latex. Connecteur universel cranté avec site de prélèvement d'urine sans aiguille et capuchon de protection. Tubulure de 30 cm souple et résistante au pliage. Valve anti-retour et système de Vidange «Flip Flow».
La boîte de 10 poches livrée avec 2 lanières de fixation velcro.

. Réf : 850341 **21,90€**
Boîte de 10 poches de 750 ml.

convatec
- forever caring -

Poches à urine

Poches à urine vidangeables, avec valve anti-reflux pour sondage intermittent et robinet.

- Ⓐ Boîte de 30 poches de nuit 2L (tubulure 140 cm).
. Réf : 508713 **64,95€**
- Ⓑ Boîte de 2 attaches Careline™.
. Réf : 508715 **3,00€**



Coloplast

Poche à urine de jambe Conveen®

Poches à urine design modernes et discrètes. Graduées fiables et dotées d'une tubulure crénelée anti-coudage pour prévenir les fuites accidentelles. Système de vidange à clapet facile à utiliser s'assurant de la bonne fermeture de la poche.

Voile doux sur la partie en contact avec la jambe, pour un plus grand confort de port. Couleur discrète pour une poche moins visible sous les vêtements. Disponible en version stérile avec un site de prélèvement sans aiguille (Conveen® Triform). Existe en plusieurs contenances. Accessoires en supplément pour fixation au mollet : attaches de maintien, attaches de jambe ou filets.

. Réf : 051610 **63,99€**
La boîte de 30 poches Conveen® 0,5L tub. crénelée de 50 cm ajustable.



Ⓑ



Ⓐ

Coloplast

Accessoires de fixation de poche Conveen®

Il existe différents systèmes de maintien pour les poches de jambe Conveen® :

- Les attaches souples et élastiques avec fixation velcro et bande antidérapante en silicone.
- Les filets de jambe pour un maintien renforcé (3 tailles).

- Ⓐ Attaches de jambe Conveen®.
. Réf : 050501 **3,00€**
- Ⓑ Filet de jambe Conveen® standard 40-60 cm.
. Réf : 783681 **3,00€**
- Ⓒ Filet de jambe Conveen® medium 45-66 cm.
. Réf : 783687 **3,00€**
- Ⓓ Filet de jambe Conveen® large 55-85 cm.
. Réf : 783695 **3,00€**



Coloplast

Poche à urine de jambe Conveen® Active

Discrète et invisible sous les vêtements. Solution pour les modes de vie actifs. La poche à urine est intégrée dans une bande élastique qui se fixe autour de la cuisse. Avec système d'attaches intégré et patch adhésif en silicone repositionnable renforçant la fixation à la cuisse. Robinet de vidange escamotable caché dans la bande élastique lorsqu'il n'est pas utilisé et permettant à l'utilisateur de vider sa vessie sans avoir à retirer la poche de recueil. Tubulure crénelée anti-coudage qui réduit les risques de reflux et prévient les fuites accidentelles. Poche 250 ml, tub. 7 cm ajustable. La boîte de 30 poches.

. Réf : 255020 **61,50€**
La boîte de 30 poches Conveen® Active : 250 ml tub. 7 cm ajustable.



Coloplast

Poche à urine de nuit Conveen®

Grande contenance pour éviter au patient de se lever et limiter le risque de chuter. Valve anti-reflux et système anti-fuites (matériau résistant et robinet de vidange). Système de vidange sécurisé en deux temps, permettant d'éviter que des gouttes ne tombent sur le sol. Une fois fermée, l'extrémité du système est protégé évitant le risque de contamination. Poche de nuit 2L tub. crénelée anticoudage 140 cm ajustables (visuel présenté). Existe aussi en version 1,5L tub. lisse 90 cm ajustables. Accessoire en supplément : porte poche de sol. La boîte de 30 poches.

. Réf : 213460 **64,95€**
La boîte de 30 poches Conveen® de 2L tub. crénelée anticoudage 140 cm ajustables.



Teleflex®

Sonde Liquick X-treme

Sonde vésicale droite hydrophile prête à l'emploi, munie d'une gaine de protection stérile pour un sondage sans contact. Extrémité profilée Ergothan. Longueurs disponibles : 20, 30 ou 40 cm. Charrière de 6 à 16. La boîte de 30.

Ⓐ Modèle femme.

. Réf : 851822

78,30€

Ⓑ Modèle homme.

. Réf : 851842

78,30€



Teleflex®

Kit complet Liquick X-treme Plus

Kit complet avec sonde vésicale X-treme + poche à urine incorporée de 800 ml. Longueurs disponibles : 20 ou 40 cm. Charrière de 12 à 16. La boîte de 30.

Ⓐ Modèle femme.

. Réf : 852822

Nous consulter

Ⓑ Modèle homme.

. Réf : 852842

Nous consulter



Teleflex®

Sonde Aquaflate glycerine

Sonde de Foley 2 voies 100% silicone avec seringue pré-remplie d'eau stérile à 10% de glycérine.

Longueurs de sonde : 20, 30 ou 40 cm.

Plusieurs charrières selon les modèles :

- CH 12 à 24 pour les modèles adultes avec un ballonnet de 10 à 15 ml.

- CH 6 à 10 pour les modèles pédiatriques avec un ballonnet de 1,5 à 5 ml.

. Réf : 850081

11,98€

Modèle homme et femme.



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

**Sonde Actreen®
Mini Cath**

Sonde vésicale stérile pré-lubrifiée avec lubrifiant hydrophile pour sondage intermittent chez la femme. Sonde prête à l'emploi. Etui de transport inclus. Disponible en CH 08 - 10 - 12 - 14 - 16. La boîte de 30.

. Réf : 22801 **Nous consulter**



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

**Sonde Actreen®
Mini Set**

Set de sondage avec sonde vésicale stérile pré-lubrifiée et poche de recueil intégrée pour sondage intermittent chez la femme. Set prêt à l'emploi. Etui de transport inclus. Disponible en CH 10-12-14. La boîte de 30.

. Réf : 23901 **Nous consulter**



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

**Sonde Actreen®
Hi-Lite Cath**

Sonde stérile pré-lubrifiée avec lubrifiant hydrophile. Sonde prête à l'emploi avec système «no touch» et discrète grâce à son étui de transport. Une utilisation simple et rapide en toutes circonstances. Modèles : TIEMANN 41 cm (CH 8 à 18), NELATON 20 cm (CH 06 à 16) et NELATON 41 cm (CH 08 à 18).

. Réf : 2381-2382-2383 **Nous consulter**



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

**Sonde Actreen®
Hi-Lite Set**

Set de sondage stérile avec sonde vésicale pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile. Poche de recueil intégrée de 1L. Prêt à l'emploi pour auto-sondage ou hétérosondage de la vessie ou néo-vessie, idéale pour les sondages au lit, au fauteuil lors d'hétérosondage. Modèles : TIEMANN 37 cm (CH 10 à 18), NELATON 37 cm (CH 10 à 18).

. Réf : 24211-24221 **Nous consulter**



Sondes urinaires Speedicath® pour femme

Gamme pour les femmes de sondes compactes prêtes à l'emploi autolubrifiées et stériles. Design discret et facile à utiliser. Sondage en un seul geste, sans toucher le corps de la sonde.

A Speedicath® Compact Eve femme nouvelle génération. Forme ergonomique pour une meilleure prise en main. Refermable hermétiquement⁽¹⁾ après utilisation. Nelaton/droite 9 cm en CH 10-12-14.

La boîte de 30 sondes CH 10.
(1) Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test "Fermeture sécurisée après utilisation" consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l'agiter et la placer dans un filtre charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée.

. Réf : 281100 **82,94€**

B Speedicath® Compact et Compact Plus femme ou enfant. Nelaton/droite 7 cm en CH 6-8-10-12-14 ou nelaton/droite 9 cm en CH 10-12-14.

La boîte de 30 sondes Compact femme nelaton/droite 7 cm CH 6.
. Réf : 285760 **82,94€**

C Speedicath® Compact Set femme nelaton/droite 9 cm CH 10-12-14. Solution tout-en-un : sonde droite + poche pré-connectée de 750 ml.

La boîte de 20 sets CH 10.
. Réf : 285201 **74,08€**



Système d'irrigation transanale Peristeen® Plus

Destiné aux personnes souffrant d'incontinence fécale et de constipation chronique rebelles aux traitements de première intention.

Permet une vidange complète de la partie terminale du colon par l'introduction d'eau dans l'intestin à l'aide d'une sonde rectale. Réduire les risques de fuites fécales involontaires et/ou la constipation chronique. Système transportable et léger.

Inclus : 1 unité de contrôle dotée d'une pompe, 1 bouchon gris, 1 poche à eau, 2 sondes rectales, 2 attaches de maintien.

A Sonde standard
. Réf : 291420 **116,84€**

B Sonde courte
. Réf : 291490 **116,84€**



Etuis péniens Conveen® Optima

Facilité de pose : double languette pour un déroulement uniforme, même avec des gants. Système anti-fuites : évite le blocage des urines grâce au bulbe anticou dage.

Raccordement hermétique : embout strié pour faciliter la connexion.

Hypoallergénique grâce à sa matière dérivée du silicone le polysiloxane, auto-adhésifs, sans latex, étuis. La boîte de 30 étuis.

A Conveen Optima : version standard pour verge >5 cm de long, Ø30. Existe en Ø25, 28, 30, 35 ou 40.
. Réf : 220300 **74,70€**

B Conveen Optima Specific : version courte pour verge <5 cm de long, Ø30. Existe en Ø21, 25, 30 ou 35.
. Réf : 221300 **74,70€**

Sondes urinaires Speedicath® pour homme

Gamme pour les hommes de sondes compactes prêtes à l'emploi autolubrifiées et stériles. Design discret et facile à utiliser.

A Speedicath® Compact Set homme. Facile à ouvrir et à refermer.

Poignée ergonomique antidérapante qui facilite l'ouverture⁽³⁾. Solution tout-en-un : sonde droite + poche pré-connectée de 750 ml. La boîte de 20 sets homme nelaton/droite 30 cm CH 12/18.

(3) Enquête internationale de satisfaction sur l'utilisation de SpeediCath Compact Set, septembre 2013. N=550 patients sous sondage intermittent dont 339 hommes et 211 femmes, chaque patient a testé 30 produits. 88% ont noté SpeediCath Compact Set facile à utiliser, 85% facile à ouvrir.

. Réf : 284221 **74,08€**

B Speedicath® Flex homme.

Sonde souple avec gaine de protection sèche et hermétique et un Flextip (extrémité flexible et olivaire).

L'extrémité flexible (flextip) est conçue pour suivre facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie⁽⁴⁾.

En format de poche (visuel présenté) facile à transporter et refermable après utilisation (CH 10-12-14) ou format standard (CH10-12-14-16).

La boîte de 30 sondes format de poche homme nelaton/droite 40 cm CH 10.

(4) EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins «sondage urétral». Section 2, Sondage intermittent. P17.

. Réf : 289100 **78,30€**

C Speedicath® Flex Set.

Set de sondage CH 10-12-14-16.

Doux, hygiénique et simple à utiliser.

Solution tout-en-un pour hommes comprenant une sonde souple dotée de notre technologie de lubrifiant triple action, une gaine de protection sèche, une extrémité flexible et une poche à urine sèche au toucher.

La boîte de 30 sets CH 10.

. Réf : 289310 **78,30€**



Etui pénien Urimed® Vision

Etui pénien pour incontinence masculine moyenne à importante, temporaire ou définitive.

Hypoallergénique, 100% silicone : spécialement recommandé aux personnes sensibles aux allergies, notamment au latex.

Auto-adhésif, collerette anti-torsion. Ø2,5 à 4,1 cm.

Existe en Vision standard, Vision short pour verge courte ou rétractée et Vision Ultra pour une adhésion renforcée.

La boîte de 30.
. Réf : IH25-IH35-IH45 **Nous consulter**



Poches SenSura® Mio 1 pièce

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre. Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements. Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie. Support plat, adhésif standard. Plusieurs diamètres de découpe existent (Mini, Midi ou Maxi). La boîte de 30 poches.

A SenSura® Mio 1 pièce fermée Mini, diamètre de découpe 15-45 mm. Fixée de façon permanente au protecteur cutané extensible. Pour changer la poche : retirer et remplacer l'appareillage.
 . Réf : 108709 **67,95€**

B SenSura® Mio 1 pièce vidable Mini, diamètre de découpe 10-45 mm.
 . Réf : 104319 **90,48€**

C SenSura® Mio 1 pièce vidangeable (uro) Midi, diamètre de découpe 10-45 mm. Fixée de façon permanente au protecteur cutané extensible. Pour changer la poche : retirer et remplacer l'appareillage.
 . Réf : 105810 **116,64€**

Poches SenSura® Mio 2 pièces Click

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre. Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements. Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie. Orientables à 360° sans les enlever du support. Peuvent-être retirées de leur support sans avoir à changer ce dernier. Le protecteur cutané peut ainsi rester en place plus longtemps (2-3 jours). Système de couplage adhésif souple et repositionnable qui s'adapte à la morphologie de chacun. Fixées de façon sécurisée sur le support par un système de couplage mécanique. Un « clic » audible confirme le verrouillage correct. Plusieurs couplages poche-support existent. La boîte de 30 poches.

A SenSura® Mio 2 pièces Click fermée Maxi, anneau de couplage 40 mm.
 . Réf : 114029 **42,03€**

B SenSura® Mio 2 pièces Click vidangeable (uro) Midi, anneau de couplage 40 mm.
 . Réf : 114319 **75,60€**

C SenSura® Mio 2 pièces Click vidangeable (uro) Maxi, anneau de couplage 40 mm.
 . Réf : 114910 **106,44€**

Poches SenSura® Mio 2 pièces Flex

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre. Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements. Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie. Système de couplage adhésif souple et repositionnable qui s'adapte à la morphologie de chacun. La boîte de 30 poches.

A SenSura® Mio 2 pièces Flex fermée Midi, anneau de couplage 35 mm.
 . Réf : 122019 **42,03€**

B SenSura® Mio 2 pièces Flex vidable Midi, anneau de couplage 35 mm.
 . Réf : 122319 **75,60€**

C SenSura® Mio 2 pièces Flex vidangeable (uro) Maxi, anneau de couplage 35 mm.
 . Réf : 122920 **106,44€**



Accessoires Brava® pour prévenir les fuites

A Anneaux protecteurs plats et convexes : créent un joint étanche entre la peau péristomiale et le support afin de prévenir les fuites et les irritations cutanées qui en découlent. Faciles à manipuler et à retirer, ils protègent la peau en absorbant l'excédent d'humidité de la peau. 13 diamètres et épaisseurs disponibles. La boîte de 10 anneaux Ø30-70, épaisseur 8 mm.
 . Réf : 120921 **27,37€**

B Brava Support Plus : évite que l'appareillage ne se décolle prématurément sur une morphologie péristomiale irrégulière. Absorbe la sueur et l'humidité tout en conservant son élasticité. S'adapte à la morphologie lors des activités physiques. Existe en 4 formes. La boîte de 20 support plus.
 . Réf : 120701 **25,70€**

C Pâte en tube sans alcool : protège la peau contre les effluents. Aide à combler les plis, creux, cicatrices en créant un joint étanche autour de la stomie afin de prévenir les fuites. Le tube de 60 g.
 . Réf : 120501 **7,00€**



Accessoires Brava® pour protéger la peau

A Protection cutanée : forme un film protecteur contre les effluents sans compromettre l'adhésivité du support adhésif. Ne pique pas et sèche en quelques secondes. Existe en spray de 50 ml ou boîte de 60 lingettes. Le spray de 50 ml.
 Réf : 120201 **24,90€**

B Poudre : absorbe l'humidité sur la peau et laisse la peau sèche. Prend soin des peaux péristomiales. Le flacon de 25 g.
 . Réf : 019075 **3,91€**

C Plaque de protection cutanée : absorbe l'humidité pour prévenir les risques de macération de la peau. Protège la peau péristomiale. Se place sous le protecteur cutané. Existe en 10 x 10 ou 15 x 15 cm. La boîte de 5 plaques 10 x 10 cm.
 . Réf : 032106 **13,69€**

Accessoires Brava® pour faciliter le quotidien

A Retrait d'adhésif : ne modifie pas l'adhésivité des appareillages appliqués par la suite. Ne pique pas, sèche en quelques secondes. Existe en spray de 50 ml ou boîte de 30 lingettes. Le spray de 50 ml.
 . Réf : 120101 **11,56€**

B Déo-lubrifiant : facilite la vidange des poches. Fait glisser les selles au fond de la poche pour éviter leur stagnation autour de la stomie. Neutralise les odeurs. Existe en boîte de 20 dosettes de 7,5 ml ou flacon de 240 ml. Le flacon de 240 ml.
 Réf : 120611 **19,70€**



Brancard pliant Holtex

Dispose d'un système de balancier.
Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
Léger, facile à transporter.
Coloris unique : orange.
Poids : 8 kg.
Poids max. : 159 kg.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Modèle pliable en 2.
Se plie dans sa largeur.
Dim. déplié : 207 x 54,5 x H 13 cm.
Dim. plié : 207 x 17 x 9 cm.

Réf : SBRAN09_O **142,00€**

Ⓑ Modèle pliable en 4.
Se plie dans sa longueur et dans sa largeur.
Dim. déplié : 208 x 54,5 x 13,5 cm.
Dim. plié : 105 x 18 x 10 cm.

Réf : SBRAN08_O **165,00€**



Chaise portoir Holtex

Structure haute résistance en alliage aluminium.
2 bras escamotables. 2 roues arrière fixes.
3 sangles de retenue avec boucle de dégagement rapide.
Coloris unique : orange.
Hauteur assise : 49 cm.
Poids max. : 159 kg.
Disponible en 2 modèles : 2 ou 4 roues.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Modèle 2 roues. Poids : 9 kg.
Dim. déplié : 92 x 84 x 52 cm.
Dim. plié : 92 x 16 x 52 cm.

Réf : SBRAN14_O **379,00€**

Ⓑ Modèle 4 roues. Poids : 14 kg.
Dim. déplié : 98 x 84 x 60 cm.
Dim. plié : 98 x 20 x 60 cm.

Réf : SBRAN15_O **495,00€**



AXSOL
POUR UN MONDE ACCESSIBLE

Chaise d'évacuation Excel

Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute sécurité.
Légère et facile à utiliser. Utilisable par un seul aidant.

Poignée télescopique 3 positions, frein de sécurité sur les roues arrière, mécanisme de verrouillage, 4 roues (dont 2 pivotantes), appui-tête réglable, repose-pieds escamotable, accoudoirs relevables, ceinture 3 points à détachement rapide réglable, sangle de maintien pour les jambes et poignée de portage avant.

Existe en version motorisée pour les évacuations en sous-sol.
Dim. déplié L 65 x H 132 x P 99 cm.
Dim. plié L 65 x H 113 x P 29 cm.
Poids max. : 227 kg.

Réf : 812 002

A partir de **1.452,00€**



 **Dumont Sécurité**

Drapp de transfert à usage unique

Drapp blanc en non-tissé, à base de polypropylène. Validé IFTH.
Dim. 150 x 220 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 50 draps.

Ⓐ Grammage : 60 g/m².

Réf : 304850 **63,00€**

Ⓑ Grammage : 70 g/m².

Réf : 304855 **Nous consulter**



 **Holtex**

Tensiomètre Easy 2 Urgence

Kit spécial urgence, prise rapide et efficace de la tension.
Brassard sans poche en nylon lavable à fermeture velcro.
Poire ergonomique avec robinet de décompression.
Grand cadran Ø56,5 cm avec anneau antichoc, graduation de 0 à 300 mm Hg.
Inclus : trousse de rangement nylon, 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse).
Garantie : 1 an.

Réf : DS99903

72,00€



 **DevaSet**
La sélection médicale

CA-MI

Tensiomètre Cami P-50 Urgence

Kit spécial urgence.
Boîtier avec bague de protection.
Plaque de mesure de 40 à 260 mmHg, précision +/- 3 mmHg, graduation de 0 à 300 mm Hg.
Inclus : trousse de rangement, 5 brassards de 13 à 66 cm.
Conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.
Garantie : 2 ans.

Réf : DCAM0002

72,00€



Trousse de secours VSL

Trousse de secours complète en polypropylène. Ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S. suivant l'arrêté du 12 décembre 2017. Dim. L 44,1 x l 31 x H 13 cm.

Réf : 252468 **92,90€**
Trousse de secours.



Trousse de secours Médecine du Travail - PP - Remplie

Trousse de secours remplie en polypropylène pour la médecine du travail. Avec support mural. Dim. L 34,2 x l 25,2 x H 10 cm.

Réf : 252457 **75,90€**



Armoire à pharmacie 2 portes

Armoire à pharmacie métal 2 portes, 20 personnes. Dim. L 53 x l 53 x H 19 cm.

Réf : 252465 **219,90€**



Sac DMT Bouteille 5L

Pour bouteille 5L : portage dos et poignée, fond du sac renforcé. Avec poche avant pour DAE. Livré avec 2 pochettes. Option : trolley.

Réf : 280400 **239,00€**



Sac à dos Horizon

Sac médical léger et compact. Portage ergonomique avec 2 poignées surmoulées (en haut et à gauche du sac) et 1 sangle hélictreuillage. Intérieur : 1 poche cristal porte document, 1 grande poche plaquée, 6 poches filet de chaque côté du sac et 5 trousses amovibles. Vol. 30 L. Poids à vide : 2 kg. Dim. H 58 x l 34 x P 21 cm. Coloris rouge ou bleu. Garantie : 10 ans.

Réf : BS137C **349,90€**

Sacs de secours

Matériaux résistants. Vendus vides. Plusieurs coloris disponibles. Garantie : 2 ans.

Ⓐ Sac light rouge (22 litres, 1,29 kg) pratique, léger et lavable : 2 séparateurs internes réglables, 1 poche rabat, 2 latérales et 1 frontale. Dim. L 44 x l 25 x H 27 cm.

Réf : MEEMER02_R **68,00€**

Ⓑ Sac rouge grande capacité (38 litres, 1,76 kg) destiné à transporter les matériels de secours les plus fragiles : 4 compartiments intérieurs haute capacité, 1 poche rabat, 2 latérales, 1 au dos, 1 au-dessus, 1 frontale et 1 porte carte. Dim. L 55 x l 31,5 x H 33 cm, base imperméable.

Réf : MEEMER03_R **141,90€**

Sac DMT Pack plus

Solide et ergonomique, c'est la référence en sac de secours. 5 poches extérieures, 6 trousses amovibles à l'intérieur, portage à dos et poignées. Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm. Coloris bleu ou rouge.

Ⓐ Sac rouge. Réf : 303950 **319,00€**

Ⓑ Sac bleu. Réf : 303900 **325,00€**

®



Couverture de survie isothermique

En polyester métallisé résistant et imperméable. Protège le corps humain du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent. Epaisseur 1,2 µ.

Ⓐ	Enfant - 110 x 140 cm - 30 g.	
	Réf : 29 040 70	1,30€
Ⓑ	Adulte - 220 x 140 cm - 60 g.	
	Réf : 29 040 60	1,70€
Ⓒ	Adulte - 210 x 160 cm - 60 g.	
	Réf : 29 040 65	1,70€



Collier cervical réglable

Empêche les mouvements néfastes du cou du type flexion, extension et rotation. Mentonnière, support de nuque aéré, large ouverture trachéale.

Résistant à l'eau et radio-transparent. En polyéthylène injecté haute densité, sans latex.

Ⓐ	Collier Emt'choice 4 tailles adulte.	
	Réf : 302403	10,90€
Ⓑ	Collier Patriot 3 tailles enfant.	
	Réf : 302444	15,90€



Collier cervical Sober 2 parties

En mousse haute densité plastifiée avec orifice trachéal et orifices carotidiens à utiliser lors de suspicion de traumatismes du rachis cervical. Fixation par velcro, mise en place aisée. Nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers habituels).

Taille bébé, petit enfant, enfant ou adulte de T1 à T3.

Ⓐ	Taille bébé, collier violet.	
	Réf : 247007	96,90€
Ⓑ	Taille petit enfant, collier bleu.	
	Réf : 247008	96,90€
Ⓒ	Taille adulte T1, collier rouge.	
	Réf : 247003	96,90€



Défibrillateurs semi-auto et automatique

Défibrillateur avec fonctions «intelligentes» intégrées. Guidage vocal et visuel, par schémas très simples et visibles dans le couvercle.

Batterie longue durée pouvant produire jusqu'à 200 chocs. Délivrance automatique du choc après un message d'avertissement.

Conforme aux exigences de la réglementation applicable. Livré avec batterie et paire d'électrodes pour adulte. Garantie : 5 ans.

Ⓐ	DEF-I semi-automatisé.	
	Réf : CC8010000	1.685,00€
Ⓑ	AUTO-DEF automatisé.	
	Réf : CC8011010	1.999,00€

Location d'un lit Alzheimer

| .Tarif de location par semaine : 12,60€



Location d'un lit à hauteur variable électrique

| .Tarif de location par semaine : 12,60€



Location d'un lit médical pour patients de plus de 135 kg

| .Tarif de location par semaine : 25,00€



Location d'un lit enfant

| .Tarif de location par semaine : 25,00€



Location d'un déambulateur

.Tarif de location par semaine.
Jusqu'à la 26^{ème} semaine : 2,21€
Au-delà : 1,34 €/semaine




Location d'un soulève-malade

.Tarif de location par semaine.
Jusqu'à la 32^{ème} semaine : 17,53€
Au-delà : 10,82 €/semaine

**Location d'un compresseur pour matelas à pression alternée**
Accessoires : achat d'un matelas simple

| .Tarif de location par semaine : 10,88€

**Location d'un fauteuil roulant**

.Tarif de location par semaine avec un accessoire.
Jusqu'à la 52^{ème} semaine : 16,45€
Au-delà : 10,12 €/semaine

. Tarif de location par semaine avec deux accessoires.
Jusqu'à la 52^{ème} semaine : 21,30€
Au-delà : 13,07 €/semaine

. Tarif de location par semaine avec plus de deux accessoires.
Jusqu'à la 52^{ème} semaine : 25,51€
Au-delà : 15,60 €/semaine

**Location d'un stimulateur périméal**

| .Tarif de location par semaine : 11,74€

**Location d'un neurostimulateur transcutané**

| .Tarif de location par mois : 12,20€

**Location d'un tire-lait électrique**

| .Tarif de location par semaine : 7,50€