



Chapitre **KINÉSITHÉRAPIE**

Chaises et tables de kinésithérapie.....	126 à 128
Accessoires de kinésithérapie et gamme sport	129 à 131
Renforcement musculaire	132 à 133
Assise, posture et thermothérapie	134 à 135
Vélos d'entraînement, rameur et tapis d'entraînement	136 à 137
Electrostimulation	138
Rééducation périnéale	139
Ultrasons, Pressothérapie, Stimulateur	140
Equipement kinésithérapie	141 à 142





Chaise de massage pliante

Tête multi réglable et rabattable, coussin poitrine et siège ajustables, repose bras réglables. Sac de transport. Sellerie vinyle, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis aluminium articulé.
Poids chaise : 7 kg. Capacité de charge : 130 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOODCHAISE FMA005
Chaise chocolat.

279,00€

Table de massage 1 plan pliante

Tête multiréglable avec trou pour le visage. Sac de transport à roulettes. Sellerie vinyle anti-feu, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis bois de hêtre.
Dim. L 215 x l 70 x H 63-88 cm.
Poids table : 14 kg. Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOOD FMA204
Table beige.

A partir de **385,00€**

CARINA
Medical



Table de massage 2 plans pliante

Tête avec trou pour le visage. Sac de transport à roulettes. Sellerie vinyle anti-feu, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis bois de hêtre.
Dim. L 196 x l 70 x H 63-88 cm.
Poids table : 17 kg. Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOODPLUS FMA303
Table noire.

395,00€

Table de kinésithérapie 2 plans Ecomax

Tête réglable par vérin à gaz. Porte rouleau. Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option). Piètement acier époxy.
Dim. L 183 x l 60 ou 70 x H 80 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Table largeur 60 cm.

Réf : ECOMAXKINE600

959,00€

Ⓑ Table largeur 70 cm.

Réf : ECOMAXKINE700

1.005,00€



Table Columbia chattanooga®

Table fixe 2 plans avec tête proclive manuelle 45°.
Coloris beige ou noir.
Dim. L 189 x l 64 cm.
Poids max. : 150 kg.
Porte-rouleau en option.

Réf : 3595108
Table noire.

572,00€



Table Bobath 2 plans

Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 4 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option). Piètement acier époxy.
Dim. 200 x 200 x 50 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : BOBATH

1.629,00€



Table Bobath électrique

Élévation électrique de 55 à 95 cm. Moteur classe II.
4 patins noirs réglables, en polyamide.
Bâtie en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
Mousse assise densité 28 kg/m³.
Poids max. : 220 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Table largeur 100 cm.

Réf : 1111/BOBA/100

A partir de **2.289,00€**

Ⓑ Table largeur 120 cm.

Réf : 1111/BOBA/120

A partir de **2.499,00€**

Ⓒ Table largeur 200 cm : 2 plateaux de l 100 x L 200 cm.

Livrée avec plateaux démontés.

Réf : 1111/BOBA/200

A partir de **3.455,00€**



Table 2 plans Espace 3196

Amplitude variable de 45 à 95 cm, commande de l'élévation par barres périphériques.
Repose-bras repliables, tête écartable pro/déclive.
Mousse dynamique 4 cm, sellerie Kara à bords tendus, anti-feu M1.
Châssis robuste de 3 coloris au choix avec roulettes de déplacement escamotables.
Dim. L 194 x l 97 cm.
Poids max. : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans.

Réf : FGT3196

4.841,00€



B



A

B

Table Galaxy chattanooga®

Table électrique 2 plans.
Proclive jusqu'à 85° et décline 0° ou -20°.
Dim. L 207 x l 64 x H 52-101 cm.
Poids max. : 200 kg.
Existe aussi en 3, 4 ou 5 plans avec 2 ou 4 roues en 9 coloris.

A Table grise 2 roues.

Réf : 3126106EU

1.998,00€

B Table grise 4 roues.

Réf : 3127106EU

2.260,00€

Tables de verticalisation FERROX®

Inclinaison variable jusqu'à + 88° par vérin électrique.
Repose-pieds à réglage indépendant (+ 15° à - 15°).
Equipée de 5 sangles de fixation. Revêtement et expansé anti-feu, lavable.
Garantie : 3 ans.

A Table Canaletto Pro : vérin électrique 6 000 N, 4 roulettes (2 fixes et 2 multidirectionnelles avec freins).

Options : inclinomètre, tablette de travail, appuis pour bras.

Dim. L 200 x l 74 x H 49 cm. Poids max. : 140 kg.

Réf : 250172D

A partir de **2.995,00€**

B Table Raffaello : 4 roulettes multidirectionnelles avec freins, 2 vérins électriques (force de poussée de 8000N pour l'élévation et 6000N pour l'inclinaison) et inclinomètre.

Options : tablette de travail et appuis pour bras.

Dim. L 200 x l 70 x H 49-94 cm. Poids max. : 120 kg.

Réf : 250174D

A partir de **5.180,00€**



B



Tables 2 ou 3 plans CARINA Medical

Hauteur variable électrique par commande périphérique tout autour du piètement.

Tête réglable par vérin à gaz, avec trou pour le visage en forme de goutte d'eau et bouchon.

Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 7 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Mousse bi-densité HR 60 kg/m³ + HR 40 kg/m³ visco. Piètement acier époxy. 4 roulettes escamotables Ø7,5 cm.

Dim. L 201 x l 60 x H 50-99 cm.

Poids max. : 150 kg en dynamique.

Garantie : 2 ans.

A 2 parties. Tête longueur 76 cm.

Réf : 777 02-PREMIUM

A partir de **3.649,00€**

B 3 parties. Tête longueur 45 cm.

Avec cyphose électrique et 4 appui-bras réglables dont 2 escamotables.

Réf : 777 07

5.119,00€





Crème arnica

Calme la douleur et évite l'apparition d'hématomes suite aux petits chocs de la vie quotidienne. Appliquer en massage léger, non gras.

- Ⓐ Tube de crème de 50 g.
Réf : 4085 **6,20€**
- Ⓑ Blister de 10 sachets trio.
Réf : 230801 **17,00€**

Huile minérale neutre

Sans colorant, sans parfum, sans paraben.
Le flacon pompe de 500 ml.

Réf : 1753 **10,40€**

Huiles essentielles biologiques

Gamme étendue d'huiles essentielles 100% pures et 100% naturelles de qualité pharmaceutique, garantissant sécurité, qualité, traçabilité et efficacité.

Huiles essentielles ni diluées, ni modifiées, ni déterpénées ou reconstituées, d'origine naturelle, sans paraben, sans parfum, sans colorant. Labellisées agriculture biologique et certifiées par Ecocert. Le flacon de 5 ou 10 ml. Existe aussi diverses formules prêtes à l'emploi.

Réf : 883 518 A partir de **6,20€**
Flacon citron en 10 ml.

Diffuseur d'huiles essentielles sans fil

Crée une ambiance de détente en intérieur. Diffusion directe et silencieuse. Fonctionne sans eau. Ne chauffe pas les huiles : préserve leurs qualités aromatiques. Autonomie 20h grâce à sa batterie. Capacité : 60 m². Garantie : 2 ans.

Réf : 883 469 **69,00€**



Huiles essentielles

Gamme chémotypée, huiles essentielles 100% pures et naturelles. Label qualité HESD (Huile Essentielle Scientifiquement Définie). Conserver fermé à l'abri de la lumière, à température inférieure à 25°C. Le flacon de 10, 30 ou 100 ml.

Réf : 2HEAB0430F001000 A partir de **5,30€**
Flacon de Lavandin super Bio en 10 ml.

Crème dermoneutre



Crème à fort pouvoir de glisse pour le massage et l'hydratation* des peaux sèches. Discrètement parfumée à l'huile essentielle de Bois de Rose. Se rince facilement à l'eau. Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1L.


- Ⓐ Tube de 125 ml.
Réf : 1CREM0090T012500 **8,90€**
- Ⓑ Flacon de 500 ml.
Réf : 1CREM0090F050000 **16,90€**
- Ⓒ Pot de 1L.
Réf : 1CREM0090P100000 **32,90€**

Gels aux huiles essentielles Bio

Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1L.

- Ⓐ Tube CRYO** 125 ml : soulage les douleurs musculaires et articulaires d'origine inflammatoire.
Réf : 1GELS0070T012500 **13,90€**
- Ⓑ Flacon RELAXANT 500 ml : apaise les tensions et favorise la détente.
Réf : 1GELS0130F050000 **38,90€**
- Ⓒ Pot JAMBES 1L : délasse les jambes fatiguées par une sensation de froid instantanée.
Réf : 1GELS0090P100000 **75,80€**
- Ⓓ Flacon ARTICULATIONS** 500 ml : soulage rapidement les articulations sensibles et redonne de la souplesse aux mouvements.
Réf : 1GELS0050F050000 **38,90€**

*Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.
**Dispositifs médicaux de classe I CE.



Coussins de positionnement **LYOCOPEDIC**

Tous les coussins sont garnis de mousse Bultex® pour un confort maximum, à l'exception des coussins cales garnis d'une mousse agglomérée extra-dure.
Finition passepoil. Anti-feu M1.
Plusieurs formes et dimensions possibles avec 50 coloris au choix.

Ⓐ Coussin cale L 20 x l 20 x H 5 cm.

Réf : CALE5 A partir de **30,90€**

Ⓑ Coussin demi-cylindre L 50 x l 16 x H 8 cm.

Réf : DC8 A partir de **40,50€**

Ⓒ Coussin de nuque L 33 x H 8-13 cm.

Réf : DIABOLO A partir de **39,90€**



RONT
PRODUCTION

Aérosol froid mentolé

Provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball, etc.), spray apaisant.

Réf : 4090 **6,90€**
Aérosol de 520 ml.



essity

Bande adhésive rigide **Leukotape® classic**

Sécable à la main et non élastique, pour contention articulaire. Traitement préventif des lésions ligamentaires et articulaires (ne pas appliquer en circulaire). Coloris blanc, bleu, rouge, vert, noir ou jaune.
Dim. 10 m x 3,75 cm.

Réf : 01701-00 A partir de **9,10€**
Bande blanche.




essity

Bande adhésive élastique **Leukotape® K**

Technique Leukotaping® selon l'approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) : stimulation des capteurs nocicepteurs et activation microcirculatoire, aide à réduire la douleur musculaire, peut améliorer l'amplitude active du mouvement et soutenir le système lymphatique.
Tenue améliorée : 9 jours.
Disponible en 6 coloris.
Tailles : 2,5-5-7,5 cm x 5 m.

Réf : 72978-10 A partir de **9,30€**
Bande chair, dim. 5 m x 2,5 cm.



Bande adhésive élastique **K-Tape®**



Le K-Taping® est une thérapie sans médicament qui soulage les douleurs. Amélioration de la fonction musculaire, soutien de l'articulation, réduction de la douleur, activation du système lymphatique.
Dim. 5 m x 5 cm. Coloris : beige, bleu, fuchsia, noir ou skin (4 teintes de peau différentes).
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Rouleau beige.

Réf : 2800 **11,50€**

Ⓑ Rouleau bleu.

Réf : 2801 **11,50€**

Ⓒ Rouleau fuchsia.

Réf : 2802 **11,50€**

Ⓓ Rouleau noir.

Réf : 2803 **11,50€**

Ⓔ Rouleau MY SKIN Light brown.

Réf : 2861 **11,50€**

Ⓕ Rouleau MY SKIN Medium brown.

Réf : 2862 **11,50€**

Ⓖ Rouleau MY SKIN Dark brown.

Réf : 2863 **11,50€**

Ⓖ Rouleau MY SKIN Very Dark brown.

Réf : 2864 **11,50€**



Ⓐ

Bande élasto-adhésive haute tolérance Tensoplast®

100% coton, sans latex.
Contentions souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire.
Traitement élasto-compressif, en phlébologie.
Compression en traumatologie musculaire.
Fixation de pansements et/ou dispositifs médicaux.
Plusieurs tailles disponibles.

Ⓐ Bande, dim. 2,5 m x 6 cm HB.

Réf : 72050-86

6,90€

Ⓑ Bande, dim. 2,5 m x 8 cm HB.

Réf : 72050-87

8,30€

Ⓒ Bande, dim. 2,5 m x 10 cm HB.

Réf : 72050-88

9,95€



Bande adhésive rigide Strappal®

Blanche et non élastique pour contention articulaire.
Sécable à la main.
Ne contient pas de latex.
Ne pas appliquer en circulaire.
Existe en plusieurs tailles.

Réf : 71496-19

Bande, dim. 10 m x 4 cm.

7,70€



Bande cohésive de contention Tensoplus®

Auto-adhérente, repositionnable et réutilisable.
Polyvalente (moyenne à forte), pour traumatologie du sport, angiophlébologie, soins infirmiers.
Ne pas appliquer en tension maximale.
Coloris blanc ou chair.
Dim. 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.

Réf : 72097-11

Bande blanche, dim. 3 m x 8 cm.

A partir de **11,40€**



Ⓐ

Bande mousse Tensoban®

Bande mousse auto-adhérente de protection cutanée sous contention, sécable à la main.
Existe en 20 m x 7 cm ou 20 m x 10 cm.

Ⓐ Bande, dim. 20 m x 7 cm.

Réf : 71500-05

5,70€

Ⓑ Bande, dim. 20 m x 10 cm.

Réf : 71500-06

6,50€



Poche de gel réutilisable Actimove® Physiopack®

Poche plastique contenant un gel de couleur bleu, pour application externe de froid ou de chaud.
Utilisation, à chaud ou à froid, jusqu'à 30 minutes.
Formule sans latex et sans phtalates.

Ⓐ Boîte de 4 poches avec housse de protection munie d'une fermeture et d'une attache auto-agrippantes.
Dim. 7,5 x 10 cm.

Réf : 72075-14

A partir de **12,90€**

Ⓑ Poche seule avec housse de protection.
Dim. 12 x 29 cm.

Réf : 72075-16

A partir de **8,90€**

Ⓒ Poche seule sans housse de protection.
Dim. 16 x 26 cm.

Réf : 72075-17

A partir de **13,50€**



Spray cryogène Tensocold®

Limite la diffusion de l'œdème ou de l'hématome, traumatologie sportive, analgésique local.
Sans CFC : respecte la couche d'ozone.
Le spray 400 ml.

Réf : 71500-09

10,90€



Œuf de rééducation Press Egg

Pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, de la main et de l'avant-bras. Garantit sans latex.

4 résistances disponibles. Livré avec guide d'exercices.

- Ⓐ Rose, résistance souple.
Réf : 1565A **9,90€**
- Ⓑ Bleu, résistance moyenne.
Réf : 1565B **9,90€**
- Ⓒ Vert, résistance forte.
Réf : 1565C **9,90€**
- Ⓓ Orange, résistance extra forte.
Réf : 1565D **9,90€**



Balle de force Handmaster plus

Rééducation des doigts, de la main, du poignet et de l'avant-bras. Renforcement alternatif des muscles fléchisseurs et extenseurs. 3 résistances disponibles.

- Ⓐ Violet, résistance souple.
Réf : 1544 **19,90€**
- Ⓑ Rouge, résistance moyenne.
Réf : 1545 **19,90€**
- Ⓒ Orange, résistance forte.
Réf : 1546 **19,90€**



Pâte à malaxer Theraputty

Pâte Malax à haute densité pour réduire, stimuler ou muscler les articulations des doigts, de la main ou des avant-bras. Elle se roule, s'étire ou se presse sous vos doigts et ne colle pas aux mains. Sans paraffine, latex ou graisse. 5 résistances disponibles. Le pot de 100 g.

- Ⓐ Beige, résistance extra souple.
Réf : 1499 **9,90€**
- Ⓑ Jaune, résistance souple.
Réf : 1500 **9,90€**
- Ⓒ Rouge, résistance moyenne.
Réf : 1510 **9,90€**
- Ⓓ Vert, résistance forte.
Réf : 1520 **9,90€**
- Ⓔ Bleu, résistance extra forte.
Réf : 1530 **9,90€**



Poignée de force Gripmaster

Permet de réduire, conditionner et renforcer les doigts, les mains, poignets et avant-bras. Elle possède une forme ergonomique qui s'adapte parfaitement à la paume de la main. 5 résistances disponibles.

- Ⓐ Jaune, résistance extra souple.
Réf : A13.133 **19,90€**
- Ⓑ Rouge, résistance souple.
Réf : A13.131 **19,90€**
- Ⓒ Vert, résistance moyenne.
Réf : A13.134 **19,90€**
- Ⓓ Bleu, résistance forte.
Réf : A13.130 **19,90€**
- Ⓔ Noir, résistance extra forte.
Réf : A13.132 **19,90€**



Poignée de force Handgrip

Une excellente manière de réduire et de muscler l'avant-bras. 2 échelles de résistances disponibles : orange 2 à 15 kg ou bleu 5 à 20 kg. Réglable par molette.

- Ⓐ Orange, résistance de 2 à 15 kg.
Réf : 1591 **17,90€**
- Ⓑ Bleu, résistance de 5 à 20 kg.
Réf : 1591B **17,90€**



Bandes élastiques Fun & Activ Band

Recommandé pour les cours de fitness et de gymnastique. Ne contient pas de latex, sans odeur, toucher agréable, non poudré, lavable, présenté dans un tube plastique. 3 résistances disponibles. Dim. 2 m x 15 cm.

- Ⓐ Orange, résistance faible.
Réf : 3700 **13,90€**
- Ⓑ Jaune, résistance moyenne.
Réf : 3701 **13,90€**
- Ⓒ Vert, résistance forte.
Réf : 3702 **13,90€**



Plateau de Freeman

Plateau vernis recouvert d'un revêtement antidérapant.
Demi sphère en hêtre massif verni.
Dim. plateau H 6 cm + 1,5 cm et Ø40 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : 5600

49,00€



Plateau gonflé d'air Balancefit®

Multifonctionnel, permettant de travailler l'équilibre et la coordination.
Forme spéciale des picots : meilleure perception des mouvements, aide à la musculature des pieds et des chevilles, stimule la circulation sanguine.
Ø34 cm. Coloris bleu ou rouge.

Ⓐ Plateau rouge.

Réf : 2229

29,90€

Ⓑ Plateau bleu.

Réf : 2230

29,90€



Balancefit® pad

Idéal pour le développement du sens de l'équilibre.
Entraînement de la coordination et des réactions, stabilité en équilibre.
Revêtement antidérapant.
Coloris bleu ou noir.
Dim. L 46 x l 36,5 x H 6 cm.

Ⓐ Balancefit® pad bleu.

Réf : 20424

59,90€

Ⓑ Balancefit® pad noir.

Réf : 20424N

59,90€



Ballon Sissel® Ball

Idéal pour les exercices de mobilisation et de renforcement musculaire pour le dos, les bras, les jambes et les abdominaux.
Valve de sécurité.
Garanti sans phtalate.
Poids max. : 100 kg.
Ø55, 65 ou 75 cm.

Ⓐ Ballon rouge, Ø55 cm.

Réf : 2257

21,90€

Ⓑ Ballon bleu, Ø65 cm.

Réf : 2268

26,90€

Ⓒ Ballon bleu, Ø75 cm.

Réf : 2285

29,90€



Rouleau pour Fasciathérapie Myofascia roller

Dénoue et détend les muscles/tissus fasciaux, améliore les fonctions musculaires, aide à récupérer et à prévenir les blessures, procure un massage intensif tout en profondeur.
Indéformable, solide et pratique.
Ses poignées ergonomiques réduisent la pression exercée sur les poignets pendant les exercices.
Propylène expansé, sans phtalate et recyclable.
Livré avec une notice.
Forme anatomique, Ø15 cm, L 40 cm.
Coloris noir, bleu, vert, fuchsia, fuchsia/vert ou blanc/bleu.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 34126

Rouleau noir.

A partir de **24,90€**





Natte de gymnastique PRO

Mousse de haute qualité absorbant les chocs, répartition idéale de la pression, stries antidérapantes, douce au toucher, ne marque pas, sans latex, sans phtalate.
Coloris rouge, bleu, gris ou vert.
Dim. L 179 x l 61 x H 1,5 cm.

Ⓐ Natte rouge.

Réf : 1453

69,90€

Ⓑ Natte bleue.

Réf : 1454

69,90€

Ⓒ Natte grise.

Réf : 1455

69,90€

Ⓓ Natte verte.

Réf : 1457

69,90€



sissel
The natural way of Sweden

Coussin ergonomique Sitfit® Plus

Assise dynamique permettant une tenue droite sur son siège.

Corrige la position assise, muscle le dos, les jambes, les pieds, le plancher pelvien et le bassin, stimule la circulation sanguine, prévient les problèmes de dos. Livré avec pompe et aiguille de gonflage. Coloris rouge, noir ou bleu.

Dim. 37 x 37 cm.
Garantie : 2 ans.
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Coussin rouge.

Réf : 20901+ **39,90€**

Ⓑ Coussin noir.

Réf : 20902+ **39,90€**

Ⓒ Coussin bleu.

Réf : 20905+ **39,90€**



sissel
The natural way of Sweden

Coussin noyaux de cerises Cherry

Diffuseur de chaleur sèche à l'ancienne. Utilisé pour les bébés et les personnes âgées. Effet massant, soulage les maux de ventre, fragilité au froid. Préchauffe au micro-ondes. CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Dim. 24 x 26 cm.

Réf : 1106 **17,90€**

Ⓑ Dim. 20 x 40 cm.

Réf : 1107 **21,90€**



sissel
The natural way of Sweden

Coussin ergonomique Sit Air

Assise dynamique. Améliore le confort d'assise.

Mobilisation des muscles principaux du dos. Confort et mobilisation ajustables grâce à sa valve intégrée.

Formes ergonomiques pour éviter les zones de frottements.
Housse 100% polyester. Coloris noir ou bleu.
Dim. 35,5 x 35,5 x 5 cm.
Garantie : 2 ans.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1365

59,90€



sissel
100% France

Compresse de boue thermique

Contient de la tourbe noire à l'état naturel. Utilisation en cuve exclusivement, très résistante, enveloppe plastifiée à larges soudures. Peut être chauffée jusqu'à 58°C. Dim. 28 x 33 cm.

Réf : 1260

19,90€



sissel
The natural way of Sweden

Coussin multifonction Sit 2 en 1

Idéal après blessures ou opérations.

Forme anatomique de l'assise.

En polyuréthane, sa mousse évite les fortes pressions sur la zone fessier.

Bouchon coccyx en mousse viscoélastique.

Taie antidérapante velours lavable coloris bleu ou beige.

Dim. 40 x 43 x 9 cm.

Garantie : 5 ans.

CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Coussin bleu.

Réf : 1363

89,90€

Ⓑ Coussin beige.

Réf : 1364

89,90€



sissel
The natural way of Sweden

Compresse Soft Touch Pro

Préchauffage rapide au four micro-ondes (2 à 3 minutes).

3 volets : nuque, lombaires, épaules.

Enveloppe Soft Touch pour un toucher agréable en PVC laminé doux.

Contenu biodégradable (tourbe).

Dim. 20 x 40 cm.

CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1150

29,90€



Compresse de lin Linum Classic, Anatomic ou Cervico

Compresse 100% naturelle composée de compartiments pour une meilleure répartition de la chaleur. Ses graines souples laissent circuler l'air : toucher très agréable et utilisation très confortable. Housse 100% coton. Chauffage au four micro-ondes ou congélateur. CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Anatomic bleue 36 x 38 cm.

Réf : 1108

32,90€

Ⓑ Classic fleurie 45 x 30 cm.

Réf : 1109F

32,90€

Ⓒ Cervico bleue 40 x 42 cm.

Réf : A10.911

39,90€



Coussin Nexcare™ ColdHot* Dos & Abdomen avec ceinture

Coussin thermique. Soulage naturellement les douleurs par l'apport de froid ou de chaud. Réutilisable, de forme spécialement conçue pour le creux du dos ou l'arrondi du ventre, avec ceinture de maintien en microfibrilles Thinsulate. Ceinture lavable à la main à 30° et réutilisable.

Ⓐ S/M : tour de taille 53 - 100 cm.

Réf : N15711S

39,90€

Ⓑ L/XL : tour de taille 100 - 136 cm.

Réf : N15711L

39,90€



Compresse Hot-cold ou Hot-cold pearl pack

Ⓐ Compresse chaud-froid avec remplissage gel nacré : décongestionnant, apaisant, relaxant. Remplissage innovant Pearl : gel souple pour application ciblée, même refroidi. Chauffage au micro-ondes. Refroidissement au réfrigérateur ou au congélateur.

Dim. 27 x 14 cm. CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1113

13,90€

Ⓑ Malléable lors des utilisations à chaud ou à froid.

Tissu plastifié souple et lavable. Revêtement agréable au toucher. Se réchauffe en cuve ou au micro-ondes. Pour le froid : freezer.

Dim. 28 x 36 cm. CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1115

29,90€



Kinetec Kooler™ hot/cold pack

Thermothérapie pour réduire hématome et œdème et calmer les douleurs musculaires, tendineuses, ligamentaires. Favorise localement la circulation sanguine et apporte de la relaxation.

2 sangles de fixation réglables pour une utilisation facilitée.

Réutilisable, ne goute pas et reste toujours souple. Gel non toxique. Utilisable au bain-marie, micro-ondes et au congélateur.

Facilement lavable et décontaminable. Dim. L 23,5 x l 13,5 cm.

Réf : 4665009807

8,90€



Coussin thermique Nexcare™ ColdHot Therapy Pack*

Réutilisable, il soulage naturellement la douleur par l'apport de froid (Cryothérapie : entorse, déchirure musculaire, chocs hématomes, migraine, etc.) ou de chaud (Thérapie à chaud : rhumatisme, arthrite, céphalées de tension, torticolis, etc.). Formulé avec un gel biodégradable à 99% (99% des ingrédients actifs, selon directive CE84/449).

Ⓐ Mini : dim. 12 x 11 cm.

Réf : N1573DAB

5,90€

Ⓑ Classic : dim. 26 x 11 cm.

Réf : N1570

10,90€

Ⓒ Maxi : dim. 30 x 19,5 cm.

Réf : N1578DAB

16,50€

Ⓓ Comfort avec indicateur thermique : dim. 26 x 11 cm + housse de maintien.

Réf : N1571TIDAB

12,90€



Vessie à glace

En tissu : transmission efficace du froid et contact plaisant. Disponible en Ø13, 20 ou 25 cm.

Réf : 67 400 15

A partir de **5,50€**

Vessie Ø13 cm.



Mini pédalier Exercizer

Idéal pour la rééducation des membres supérieurs ou inférieurs. Le mini-pédalier permet d'accompagner les différentes étapes de la rééducation des membres inférieurs ou supérieurs à la maison ou en cabinet. Livré monté. Léger : 2,25kg. Garantie : 1 an.

Réf : 18000

34,90€



Vélo ergomètre Nautilus U627

Pour un usage intensif jusqu'à 12h/semaine. Écran LCD rétroéclairé affichant le profil de résistance.

16 programmes. Seuil d'enjambement bas, pédales lestées, support tablette, porte bouteille, roulettes de transport, compensateurs de niveaux. Selle réglable en hauteur et profondeur, guidon ergonomique réglable en inclinaison avec palpeurs tactiles (ceinture thoracique en option). Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. Masse d'inertie de 5,6 kg. Dim. L 116,8 x l 55,9 x H 139,7 cm. Poids vélo : 34 kg. Poids max. : 150 kg. Garantie : moteur et cadre 2 ans, autres pièces 1 an.

Réf : 100928

749,00€



Vélo Med-518

Pour un usage régulier de 5h/semaine. Écran affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, taux de masse corporelle, etc. 10 fonctions. Palpeurs tactiles. Freinage aéromagnétique sur 8 niveaux réglables manuellement. Masse d'inertie de 9 kg. Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm. Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg. Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 57518-2

399,00€



Vélo ergomètre connecté Telis

Pour un usage semi-pro jusqu'à 30h/semaine. Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, etc. 24 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture thoracique en option. Porte smartphone. Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. Masse d'inertie de 12 kg. Dim. L 93 x l 56 x H 143 cm. Poids vélo : 44,5 kg. Poids max. : 150 kg. Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 450510

1.699,00€



Vélo ergomètre Med-528

Pour un usage régulier de 5h/semaine. Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, taux de masse corporelle, puissance fournie en Watts, etc. 24 programmes. Palpeurs tactiles. Freinage aéromagnétique sur 24 niveaux motorisés. Masse d'inertie de 9 kg. Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm. Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg. Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 57528-2

499,00€



Vélo de rééducation Tm Premium 430

Écran à cristaux liquides affichant durée, distance, vitesse, puissance développée et consigne de freinage. Châssis mécano soudé tubulaire rigide, seuil d'enjambement bas, freinage électromagnétique, transmission par courroies souples et silencieuses, guidon réglable en rotation et selle en hauteur. Contrat de maintenance à la carte. Dim. L 110 x l 65 x H 125 cm. Poids max. : 130 kg. Garantie : 5 ans. Modèle présenté avec les options réglage de selle horizontal et bras de pédales réglables.

Réf : PRE430

A partir de 2.677,00€



Rameur ergomètre connectable Jet 600

Pour un usage régulier de 5h/semaine. Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, coups de rame, fréquence cardiaque, etc. 22 programmes. Palpeurs tactiles. Ceinture thoracique et Bluetooth en options. Freinage magnétique sur 16 niveaux. Masse d'inertie de 8 kg. Dim. L 218 x l 52 x H 92 cm, dim. plié L 72 x l 52 x H 148 cm. Poids rameur : 39 kg. Poids max. : 130 kg. Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 50849-2

899,00€

Vélo d'appartement Kettler semi-allongé Ride 300R

Pour un usage de 8h/semaine. 10 programmes. Dossier ergonomique, selle réglable, seuil d'enjambement bas, pédales sanglées et capteurs cardiaques. Pour débutants ou personnes avec des problèmes de dos ou d'articulations et éprouvant des difficultés à s'entraîner sur un vélo d'appartement droit classique. Bluetooth disponible. Dim. 163 x 63 x 119 cm. Poids vélo : 55 kg. Poids max. : 130 kg.

Réf : HT1007-100

1.099,00€

Vélo Elliptique Kettler Optima 600

Pour un usage de 12h/semaine. 18 programmes. 2 modes utilisateurs pour régler l'intensité de votre entraînement. Freinage électromécanique. Bluetooth disponible. Dim. 144 x 56 x 152 cm. Poids elliptique : 89 kg. Poids max. : 150 kg.

Réf : CT1024-400

1.699,00€



Tapis de course Kettler Alpha Run 800

Pour une utilisation de 15h/semaine. Moteur de 4 CV, vitesse maximale de 22km/h et système d'amorti Energy Deck qui rend la course plus dynamique et plus rapide. 38 programmes intégrés et des expériences immersives en se connectant via Bluetooth. Dim. 208 x 93,5 x 145,5 cm. Poids tapis : 139 kg. Poids max. : 175 kg.

Réf : TM1040-100

2.399,00€



Entraîneur thérapeutique Kinetec® Kinevia Duo

Système d'exercice thérapeutique intelligent et complet pour membres inférieurs et supérieurs. Différents modes d'exercices (passif, assisté, actif), pour une multitude de bénéfices aux patients. Nombreux réglages disponibles. De 5 à 90 tours/minute. Écran 7 pouces affichant la distance parcourue, la symétrie, le rythme cardiaque, les jeux interactifs (en option). Nombreuses options disponibles. Dispositif médical de classe IIa. Garantie : 2 ans (5 ans sur la partie mécanique).

Ⓐ Kinetec Kinevia Duo™.

Réf : 4621009002

6.790,00€

Ⓑ Kinevia système de divertissement.

Réf : 4670027761

1.500,00€



schwa-medico

Stimulateur antalgique et musculaire EMS4 pro

4 canaux pour usage PRO KINÉ quotidien. Stimulation Dynamic® par vagues massantes déroulantes.

Fonction auto-check canaux + câbles. Bibliothèque 60 programmes préétablis + 8 USER. Programmes favoris.

Photothèque d'aide au positionnement des électrodes.

Batterie rechargeable lithium 4000 mAh maxi-autonomie. Grand écran couleur.

Inclus : sacoche de transport, 2 x 4 câbles, 80 électrodes autocollantes Stimex, chargeur secteur + USB.

Garantie : appareil 2 ans, câbles 5 ans.

Réf : 101150

399,00€



schwa-medico

Electrodes autocollantes Stimex

A gel Multistick® multi-usage hypoallergénique (~ 50 utilisations). Le sachet de 4 électrodes.

Ⓐ Carrées, dim. 50 x 50 mm.

· Réf : 281006

5,80€

Ⓑ Rectangulaires, dim. 50 x 90 mm.

· Réf : 281007

6,90€

Ⓒ Rondes, Ø50 mm.

· Réf : 281005

5,80€



chattanooga®

Electrodes autocollantes repositionnables

Assurent une répartition optimale du courant nécessaire à une neurostimulation efficace et confortable. Le sachet de 4 électrodes à fil dim. 50 x 50 mm.

Ⓐ Dura-Stick® : économiques et hygiéniques, idéales pour une utilisation personnalisée. Longévité de 20 séances. Dessus en film textile blanc non lavable et dessous en film carbone. Gel Multistick™ hypoallergénique.

Réf : 42190

4,20€

Ⓑ Dura-Stick® Plus : conductivité optimale du courant. Longévité de 40 séances. Dessus en film textile non lavable et dessous microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique. Onglet de positionnement et décollément.

Existe aussi sans fil (snap Compex).

· Réf : 42198

5,80€

Ⓒ Dura-Stick® Premium : adaptées aux plis cutanés, articulations et tous les reliefs prononcés. Longévité de plus de 60 séances. Dessus en film isolant polyuréthane lavable gris et dessous microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique. Existente aussi pour peaux sensibles.

· Réf : 42209

10,90€



chattanooga®

Electrostimulateur antalgique Rehab

Le standard de la rééducation : 4 canaux avec possibilité de travailler plusieurs groupes musculaires simultanément (réhabilitation I, antidouleur I, vasculaire, préparation physique I, programmation personnalisée possible).

Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, chargeur rapide, housse et mallette de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.

Garantie : 3 ans.

Réf : 2533110

449,00€



chattanooga®

Electrostimulateur antalgique Theta

Contrôle des séances d'électrothérapie : 4 canaux avec possibilité de choisir et associer 2 programmes différents simultanément (réhabilitation I et II, antidouleur I et II, vasculaire, préparation physique I et II, neurologie, programmation personnalisée possible).

Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, 4 câbles mi-sensor, chargeur rapide, housse et mallette de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.

Garantie : 3 ans.

Réf : 2534810

649,00€



chattanooga®

Electrostimulateur antalgique Physio

La polyvalence en électrothérapie : 4 canaux polyvalent avec possibilité de choisir et associer 2 programmes différents simultanément (réhabilitation I et II, antidouleur I et II, vasculaire, préparation physique I et II, neurologie, programmation personnalisée possible). Utilisations : iontophorèse, hyperhidrose, urologie, prévention des œdèmes post-traumatique. Recherche de pente automatique pour dénervation partielle.

Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, jeu d'électrodes iontophorèse, 2 câbles mi-sensor, chargeur rapide, mallette et housse de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.

Garantie : 3 ans.
Réf : 2535110

849,00€



schwa-medico

Sondes

Sonde de stimulation vaginale.
Pour le traitement de l'incontinence.

. Réf : 101017

25,92€

Sonde V2B 2 fiches bananes 2 mm.



chattanooga®

Sondes vaginale Saint-Cloud® Ova

Pour la rééducation périnéale, la prévention post-partum et la rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback. Respecte la morphophysologie vaginale. Tige indicatrice de contractions.

Col rétréci et poids ultra léger de 15 g favorisant les exercices debout.
Connectique universelle 2 mm femelle renforcée.
Dim. sonde : L 9,4 x l 2 cm.
Longueur des électrodes latérales : 3,16 cm
Longueur tige : 13,2 à 34 cm
Garantie : 3 mois.

. Réf : 114.700+

25,92€



Sondes Saint-Cloud® chattanooga®

Sondes vaginale et anale adaptées à la morphophysologie du patient. Permettent une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient. S'adaptent à tous les appareils de rééducation. Sont composées de matériaux biocompatibles pour une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité. Normes : CE 0398.

Ⓐ Sonde vaginale Classic : 2 bagues, DIN 3 broches.

. Réf : 114.502+

25,92€

Ⓑ Sonde vaginale Plus : 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.610+

25,92€

Ⓒ Sonde anale DIN 3 broches.

. Réf : 114.240+

45,90€

Ⓓ Sonde anale 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.242+

45,90€



chattanooga®

Stimulateur Cefar Rehab X2

Permet la rééducation musculaire et le soulagement de la douleur. Facilité d'utilisation. Propose 30 programmes couvrant un grand nombre d'indications. Kit complet avec interrupteur manuel. Inclus : jeu de 2 câbles bipolaires, pochette Cefar, Cefar Clip ceinture + mousqueton + tour de cou, piles Alcalines AA, manuel d'utilisateur et Dura-Stick® Plus 5 cm.
Dim. L 12 x l 5,2 x P 27 cm.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 111.126+

295,00€



chattanooga®

Electrostimulateur Péristim Pro

Pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte. Utilisation avec une sonde ou des électrodes autocollantes. 9 programmes présélectionnés + 3 programmes personnalisés. Ecran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, autovérification.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 111.231+

304,90€



innovo™
LE FITNESS DU PÉRINÉE

Électrostimulateur neuromusculaire Shorty Innovo®

Système totalement externe. Envoie des impulsions électriques au corps pour activer les nerfs et entraîne une contraction musculaire. Permet de traiter l'incontinence d'urgence et d'effort.

Contre-indications : ne pas utiliser en cas de port de stimulateur cardiaque. Inclus : unité de contrôle + short + spray ou 2 cuissières + 8 électrodes (selon modèle) + chargeur + tour de cou + câble de branchement. Plusieurs tailles disponibles. Norme CE 0086. Garantie : unité de contrôle 2 ans, short 6 mois.

. Réf : 2103485001
Taille 7.

399,00€



I-TECH
MEDICAL DIVISION

Magnétothérapie LaMagneto

Dispositif médical visant à réduire les douleurs et les inflammations grâce à l'action du champ électromagnétique. Idéal pour le traitement des pathologies chroniques (arthrose, arthrite, ostéoporose, etc.).

46 programmes thérapeutiques prédéfinis et mis à jour selon les dernières études cliniques. 2 canaux de sortie indépendants pour effectuer des traitements différents sur deux parties du corps en même temps.

Inclus : LaMagneto (dim. L 18 x l 11 x P 5 cm), 2 sangles d'application avec 3 solénoïdes, alimentation médicale, manuel d'utilisation, aimant pour vérification de l'exécution de la thérapie, sac pour le transport, sangle 15 x 150 cm.

Réf : 10106

449,00€



REVITIVE
THE ORIGINAL CIRCULATION BOOSTER®

Stimulateur Revitive® medic pharma

Améliore activement la circulation. Réduit les douleurs dans les jambes et les pieds. Soulage les crampes. Réduit les gonflements des pieds et des chevilles. Renforce les muscles des jambes.

Réf : 2012075000

329,00€



Winelec®

Emetteur ultrasons Minisonic®

Appareil portable pour soulager la douleur sans médicament, sans chirurgie. Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané.

Tête de traitement de 5 cm², fréquence 1 MHz, puissance 4,5 W max, intensité 0,5 W/cm². Alimentation secteur.

Garantie : 2 ans l'unité centrale, 3 mois le chargeur. CE MEDICAL Classe IIa.

Réf : 6586

199,00€



chattanooga®

Ultrason Intelect® Mobile 2

Utilisation simple et conception intuitive et design.

Ultrasons bi-fréquences à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10, 20, 50 ou 100%) avec protocoles intégrés.

Grand écran tactile et couleur haute résolution. Bibliothèque anatomique expliquant visuellement au patient sa lésion (musculaire, articulaire, ligamentaire, entorses, tendinopathies et déchirures) et sa prise en charge. Détection de couplage surveillée de façon sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l'arrière de l'applicateur. Le temps s'arrête lorsque la tête est déconnectée afin que la séance soit décomptée en temps effectif de traitement.

Dim. l 34 x H 15 x P 35,5 cm.

Inclus : 1 tête ultrason 5 cm², flacon de gel 250 ml.

Options : différentes tête, guéridon mobile, électrodes, etc.

Garantie : appareil 2 ans, tête 1 an.

Réf : 15-1200

1.439,00€



Winelec®

Appareil de pressothérapie Premium 6 + 2 bottes

Technique de massage doux pour stimuler ou relancer la circulation sanguine, veineuse ou lymphatique.

Améliore les œdèmes, la sensation de jambes lourdes, douloureuses ou gonflées et la préparation ou récupération musculaire.

Ecran graphique. 10 programmes. Mode séquentiel. Temps réglable jusqu'à 99 min. 6 chambres de compression, pression réglable (10-240 mm Hg). 2 sorties : possible de connecter 2 paires de bottes sur le même programme.

Garantie : appareil 2 ans, accessoires 3 mois.

Dim. 42 x 23 x 31 cm.

CE MEDICAL Classe IIa.

Réf : PREM6

A partir de **1.999,00€**



Espalier FERROX®

Ⓐ Espalier tout hêtre de 14 barreaux.
Idéal pour assouplir les articulations vertébrales.
Dim. l 90 x H 230 cm.

Réf : 112267

369,00€

Ⓑ Avancée grillagée amovible, fixation multiple,
dim. 80 x 80 cm.

Réf : 112260

229,00€

Barres parallèles FERROX®

Ⓐ Barres pliables sans plan de marche.
Idéal pour les espaces réduits.
Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité.
Dim. L 250 ou 350 x l 65 x H 75-108 cm.

Réf : 260218

829,00€

Ⓑ Barres parallèles avec socle.
Main courante pivotante 360°.
Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité.
Acier époxy et plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant.
Dim. L 250, 350 ou 400 x l 36-87 x H 78-104 cm.

Réf : 260208

A partir de **1.690,00€**



Escalier Brooklyn FERROX®

Rééducation en position pont ou angle :
- 4 marches hauteur 15 cm
- 5 marches hauteur 13 cm
Revêtement caoutchouc antidérapant.
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm.
Dim. position pont de 310 x 60 cm.
Dim. position angle de 167 x 199 cm.
Garantie : 3 ans.

Réf : 260355

2.690,00€



Verticalisation Standing LV



Adapté aux centres de rééducation.
Assure un bon maintien du dos.
Système télescopique compensé par ressort pour un réglage en hauteur sans effort, appui fessier double bras avec verrouillage à double sécurité, coussins en mousse polyuréthane injectée.
Jeux de roulettes inclus.
3 tailles disponibles : XP jusqu'à 135 kg, adulte jusqu'à 95 kg, adolescent jusqu'à 60 kg.

Réf : VLV2000

A partir de **1.973,93€**



Natte flottante

AIREX®

Natte polyvalente Coronella d'intérieur, d'extérieur ou pour piscine. Utilisation : hydrothérapie, kinésithérapie, physiothérapie, pilâtes, yoga, fitness, etc.

Ⓐ Dim. L 185 x l 60 cm. Coloris rouge, ardoise ou bleu.

Réf : 30.1100

95,90€

Ⓑ Dim. L 200 x l 60 cm. Coloris ardoise.

Réf : 30.1135

102,90€



Attelle motorisée de genou Spectra Essential™ kinetec®

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation passive du genou.

Légère, compacte, feedback, large écran LCD.

Télécommande simplifiée permettant l'ajustement précis des paramètres essentiels du mouvement : amplitudes (-10° à 120° de flexion), vitesse, pauses en limite d'extension ou de flexion, fonction start/stop/inversion, possibilité de blocage des modifications des paramètres.

Location de votre attelle motorisée

Louez votre arthromoteur, pourquoi l'utiliser à domicile ?

La Mobilisation Passive Continue à domicile permet :

- une disponibilité 7 jours/7 et 24 heures/24,
- une rééducation à domicile dans l'entourage familial,
- une récupération rapide de l'amplitude articulaire,
- une meilleure guérison du cartilage et des ligaments,
- une augmentation de la mobilité et de la souplesse de l'articulation,
- aide à diminuer les complications comme l'adhérence et la raideur articulaire.

Ⓐ Appareil complet avec manchon.

Réf : 4621006202

5.090,00€

Ⓑ Appareil complet avec coques plastiques Confort.

Réf : 4621006242

5.090,00€

AXSOL
VERS UN MONDE ACCESSIBLE

Fauteuil d'accès au bain J.O.B

Pour activités aquatiques des personnes à mobilité réduite (bord de mer, piscine).

Permet à l'assistant d'immerger et de sortir seul le baigneur de l'eau, sans potence de mise à l'eau, sans rampe immergée, etc. Structure alu peinture époxy, assise en tissu cordura marine, repose-pieds inclus, roues gonflables (réparables avec colle PVC type TANGIT). Entièrement démontable.

Options : ceinture de sécurité, sangle de maintien, collier gonflable, accoudoirs, appui-tête, repose-pieds gonflable, 3^{ème} roue, sac de rangement.

Dim. 93 x 93 x 107 cm (démonté 90 x 45 x 30 cm).

Poids : 10 kg, poids max. : 120 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf : 210 100

A partir de 1.384,00€



Élévateur mobile sur batterie Ecopool

Permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bassin depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable.

Particulièrement adapté aux piscines disposant de plusieurs bassins. Facile à stocker.

Course maximum (ouverture maximum du bras extensible) : 126 cm.

Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm.

Options : ceintures quatre ou cinq points et couverture de protection.

Dim. L 182 x l 59 x H 156 cm.

Poids : 135 kg, poids max. : 136 kg.

Réf : 725 208

A partir de 6.497,00€