



Chapitre **DIAGNOSTIC**

Stéthoscopes	72 à 74
Tensiomètres	75 à 79
Moniteurs de constantes	80
Dopplers, Echographes	81
Electrocardiographes, Bladder scanner, Papiers imagerie ..	82 à 83
Gels de transmission	84
Electrodes, adaptateurs et pinces	85
Oxymètres de pouls	86
Spirométrie, Audiométrie	87
Thermomètres	88 à 90
Petit équipement	91
Otoscopes.....	92 à 93
ORL	94
Optométrie	95
Tests, glycémie, diabète	96
Toises et pesage	97 à 103
Eclairage médical	104 à 105
Négatoscopes	106



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Stéthoscope Basic

Récepteur Ø4,7 cm.
Bague anti-froid, lyre indépendante.
Disponible en plusieurs coloris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Simple pavillon noir.

Réf : CC1101004 **19,90€**

Ⓑ Double pavillon noir.

Réf : CC1102004 **32,90€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Stéthoscope Classique

Stéthoscope en laiton chromé, Ø4,7 cm.
Lyre en acier inoxydable avec ressort
incorporé à la tubulure. Bague anti-froid.
Livré avec 3 paires d'embouts différents.
Disponible en plusieurs coloris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Simple pavillon marine.

Réf : CC1201001 **34,50€**

Ⓑ Double pavillon marine.

Réf : CC1202001 **48,50€**



Spengler

Stéthoscope Pulse®

Stéthoscope conçu pour la prise de
tension et l'auscultation au quotidien.
Qualité acoustique : simple ou double
pavillon en alliage d'aluminium,
membrane acoustique, lyres orientées
en laiton et tubulure en matière haute
performance.
7 coloris au choix, dont 3 nacrés.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Simple pavillon rose bougainvillier.

Réf : 507523 **25,90€**

Ⓑ Double pavillon bleu azur.

Réf : 507421 **34,50€**



Spengler

Stéthoscope Pulse® II

Poids minimal et performance maximale pour
l'auscultation au quotidien.
Haute qualité acoustique : pavillon et lyres
en aluminium, membrane haute résolution
et tubulure simple avec conduit haute
performance.
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose poudré
en simple ou double tubulure.
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Ⓐ Simple pavillon myrtille.

Réf : 507700 **34,90€**

Ⓑ Double pavillon corail.

Réf : 507711 **42,90€**



Spengler

Stéthoscope Pulse® II pédiatrique

Poids minimal et performance maximale
pour l'auscultation au quotidien.
Haute qualité acoustique : pavillon et lyres
en aluminium, membrane haute résolution
et tubulure simple avec conduit haute
performance.
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose
poudré en simple ou double tubulure.
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : 507704 **39,90€**
Simple pavillon pédiatrique.



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Stéthoscope pédiatrique Bibop

Ludique et idéal pour l'auscultation des
enfants. Stéthoscope en acier inoxydable
à pavillon simple. Membrane acoustique
haute résolution, bague anti-froid, embouts
souples.
Livré avec 7 têtes d'animaux facilement
interchangeables.
Coloris vert, ciel ou jaune.
Garantie : 2 ans.

Réf : CC1000009 **46,90€**
Stéthoscope jaune.



Spengler

Stéthoscope Laubry®

Si son look est resté le même depuis le début du 20^{ème} siècle, il a suivi les innovations technologiques pour devenir un stéthoscope de haute précision.

Haute qualité acoustique : simple pavillon en alliage acoustique, membrane acoustique, lyres orientées en laiton et tubulure en matière haute performance.

Garantie : 5 ans.

Ⓐ LAUBRY® : coloris noir, marine ou rouge.
Réf : 507308 **53,50€**

Ⓑ LAUBRY® Clinic : spécialement développé par nos ingénieurs pour lutter contre les contaminations croisées.

Réf : 507349

57,00€



Spengler

Stéthoscope Magister® Adulte

Le Magister est le stéthoscope polyvalent de Spengler, la référence.

Haute qualité acoustique : double pavillon en acier inoxydable, membrane multifréquence, lyres orientées en acier inoxydable et tubulure en matière haute performance.

7 coloris, dont 3 nacrés.

Disponible en modèle pédiatrique.

Garantie : 5 ans.

Réf : 507202

Stéthoscope marine.

65,00€



Spengler

Stéthoscope Magister® II Adulte

Plus performant, polyvalent et pro. Acoustique d'exception : double pavillon lourd en acier inoxydable, membrane flottante multifréquence, lyres en aluminium et tubulure simple avec conduit haute performance.

Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).

Coloris silver ou black en simple ou double pavillon.

Garantie : 5 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : 507251

Double pavillon silver.

79,00€



Riester
The familiar way



Stéthoscope Duplex 2.0

Pavillon (acier ou aluminium) double de précision (membrane et pavillon) avec système acoustique innovant et précis. Bagues anti-froid, lyres anatomiques sans latex.

Coloris noir, blanc, bleu, rouge ou vert.

Fabriqué en Allemagne.

Disponible en modèle pédiatrique.

Garantie : 5 ans.

Ⓐ Stéthoscope aluminium blanc.

Réf : 4200-02

A partir de **62,00€**

Ⓑ Stéthoscope acier noir.

Réf : 4210-01

A partir de **95,00€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Stéthoscope Tempo

Pavillon simple.

Haute qualité acoustique grâce à la membrane multifréquence permettant d'écouter les sons de basses et hautes fréquences, par simple pression sur le pavillon.

Pavillon en zinc traité anticorrosion.

Équipé d'une bague anti-froid.

Ressort de lyre intégré à la tubulure.

3 jeux d'embouts auriculaires.

Garantie : 3 ans.

Réf : CC1003004

81,50€



Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

Utilisation pédiatrique et adulte.

Pavillon double, haute qualité acoustique, membrane double fréquence des deux cotés du pavillon en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité.

Tubulure à simple conduit, nouvelle génération, plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée de vie.

Lyre légère et orientée, embouts auriculaires conformables et lisses.

Coloris bordeaux, noir, bleu marine, framboise, chocolat, lavande, turquoise, citron vert, émeraude ou rose. Finition : Black, Cuivre, Rainbow ou Smoke Edition.

Garantie : 5 ans.

Réf : 0203005030

Stéthoscope noir.

A partir de **124,90€**




Spengler

Stéthoscope Cardio Prestige II

Performant et doté de la technologie «acoustique premium» permettant une meilleure captation des ondes sonores. Pavillon lourd en acier inoxydable, membrane flottante multifréquence, lyres large diamètre. Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque). Garantie : 7 ans, hors tubulure et embouts.

Ⓐ Simple pavillon.

Réf : 506010

149,00€

Ⓑ Double pavillon.

Réf : 506011

149,00€




DeVilbiss
HEALTHCARE

Stéthoscope Allegro

Utilisation pédiatrique et adulte. Pavillon double + 1 cône, 2 membranes acoustiques haute résolution. Bague anti-froid sur chaque pavillon. Multifréquence, par pression sur la peau ou par rotation du récepteur. Double tubulure pour une meilleure isolation des bruits parasites. Ressort de lyre intégré à la tubulure. Garantie : 3 ans.

Réf : CC1505004

125,90€




The familiar way



Stéthoscope Cardiophon 2.0

Utilisation enfants et adultes. Pavillon double grande précision remanié en acier inoxydable avec système acoustique innovateur, double membrane, bague anti-froid, lyres anatomiques, tubulure en Y à voies séparées de transmission sonore pour l'oreille gauche et l'oreille droite. Acoustique extraordinaire dans la plage de fréquences de 200 à 500 Hz et très bonne capacité de transmission sonore du tube stéthoscope. Fabriqué en Allemagne. Disponible en noir, bleu ou bourgogne. Garantie : 5 ans.

Réf : 4240-03

Stéthoscope bleu.

165,00€



Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Double pavillon. Membrane double fréquence sans changer de foyer d'auscultation (une pièce facile à fixer et nettoyer, surface lisse sans aspérité). Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle (bague anti-froid). Tubulure résistante aux fluides cutanés et à l'alcool ; à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites. Indicateur pour spécification du côté ouvert. Lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire. Embouts auriculaires additionnels. Disponible en plusieurs coloris. Garantie : 7 ans.

Réf : 0201038430

Stéthoscope framboise.

A partir de **259,90€**



Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology™

Destiné aux médecins spécialistes (cardiologues, pneumologues, pédiatres...) et aux anesthésistes réanimateurs. Pavillon monobloc, membrane double fréquence et double tubulure, tête en acier inoxydable, membrane double fréquence en silicone, bague anti-froid en PVC. Alliage très léger. Adaptateur pédiatrique fourni. Disponible en 3 éditions : Black, Smoke ou Laiton, en 11 coloris. Garantie : 7 ans.

Réf : 0203001140

Stéthoscope bleu marine.

269,90€



Spengler

Tensiomètre manopaire Lian® Nano Shockproof

Léger et robuste, il allie style et performance.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, cuillère ergonomique, grand cadran en ABS antichoc, poire grand volume, brassard en nylon Oxfords ou Clinic®. Brassard seul disponible du XXS au XL. Garantie : 3 ans.

Réf : 513210 A partir de **75,00€**
Avec brassard nylon noir adulte (M).



Spengler

Tensiomètre manopaire Shockproof Vaquez Laubry® Nano

Léger et robuste, il allie praticité et précision.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, double tubulure, grand cadran en ABS antichoc, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, brassard en nylon Oxfords. Taille L, M ou S. Garantie : 2 ans.

Réf : 512210 A partir de **93,50€**
Avec brassard noir adulte (M).



Spengler

Tensiomètre manopaire Lian® Métal

Tensiomètre ambidextre offrant un très grand confort grâce à son grand cadran.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, cuillère ergonomique, grand écran rotatif en acier indéformable, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, brassard coton, nylon ou Clinic®. Brassard seul disponible du XXS au XL. Garantie : 3 ans.

Réf : 521317 A partir de **101,90€**
Avec brassard velcro coton rouge adulte (M).



Spengler

Tensiomètre manopaire Shockproof Vaquez Laubry® Classic

Le tensiomètre qui a révolutionné le diagnostic médical, héritier du tensiomètre inventé par Emile Spengler.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, double tubulure, boîtier en acier indéformable, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, support manomètre en cuir pleine fleur. Disponible en velcro ou sangles. Taille S, M ou L. Garantie : 5 ans.

Réf : 518012 A partir de **119,00€**
Avec brassard marine adulte (M), avec velcro.



Spengler

Tensiomètre manopaire Mobi®

Mobi révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à une nouvelle connectique brevetée «LIFE LINK®» : adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision.
Ambidextre, poire ergonomique, valve de précision, résistant aux chocs, brassard en revêtement TPU (gain de poids et facilité de nettoyage), trousse de rangement. Garantie : manomètre 3 ans, sauf consommables (poires, brassards).

- Ⓐ Mobi myrtille avec brassard adulte (M).
Réf : 513700 **110,00€**
- Ⓑ Brassard taille L (32-42cm).
Réf : 513713 **55,00€**
- Ⓒ Tubulure Life Link® Clic & Connect (permet le changement de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés).
Réf : 513720 **29,00€**



Spengler

Tensiomètre manopaire Maxi+3®

Toute la technologie Spengler dans un cadran de 14,7 cm.
Grande précision de mesures : double tubulure pour une montée en pression linéaire, mécanisme «horlogerie» haute précision. Brassard nylon ambidextre disponible en taille S, M ou L. Garantie : manomètre 2 ans, sauf consommables (poires, poches, brassard).

- Ⓐ Maxi+3 mural avec brassard adulte (M).
Réf : 522700 **95,00€**
- Ⓑ Maxi+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M).
Réf : 522705 **209,00€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Tensiomètre anéroïde manopole Stiléa

Tensiomètre «antichoc». Boîtier en ABS «soft touch» et cadran Ø5,5 cm. Poire de gonflage confort et molette de décompression. Livré avec brassard taille M (25,4 à 40,6 cm), trousse de rangement et manuel d'utilisation. 4 tailles de brassards disponibles en option (XS, S, L, XL). Garantie : 2 ans.

Ⓐ Avec brassard taille M.

Réf : CC3300100 **59,90€**

Ⓑ Brassard seul taille S.

Réf : CC3300800 **24,90€**

Ⓒ Brassard seul taille L.

Réf : CC3301000 **24,90€**

Ⓓ Brassard seul taille XL.

Réf : CC3300600 **27,50€**



WelchAlllyn **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & CONSOFT MEDICAL

Tensiomètre anéroïde à gâchette DS65 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable. Livré avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Garantie sur l'étalonnage : 10 ans.

Réf : WEL046 **118,90€**



WelchAlllyn **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & CONSOFT MEDICAL

Tensiomètre anéroïde intégro DS44 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable. Fourni avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Garantie sur l'étalonnage : 5 ans.

Réf : WEL039

89,90€



WelchAlllyn **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & CONSOFT MEDICAL

Tensiomètre anéroïde à vis DuraShock


Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs (76 cm sur le DS55 et 150 cm sur le DS48A Tycos) pour un étalonnage durable. Fourni avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Coloris DS55 : noir, jaune, bleu ou rouge. Garantie sur l'étalonnage : 10 ans sur le DS55 et à vie sur le DS48A Tycos.

Ⓐ Tensiomètre DS55.

Réf : WEL043 **104,90€**

Ⓑ Tensiomètre DS48A Tycos.

Réf : WEL041 **155,90€**



Tensiomètre manopaire E-mega

Grand cadran et graduations optimisées pour une lecture facile, brassard stérilisable sans poche et sans latex. Boîtier en polycarbonate très résistant. Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. Brassard velcro ou désinfectable. Taille nouveau-né à obèse. Coloris cadran : blanc ou noir. Fabriqué en Allemagne. Garantie : 5 ans.

Réf : 1370-150 A partir de **76,00€**
Avec brassard adulte, cadran blanc.



Tensiomètre manopaire Ri-san

Cadran lisible 6,4 cm, valve de décompression précise et robuste activable à un seul doigt, poire de gonflement sans latex, membrane en cuivre-béryllium trempé. Construction symétrique ergonomique pour droitier ou gaucher. Brassard enveloppant, à crochets ou à velcro. Taille enfant, adulte ou obèse. Coloris gris ardoise, bleu anodisé, safran ou vert. Fabriqué en Allemagne. Garantie : 5 ans.

Réf : 1517 **85,00€**
Avec brassard velcro adulte, bleu anodisé.



Tensiomètre manopaire Precisa® N shock-proof

A l'épreuve de chocs jusqu'à une hauteur de 1 m. Valve de décompression de précision, inusable et à réglage précis. Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure. Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg. Sans Latex, socle de valve en métal, poignée-cuillère en acier inoxydable, échelle linéaire graduée en aluminium Ø63 mm de 0-300 mmHg, lisibilité optimale et en étui vinyle à fermeture éclair. Conformité avec DIN EN 81060-1:2012-08. Existe aussi en version bras obèse ou enfant. Fabriqué en Allemagne. Garantie : 5 ans.

Réf : 1364-107 A partir de **99,00€**
Avec brassard velcro adulte.



Tensiomètre manopaire R1 Shock Proof

Le standard pour les tensiomètres anéroïdes. Gonflage rapide, ouverture facile de la valve de décompression. Brassard nylon et boîtier ABS garanti antichoc jusqu'à 1,20 m de chute. Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. Brassard velcro ou désinfectable. Taille enfant, adulte ou obèse. Coloris cadran : blanc ou noir. Fabriqué en Allemagne. Garantie : 5 ans.

Réf : 1250-107 A partir de **118,00€**
Avec brassard velcro adulte, cadran noir.



Tensiomètre anéroïde DS58 DuraShock

Lecture fiable et précise. Résistance supérieure aux chocs, il peut supporter une chute de 150 cm. Cadran gravé au laser. Fourni avec étui et brassard adulte. Garantie sur l'étalonnage à vie.

Réf : WEL045 **235,00€**

DIAGNOSTIC

Tensiomètres poignet / bras



Spengler

Tensiomètre poignet ou bras Autotensio

Grande facilité d'utilisation, il est l'outil adéquat pour l'automesure.
Grande précision de mesures : technologie SPENGLER, détecteur d'arythmie, indicateur des risques OMS, 3 calculs de moyenne. Entièrement automatique, 2 boutons. Coloris myrtille ou corail.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Autotensio poignet myrtille : circonférence de poignet 13,5-21 cm, livré avec boîte de rangement et piles.

Réf : SPG340- **31,50€**

Ⓑ Autotensio bras corail : circonférence du bras 22-36 cm, livré avec housse de transport et piles.

Réf : SPG445 **34,90€**

Spengler

Tensiomètre poignet ou bras Tensonic

Pour un usage thérapeutique et une utilisation intensive.
Haute précision de mesures : détecteur d'arythmie, indicateur des risques OMS, 3 calculs de moyenne.
2 utilisateurs x 60 mesures horodatées. Entièrement automatique, 3 boutons. Inclus : piles, boîtier ou housse de transport.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Tensonic poignet : circonférence du poignet 13,5-21 cm.

Réf : 527522 **45,00€**

Ⓑ Tensonic bras : circonférence du bras M/L 22-42 cm.
Options : brassard S 16-24 cm, adaptateur secteur.

Réf : 527500 **42,90€**

DevaSet La sélection médicale microlife**Tensiomètre bras Microlife BP B3 AFIB**

Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la Fibrillation Auriculaire (FA).
Technologie IHB, détection des arythmies cardiaques.
Microlife Average Mode (MAM) : 3 mesures en 1 clic.
Gentle+ : gonflage plus confortable, échelle colorielle OMS.
Brassard M/L 22-42 cm, 99 mémoires.
Indicateur de bon positionnement du brassard, indicateur de mouvement.

Réf : DMIC0002

59,90€**OMRON**
Tensiomètre poignet RS1

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard (gonflage progressif, automatique, adapté à l'utilisateur).
Détection des battements irréguliers. Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
Dernière mesure mémorisée.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 3 ans, accessoire 1 an.

Réf : OMR313 **39,90€**

OMRON
Tensiomètre poignet RS2 V2

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard (gonflage progressif, automatique, adapté à l'utilisateur).
Détection des battements irréguliers. Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
30 mesures mémorisées.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR314 **59,90€**

OMRON
Tensiomètre poignet RS4

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Détection d'installation correcte du brassard et des battements irréguliers.
Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
60 mesures mémorisées.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR316 **83,90€**

OMRON
Tensiomètre poignet RS7

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Détection d'installation correcte du brassard et des battements irréguliers.
Validation clinique spécifique pour personnes obèses.
Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
100 mesures mémorisées + moyenne de 3 mesures enregistrées.
Bluetooth pour transmission des mesures sur application.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR317 **125,00€**



OMRON

Tensiomètre bras M3 Comfort

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile.
Brassard préformé M/L 22-42 cm, avec technologie exclusive IntelliWrapCruff : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.
Détection des pulsations irrégulières, indicateur du niveau d'hypertension.
60 mémoires pour 2 utilisateurs, valeur moyenne des 3 mesures.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR328

85,00€



OMRON

Tensiomètre bras M7 IT

Pour un suivi fiable et connecté, essentiellement à domicile.
Brassard préformé M/L 22 à 42 cm, avec technologie exclusive IntelliWrapCruff : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.
Détection des mouvements du corps et des pulsations irrégulières, indicateur du niveau d'hypertension.
Comparaison sur écran avec la dernière mesure.
100 mémoires pour 2 utilisateurs, valeur moyenne des 3 mesures.
Transfert des données vers OMRON connect® via Bluetooth.
Accessoires : adaptateur secteur.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR330

105,90€



OMRON

Tensiomètre bras Evolv

Tout-en-un connecté au design moderne.
Brassard à 360° pour un contrôle régulier de la tension artérielle.
Guide de positionnement du brassard. Détection des mouvements du corps.
Indicateur de battement irrégulier.
Validation clinique spécifique femmes enceintes.
Triple affichage (Sys, Dia et pouls). 100 mémoires.

Réf : OMR290

169,90€



OMRON

Tensiomètres bras HBP1120 et HBP1320

Usage professionnel en cabinets médicaux ou centres hospitaliers.
Détection des mouvements et des pulsations irrégulières.
Ecran LCD affichant diastole, systole et pouls.
Pouls de 30 à 199 pulsations/min.
Tension artérielle de 0 à 299 mmHg.
Mode manuel avec stéthoscope ou automatique.
5 tailles de brassards interchangeables en quelques secondes disponibles.
Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur avec un transformateur fourni.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ HBP1120 : avec un brassard taille M (22 à 32 cm).
Réf : OMR300 **289,00€**

Ⓑ HBP1320 : avec brassard taille M (22 à 32 cm) et brassard taille L (32 à 42 cm).
Protection antichoc et étanche, poignée de transport, possibilité de présélectionner le niveau de gonflage, mémoire des prises.

Réf : OMR301

429,00€



Riester
The familiar way



Tensiomètre bras ri-champion® SmartPRO+

Détection du rythme cardiaque irrégulier.
Fonction de mesure moyenne.
Précision à ± 3 mmHg ou ± 2% de la mesure.
Fonctionnement rapide et silencieux.
Grand écran rétroéclairé facile à lire.
Tensiomètre professionnel hospitalier validé cliniquement.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Tensiomètre.

Réf : R1735

A partir de **147,00€**

Ⓑ Tensiomètre avec Bluetooth.

Réf : R1735-BT

A partir de **175,00€**



OMRON

Tensiomètre bras hospitalier 907

Système «Intellisense».
Automatique à usage professionnel ou hospitalier.
Modes de mesures oscillométrique et auscultatoire.
Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Fourni avec 1 brassard et 1 pack batterie/chargeur.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Tensiomètre.

Réf : OMR063

695,00€

Ⓑ Pied à roulettes avec panier.

Réf : OMR084

175,00€



Station de diagnostic Spot-Check 2VS

Pour nourrissons, enfants et adultes. Adaptée au milieu hospitalier : petite, légère, socle à roulette, facile à transporter. Ecran 10,9 cm affichant 2 signes vitaux : PNI et SpO2. Grande autonomie, mémoire 100 patients.

Ⓐ Station Spot-Check 2VS PNI.

Réf : 546000

745,00€

Ⓑ Socle à roulettes pour Spot-Check 2VS.

Réf : 546024

569,00€



Station CT 40

Grande précision de mesures : technologie n°1 mondial, utilisée par la NASA depuis 1986. Options : socle à roulettes, température Covidien Filac3000 ou infrarouge sans contact. Connectivité : transfert de données utilisant un protocole IHE.

Réf : DSU551405

A partir de **1.395,00€**

Moniteur CT40 PNI + SpO2 avec brassard nylon adulte et large.

SunTech Medical
The Difference in Clinical Grade™

GST+



Station de diagnostic NC3

Petite, compacte et légère (1,25 kg). Adaptée à tous les types de patients. 2 versions : PNI + SpO2 ou PNI + SpO2 + Temp (visuel présent). Thermomètre tympanique à infrarouge sans fil. Options : pied à roulettes, support mural. Grande autonomie de 12 heures. Garantie : 3 ans.

Réf : NC3

Version PNI + SPO2.

1.019,00€

Spengler

COMEN



Moniteur M3A

Ecran LCD HD 3,5" avec accès intuitif aux principales fonctions.

Système d'alarmes automatiques intégré, appel d'urgence.

Batterie rechargeable, autonomie 21 h.

Compatible adultes, enfants et nourrissons.

Validation ESH/IP/BHS/TUV.

3 versions : PNI + SpO2 (réf. EDA078) + Température (réf. EDA035) + Imprimante intégrée (réf. EDA036).

Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, câble d'extension SpO2, capteurs SpO2 et brassards.

Garantie : 2 ans.

Ⓐ Moniteur PNI + SpO2.

Réf : EDA078

A partir de **1.359,00€**

Ⓑ Pied à roulettes.

Réf : EDA027

352,00€

EDAN FR AFITO
COMENET MEDICAL

Riester
The familiar way

PROMOTAL

Moniteur RVS-100

Interface tactile intuitive et fonction d'aide intégrée.

Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 niveaux de priorité, appel infirmier.

Mémoire 5000 mesures, connexion au DME.

Autonomie 17h.

Disponible : version murale, de table ou sur trépied.

Livré avec tube d'extension PNI, 2 brassards (adulte et adulte bras forts incl. connecteurs), capteur adulte et câble d'extension SpO2,

embouts et sonde de température orale.

Options : imprimante thermique intégrée, lecteur de code-barres, pied mobile avec panier, WiFi.

Réf : 1960-RRXXE

A partir de **4.025,00€**

Spengler COMEN

Moniteur NC5

Intuitif avec son écran tactile 8" offrant une grande visibilité et une barre de menu avec accès facile aux fonctions.

Double alarme visuelle et sonore distinguant le problème technique du problème physiologique.

Affiche les scores d'alerte précoce et autres paramètres d'aide au diagnostic.

Adapté à tous les types de patients.

3 versions : PNI + SpO2 ou PNI + SpO2 + temp (visuel présent) ou PNI + SpO2 + Temp + ECG + Impr.

Thermomètre tympanique à infrarouge sans fil.

Options : pied à roulettes, support mural.

Garantie : 3 ans.

Réf : NC5

Version PNI + SPO2.

1.379,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Doppler fœtal Fetoscope View 2

Spécialement conçu pour les médecins généralistes, obstétriciens et sage-femmes. Simple et pratique : indicateur du niveau de charge, haut-parleur intégré et sortie audio. Sonde interchangeable : 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz. Livré avec trousse de transport, sonde de 2 MHz, 2 piles alcalines. Ecran rétroéclairé, 3 modes d'affichage du rythme cardiaque (temps réel, moyenne sur 8 derniers battements, moyenne sur durée choisie). Garantie : 1 an.

- Ⓐ Fetoscope Base avec sonde 2 MHz.
Réf : CC6605000 **219,00€**
- Ⓑ Sonde 4 MHz.
Réf : CC6605400 **99,00€**
- Ⓒ Sonde 8 MHz.
Réf : CC6605800 **125,00€**



COMED

Doppler fœtal et vasculaire Doppler Pro

Ecran LCD couleur affichant fréquence cardiaque, onde de pouls, force du signal, témoin de charge des piles, fréquence nominale de la sonde, 3 modes de travail, alarme. Précision +/- 2 bpm. Livré avec sonde 3 MHz, pochette de transport et piles. Options : sonde 5 ou 8 Mhz pour utilisation vasculaire. Garantie : 1 an.

- Ⓐ Doppler Pro avec sonde 3 MHz.
Réf : 23 300 20 **139,00€**
- Ⓑ Sonde vasculaire 5 MHz.
Réf : 23 300 25 **72,90€**
- Ⓒ Sonde vasculaire 8 MHz.
Réf : 23 300 28 **75,90€**



Spengler

Doppler fœtal et vasculaire

Détection et affichage de la fréquence cardiaque fœtale en temps réel et de l'onde de pouls. Indicateur de niveau de batterie. Ecran LCD couleurs HD, haut-parleur avec réglage du volume et prise casque. 3 sondes courbées pour une meilleure ergonomie sont disponibles selon l'utilisation : 2 MHz, 5 MHz ou 8 MHz. Fonctionne avec piles. Garantie : 2 ans le doppler, 1 an les sondes.

- Ⓐ Doppler.
Réf : 743301 **159,00€**
- Ⓑ Sonde fœtale 2 MHz.
Réf : 743310 **89,00€**
- Ⓒ Sonde vasculaire 5 MHz.
Réf : 743311 **89,00€**
- Ⓓ Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.
Réf : 743312 **89,00€**



Ⓑ

Doppler Sonotrax EDAN FRAFITO

Doppler Ultrasonique pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal. Ecran rétroéclairé, haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs externes, détection de batterie faible. Peut se transformer en doppler vasculaire. Sonotrax Lite : doppler sans écran avec sonde 8 MHz (vasculaire). Sonotrax Basic A : doppler avec écran et détection de la sonde utilisée (fœtal). Options : sondes 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz. Validation clinique. Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Doppler Sonotrax Lite.
Réf : EDA004 **155,00€**
- Ⓑ Doppler Sonotrax Basic A.
Réf : EDA005 **209,00€**



EDAN FRAFITO

Echographe fœtal portable DUS 60

Echographe puissant disposant de la technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleure qualité d'image. Il dispose aussi d'un doppler pulsé (PW) fournissant plus d'information hémodynamique. Compact, léger, mobile, il dispose d'un stockage grande capacité et d'une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation. 8 segments intelligents TGC pour l'ajustement précis. Transfert de données multi format via USB et DICOM. Livré avec une sonde au choix. Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Echographe fœtal portable DUS 60.
Réf : EDA132 **3.395,00€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

ECG 3 pistes Cardi-Touch

Electrocardiographe portable compact avec clavier et écran tactile. Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 3 pistes (4 vitesses). Enregistrement auto. ou manuel. Calcul des paramètres et aide à l'interprétation. Visualisation du signal ECG pendant l'enregistrement. Port USB pour connexion PC. 100 mémoires avec carte SD (non fournie). Livré avec trousse de transport, câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, rouleau de papier, adaptateur secteur. Garantie : 1 an.

Réf : CC6386000

869,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

ECG 3 pistes Cardi-3

ECG multipiste simple et intuitif, calcul des paramètres et aide à l'interprétation. Ecran LCD couleurs HD : visualisation 3, 6 et 12 dérivations. Enregistrement auto. et manuel. Imprimante thermique, impression en 2, 3 ou 4 pistes avec date et heure. Filtres parasites (musculaires et secteur). Livré complet avec accessoires et sacoche de transport. Garantie : 3 ans.

Réf : CC6383000

1.079,00€



EDAN **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & POWER MEDICAL

ECG SE-301 - 3 Pistes Ecran tactile

Grande connectivité et analyses pédiatriques précises. Génère des rapports PDF directement sur clé USB ou carte mémoire. Mémoire 500 ECG. Enregistrement auto. ou manuel avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits. Imprimante thermique haute résolution intégrée avec possibilité d'impression A4 sur imprimante externe. Livré avec câble patient, 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes intégrées, 1 liasse de papier, 1 fusible (rechange). Garantie : 3 ans.

Réf : EDA141

1.399,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

ECG 6 pistes Cardi-6

ECG multipiste, jusqu'à 6 pistes sur papier, 12 dérivations standards, avec calcul des paramètres et aide à l'interprétation. Utilisation simple et intuitive. Grand écran tactile couleur 15 x 9 cm, visualisation 3, 6, 12 dérivations. Mémoire jusqu'à 1000 enregistrements. Double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge). Livré complet avec accessoires et sacoche de transport. Garantie : 3 ans.

Réf : CC6384000

1.649,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

ECG 12 pistes Cardi-12

ECG multipiste, jusqu'à 12 pistes sur papier, avec paramètres et aide à l'interprétation. Grand écran LCD tactile couleurs HD, 16 x 12 cm, visualisation multiformat. Impression format A4. Mémoire jusqu'à 1000 enregistrements. Grande autonomie, double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge). Livré complet avec accessoires. Garantie : 3 ans.

Réf : CC6385000

2.290,00€



Spengler

ECG 3, 6 ou 12 pistes Cardiomate

Précis, intuitifs, légers et très faciles d'utilisation. Nouvelle génération conçue pour les professionnels en cabinet ou en déplacement. Visualisation des 12 dérivations en temps réel. Échantillonnage à 32000 Hz. Interprétation automatique et calcul des intervalles. Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche. Imprimante intégrée. Transfert des ECG sur PC par connexion USB. 1000 mémoires. Détecteur de pacemaker. Grande autonomie : batterie de 2600mAh (versions 3 et 6) ou 5200mAh (version 12). Écran LCD couleur inclinable de 7 pouces (versions 3 et 6) ou 10 pouces (version 12). Clavier alphanumérique (versions 3 et 6) ou clavier Qwerty (version 12). Garantie : 2 ans.

Ⓐ Cardiomate 3 pistes.

Réf : 260003

959,00€

Ⓑ Cardiomate 6 pistes.

Réf : 260006

1.329,00€

Ⓒ Cardiomate 12 pistes.

Réf : 260012

1.959,00€



EDAN **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & COMFORT MEDICAL

ECG numérique SE-1010

ECG informatisé se connectant à un PC en USB. Multilingue.
Enregistrement auto. ou manuel avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 pinces membres, 1 sacoche de transport.
Également disponible en version sans fil.
Garantie : 3 ans.

Réf : EDA044

1.399,00€



EDAN **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & COMFORT MEDICAL

Moniteur fœtal gémellaire F3

Avec logiciel de transfert. Compact et léger. Pour les services maternités ou les infirmières libérales.
Ecran LCD. Batterie Lithium.
Affichage des tracés et des chiffres.
Doppler pulsé à ultrasons avec autocorrélation, 50-240 bpm.
ECG fœtal (DECG) détection peak-to-peak, 30-240 bpm.
Imprimante thermique intégrée, 1/2/3 cm/min en temps réel, 12 h de mémoire interne.
Technologie SOV pour éviter les signaux croisés des jumeaux, indicateur de qualité du signal.
Surveillance centralisée avec le réseau MFM-CNS.

Réf : EDA330

3.299,00€



VITACON **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & COMFORT MEDICAL

Bladder Scanner Vitascan DP portable

Examen non invasif : mesure par ultrasons le volume de la vessie à +/- 10%.
Évite les sondages inutiles, réduit les risques d'infections des voies urinaires associées aux cathéters et les coûts des opérations de sondage.
Pour enfant, adulte et adulte fort.
Sonde 3D de 2,6 Mhz, mesure jusqu'à 1L.
Imprimante thermique intégrée.
Fonctionne sur batterie rechargeable.
Inclus tablette DP et pied.
Garantie : 2 ans.

Réf : BLA012

8.725,00€

®



COMED®

Papier vidéo pour imprimantes SONY

Pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897MD, D897, 895, D895, 890, D890, 860, D860.

Ⓐ Papier vidéo SONY UPP-110HD.
Impression haute densité noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 20 m format A6 (type II).

Réf : 67 110 00HD

17,50€

Ⓑ Papier vidéo SONY UPP-110HG.
Impression aspect glacé noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 18 m format A6 (type V).

Réf : 67 110 00HG

17,60€



COMED®

Papier vidéo pour imprimantes SONY / MITSUBISHI

Papier vidéo MITSUBISHI K61 :
pour imprimantes P61, P66, P68, P90.
Papier vidéo SONY UPP-110S :
pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897, 895, D895, 890, D890, 860, D860.
Impression standard noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 20 m.

Réf : 67 110 00S

8,00€



COMED®

Gel de contact bleu

Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

(A) Flacon de 250 ml.

Réf : 67 310 25

1,25€

(B) Cubitainer de 5L.

Réf : 67 310 05

13,00€

COMED®

Gel de contact transparent

Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

(A) Flacon de 250 ml.

Réf : 67 320 25

1,20€

(B) Cubitainer de 5L.

Réf : 67 320 05

13,90€

COMED®

Gel Parker Aquasonic 100

Gel de contact pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

Existe aussi en dose stérile de 20 ml.

(A) Flacon de 250 ml.

Réf : 67 300 25

3,00€

(B) Cubitainer de 5L.

Réf : 67 300 05

29,90€



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

Gel pour ECG et défibrillateurs

Gel à haute conductivité : hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif, transparent. DM classe I.
Le flacon de 250 ml.

Réf : 250979

1,90€



COMED®

Gelecho transparent stérile

Gel de contact de transmission pour échographie, ECG, doppler et ultrasons. Soluble dans l'eau sans huile, sans sel, sans parabène, non irritant et non oxydant, sans dommage pour les électrodes. La dose stérile de 20 ml.

Réf : 67 320 20

1,55€



COMED®

Spray ECG

Spray de contact liquide transparent pour ECG. Transmission adéquate pour l'utilisation d'électrode (ECG, électrothérapie, etc.). Flacon de 250 ml.

Réf : 67 350 00

3,20€



Electrodes 3M™ Red Dot™™

Surveillance cardiaque.
Repositionnables, adhésif conducteur sur la surface complète, spécialement adaptées pour la surveillance ECG.
La boîte de 1 000 pièces.

- Ⓐ Rectangulaires à languette pour pinces crocodiles, dim. 2,2 x 3,2 cm.
Réf : 2330 **112,90€**
- Ⓑ Rectangulaires, dim. 4 x 3,5 cm.
Réf : 2560 **265,50€**



Electrodes pré-gélifiées mousse contact

Ø45 mm, gel solide.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.

- Ⓐ Carbone à bouton-pression, pour une utilisation longue durée.
Le sachet de 60 rondes.
Réf : 26 100 45 **5,40€**
- Ⓑ Métal à bouton-pression pour une utilisation courte durée.
Le sachet de 60 rondes.
Réf : 26 200 45 **5,20€**
- Ⓒ Carbone à pontet, pour une utilisation courte durée.
Ne nécessite pas d'adaptateur.
Le sachet de 30 rondes.
Réf : 26 300 45 **3,40€**



Electrodes pré-gélifiées support textile

Gel solide, métal à bouton-pression. Support aéré qui laisse respirer la peau. Pour une utilisation longue durée. Hypoallergénique.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.
Le sachet de 30 rondes, Ø55 mm.

- Ⓐ Réf : 26 050 48 **2,90€**




Ⓑ



Electrodes pré-gélifiées support mousse

Gel solide. Pour utilisation courte durée.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.

- Ⓐ Sachet de 60 rondes à pression, Ø5 cm.
Réf : 250961 **6,50€**
- Ⓑ Sachet de 60 rectangulaires à pontet, dim. 2,8 x 4,4 cm.
Réf : 250965 **8,50€**



Ⓑ

Ⓐ



Electrodes pré-gélifiées textile contact

Gel solide, à bouton-pression. Pour utilisation longue durée.
Indications : réanimation.
Le sachet de 60 électrodes rondes.

- Ⓐ Ø4,5 cm enfant.
Réf : 250968 **7,50€**
- Ⓑ Ø5 cm.
Réf : 250967 **7,90€**



Adaptateurs et pinces

- Ⓐ Les 10 pinces crocodiles pour électrodes à languette.
Réf : 26 600 10 **21,90€**
- Ⓑ Le jeu de 4 pinces membres plastique couleur.
Réf : 26 600 04 **24,90€**
- Ⓒ Les 10 adaptateurs pour électrodes à pression.
Réf : 26 700 24 **35,00€**
- Ⓓ Les 6 poires précordiales, Ø2,4 cm base métallique.
Réf : 26 500 24 **35,50€**

*3M, Red Dot sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex.



Spengler

Oxymètre Oxyfrog

Pour les enfants de 10 à 40 kg. Idéal pour la mesure du pouls à domicile. Capteur haute sensibilité. Ecran LCD avec mode d'affichage et luminosité modifiables. Arrêt auto. après 5 secondes. Livré avec dragonne, housse et piles. Garantie : 2 ans.

Réf : 221056

41,90€**COMED****Oxymètre Eco et Standard**

Simple, pratique et sans câble. Mesure la SpO2 (70 à 100% avec précision à +/- 3%), le pouls (30 à 235 bpm avec précision à +/- 2 bpm) et la pléthysmo cardiaque. 6 modes d'affichage. Indicateur de batterie faible. Pour adultes et enfants à partir de 2 ans environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm). Livré avec dragonne et piles. Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre ECO affichage LED 1 couleur.

Réf : 23 200 00

29,90€

Ⓑ Oxymètre Standard écran OLED 2 couleurs.

Réf : 23 200 10

42,90€**FRAFITO****Oxymètre Oxy-one**

Compact, léger et facile à transporter. Ecran OLED affichant la SpO2, le pouls et l'indice de perfusion (PI). Indicateur batterie faible, arrêt auto. Compatible adulte et enfant. Livré avec pochette de transport, piles et mode d'emploi. Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxy-One Neo.

Réf : OXY004

33,50

Ⓑ Oxy-One Plus.

Réf : OXY009

35,90€

Spengler

Oxymètre Oxystart

Compact et léger pour une mesure efficace.

Ecran couleur OLED affichant la SpO2, le pouls, la pléthysmo et la barre graphe.

6 modes d'affichage, 5 niveaux lumineux, témoin de batterie. Livré avec housse de rangement, dragonne et piles. Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre orange.

Réf : 221051

37,90€

Ⓑ Oxymètre myrtille.

Réf : 221052

37,90€

Spengler

Oxymètre Oxygo

Développé pour les professionnels de santé en usage intensif.

Haute précision de mesures, adaptée aux enfants, capteur haute sensibilité. Pratique et facile d'utilisation :

compact, résistant aux chocs, rapide, grand écran, grande autonomie, indicateur de désaturation. Livré avec housse de protection, dragonne et pile.

Réf : 221350/
Oxymètre gris.

70,90€**CREATIVE MEDICAL****GSH****Oxymètre PC-60E**

Utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile de l'enfant à l'adulte (capteur pédiatrique déporté 2-8 ans inclus).

Ecran couleur OLED haute résolution avec affichage multidirectionnel (SpO2, pouls, indice de perfusion, bargraphe et pléthysmogramme).

Alarmes sonores et visuelles pré-réglées pour la SpO2 et le pouls. Fonction on/off auto., autonomie de 30 h en continue, indicateur de batterie faible.

Livré avec housse de rangement, dragonne et piles. Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre avec capteur pédiatrique déporté souple.

Réf : DPOXY02

215,90€

Ⓑ Oxymètre avec capteur pédiatrique déporté velcro.

Réf : DPOXY03

215,90€**EDAN FRAFITO****Oxymètre H100B**

Mesure la SpO2 et le pouls. Grande capacité de mémoire, mode adulte et néonatal, avec configuration de plusieurs alarmes, compatible avec un capteur Nellcor.

Livré avec pochette protectrice et capteur adulte. Validation clinique et agrément médical CE.

Options : coque protectrice, capteur néonatal, logiciel de gestion, chargeur + batterie, capteur SpO2 oreille.

Réf : EDA001

325,00€



Débitmètre Peak Flow myPef

Appareil à usage personnel et professionnel pour patient adulte ou enfant.
Débitmètre de pointe mécanique, léger, petit, pratique et robuste.
Affichage graphique des données simplifié.
Échelle précise de 100 m.
2 curseurs de zone de couleur.
Protection anti-poussière intégrée.
Dim. L 13,8 x l 5,6 x H 2,3 cm.

. Réf : RES008

27,50€



Débitmètre ASMA-1

Appareil à usage personnel et professionnel.
Grand écran montrant le calcul du FEV1(VEMS) et du DEP.
Affichage du meilleur rapport DEP/VEMS.
600 mesures automatiques.
Livré avec 1 embout buccal plastique, pochette de transport, guide d'utilisation et piles.

. Réf : RES002

115,00€



Spiromètre COPD-6

Appareil à usage personnel et professionnel.
Grand écran montrant le calcul du FEV1 (VEMS), du FEV6 (VEM6), la vitesse d'expiration (1-6 sec.) et le ratio FEV1/FEV6.
Détection BPCO et identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions.
Existe en version USB pour transferts des données.
Livré avec 3 embouts anti-reflux, pochette de transport, guide d'utilisation et piles.

. Réf : RES001

129,00€



Spiromètre Alpha 6000

Technologies performantes et pilotées par un menu simple à icônes.
Grand écran tactile couleur haute résolution.
Routines de vérification d'étalonnage rapides et faciles.
Génère des rapports PDF et reçoit les dernières mises à jour de micrologiciel.
Dim. L 20,4 x l 25,3 cm.
Garantie : 5 ans.

Réf : RES019

3.179,00€



 Spengler

Thermomètre Tempo 10

Indique la température corporelle en 10 secondes.
Précision des mesures : capteur haute précision, alarme de fièvre, technologie adaptée aux prises axillaire, buccale ou rectale, mémoire dernière mesure, arrêt auto.
Livré avec étui plastique et pile.
Coloris bleu.
Garantie : 2 ans.

Réf : SP1620/

4,50€



 Spengler

Thermomètre Tempo 10 Flex

Indique la température corporelle en 10 secondes.
Précision des mesures : embout flexible, capteur haute précision, alarme de fièvre, technologie adaptée aux prises axillaire, buccale ou rectale, mémoire dernière mesure, arrêt auto.
Livré avec étui plastique et pile.
Coloris vert ou gris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Thermomètre gris.

Réf : SP1648

4,90€

Ⓑ Thermomètre vert.

Réf : SP1643/

4,90€



 COMED®

Thermomètre digital flexible

Étanche avec embout flexible.
Plage de mesure : 32 à 42,9°C.
Écran LCD.
Mémoire de la dernière prise.
Arrêt auto. après 10 min.
Livré avec pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 82

4,95€



 COMED®

Thermomètre Digicomed

Digital et étanche.
Plage de mesure : 32 à 42,9°C.
Livré avec étui et pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 80

3,95€



 COMED®

Thermomètre gallium

Sans mercure.
Plage de mesure : 34 à 42°C.
Livré avec étui.
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 85

8,00€



 GSH+

Protections thermomètres Tempasept

Pour thermomètre électronique.
À usage unique.
La boîte de 1 000.

Ⓐ Non lubrifiées.

Réf : CT40252

42,90€

Ⓑ Lubrifiées.

Réf : CT40251

42,90€



Thermomètre sans contact E'Temp flash

Prise de température sans contact et <3 secondes.
Plage de mesure : 34 à 43°C en frontal pour le corps et 0 à 100°C pour les objets.
Détecteur de fièvre (bip sonore).
10 mémoires.
Arrêt auto. après 10 min.
Livré avec piles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 166103

20,90€



Thermomètre sans contact Thermo one

Prise de température de 0 à 5 cm avec un faisceau bleu pour le pointage de la zone.
Ecran rétroéclairé vert, orange ou rouge permettant d'alerter en cas de fièvre.
Plage de mesure : 35 à 42°C.
99 mémoires.
Arrêt automatiquement.
Livré avec piles.
Garantie : 1 an.

Réf : THE001

26,90€



Thermomètre sans contact Tempo Pro

Prise de température précise en un temps record <1 seconde.
Plage de mesure : 32 à 43°C.
Ecran LCD.
30 mémoires.
Arrêt auto. et indicateur de batterie faible.
Livré avec piles.

Réf : SP3110

38,90€



Thermomètre sans contact Tempo easy

Prise de température sans contact du corps, d'une surface (eau du bain) ou d'une salle.
32 mémoires.
Coloris gris ou bleu.

Réf : SP3066

Thermomètre gris.

39,90€



Thermomètre infrarouge sans contact

Prise de température de 5 à 15 cm en 0,5 sec.
Plage de mesure : 32 à 42,5°C +/- 0,3°C.
Ecran LCD.
32 mémoires.
Arrêt auto. après 7 sec.
Livré avec pochette de transport et pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 50

46,90€



Thermomètre infrarouge sans contact ri-thermo® sensioPRO+

Sûr et efficace : infrarouge et sans contact pour prévenir la contamination croisée, 3000 mesures sur un jeu de piles et câble de sécurité antiviol.
Facilité d'utilisation : rappel de mémoire (stockage de 30 mesures), écran LED rétroéclairé et utilisation d'une seule main.
Rapide et précis : mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes.
Thermomètre sans contact professionnel hospitalier validé cliniquement.
Conforme à la norme ISO 80601-2-56:2017.
Existe en version avec ou sans Bluetooth.

Ⓐ Thermomètre sans Bluetooth.

Réf : R1840

239,00€

Ⓑ Thermomètre avec Bluetooth.

Réf : R1840-BT

275,00€



Thermomètre auriculaire infrarouge Tempo Duo

Haute précision de mesures : technologie infrarouge frontale ou auriculaire, calibrage automatique au passage des fonctions auriculaire ou frontale, 10 mémoires. Couleur écran selon valeur : vert, orange ou rouge. Garantie : 2 ans.

Réf : SP3101/

33,50€



Thermomètre auriculaire infrarouge ThermoScan® 6 IRT6515

Rapide et simple, le plus recommandé par les médecins. Embout préchauffé et breveté pour une grande précision avec son système de guidage ExacTemp® qui confirme que la position est stable. Sonde grand angle adaptée à toute la famille, même pour les nouveau-nés. Grand écran rétroéclairé avec code couleur pour une interprétation facilitée. Fonctionne avec piles. Garantie : 2 ans.

Réf : BRA036

65,00€



Thermomètre auriculaire ThermoScan Pro 6000

Rapide et simple : grand écran à cristaux liquides rétroéclairé, bouton rappel de mémoire, compteur de pouls 60 sec., fonctionnalités de sécurité, voyant de contrôle du positionnement de la pointe de la sonde, poignée ergonomique. Confort du patient : pointe de sonde préchauffée, protections souples et jetables, mesures rapides et précises (technologie ExacTemp®). Plage de mesure de 20 à 42,2°C (68 à 108°F). Fonctionne avec piles. Garantie : 3 ans.

Ⓐ Thermomètre seul.

Réf : BRA019

285,00€

Ⓑ Thermomètre avec station de recharge et sécurité antiviol.

Réf : BRA020

475,00€

Ⓒ Boîte de 800 couvre-sondes, également compatibles avec le Pro 4000.

Réf : BRA021

79,00€



Thermomètre auriculaire ri-thermo® tymPRO+

Avec indicateur de guidage : pour un placement correct afin d'assurer des mesures précises. Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes. Sûr et efficace : capuchons de sondes jetables, support intégré avec rangement pratique des capuchons de sondes, conception durable et robuste pour une utilisation quotidienne. Facilité d'utilisation : 3000 mesures sur un jeu de piles, utilisation d'une seule main, capuchon de sonde conçu pour le confort du patient. Thermomètre auriculaire professionnel hospitalier validé cliniquement. Conforme à la norme EN 60601-1. Existe en version avec ou sans Bluetooth.

Ⓐ Thermomètre sans Bluetooth.

Réf : R1835

155,00€

Ⓑ Thermomètre avec Bluetooth.

Réf : R1835-BT

188,00€



Lampe stylo Pen-white

Eclairage puissant et bien circonscrit pour les examens, notamment buccaux. Avec bouton poussoir d'allumage et porte abaisse-langue adulte (l 20 mm). Piles fournies.

Réf : 24 671 10

2,90€

Lampe stylo Penled

Bouton poussoir d'allumage, ampoule LED, lumière blanche intense, grip caoutchouc antiglis. Pile fournie. Coloris bleu, gris ou orange. En option : porte abaisse-langue adulte.

Réf : 24 671 41

Lampe stylo bleue.

8,50€



Piles alcalines

Paquet de 4 piles 1,5 V.

Ⓐ LR03 AAA.

Réf : 40 004 03 **2,70€**

Ⓑ LR06 AA.

Réf : 40 004 06 **2,90€**

Rubans

Ⓐ Ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm. Pour calculer l'indice de masse corporelle.

Réf : 44 444 60

3,95€

Ⓑ Ruban périmétrique de 2 m, grad. 1 mm. Enroulement automatique.

Réf : 44 444 50

4,20€

Ⓒ Mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. Un côté en cm, l'autre en pouce.

Réf : 44 447 10

2,60€




Poires à lavements auriculaires

Poires effilées en polyéthylène bleu. Disponible en 27, 75 ou 135 ml.

Réf : 44 510 27

A partir de **3,50€**

Poire de 27 ml.



Poire Enema

Poire 65 ml pour lavement ORL. Livrée avec 2 canules : 1 petite L 4,3 cm et 1 grande L 7,3 cm.

Réf : 44 503 85

7,50€



Bock à lavement souple

Lavement anal ou vaginal. Bock de 2L avec tuyau, robinet et 2 canules (1 petite L 7,3 cm et 1 grande L 11,2 cm).

Ⓐ Bock avec tuyau, robinet et canules.

Réf : 16 200 02

7,30€

Ⓑ Set canules, robinet et tuyau.

Réf : 1620002

3,30€



COMED

Otoscope Comedlight FO

Livré avec pochette, piles, 1 ampoule xénon 037, 5 spéculeurs gris 2,5 mm et 5 spéculeurs gris 4 mm.
Coloris bleu, vert, rouge ou noir.

Réf : 24 850 40
Otoscope rouge.

59,00€



Spengler

Otoscope Smartlight®

Eclairage conventionnel (ampoule XHL Xénon/Halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan.
Loupe pivotante, grossissement x3.
Coloris noir.
Garantie : 1 an.

Réf : 570315

62,90€



Riester
The familiar way

PROMOTAL

Otoscope E-scope

Eclairage direct 2,7 V. Tête pivotante bilatérale, grossissement x3, connecteur pour test pneumatique. Embout en métal, spéculum réutilisable ou à usage unique.

Livré avec pochette.
Coloris blanc ou noir.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Otoscope noir.

Réf : 2101-200

88,00€

Ⓑ Otoscope noir éclairage xénon.

Réf : 2101-201

82,00€

Ⓒ Otoscope noir éclairage FO LED.

Réf : 2111-203

192,00€



Spengler

Otoscope Smartled 5500®

Technologie fibre optique diminuant le risque d'éblouissement et technologie LED prolongeant la durée de vie.

Grande luminance de 50 K lumens, Indice de Rendu des Couleurs de 95% restituant parfaitement les couleurs et colorimétrie parfaite pour l'auscultation de 4000 K.

Loupe pivotante avec grossissement x3.
Accessoires : tête de rechange, manche, spéculum 2,5 ou 4 mm en boîte de 250.
Garantie : 3 ans, tête et manche.

Ⓐ Smartled 5500®.

Réf : 570517

119,00€

Ⓑ Smartled 5500® corail.

Réf : 570517C

122,90€

Ⓒ Smartled 5500® pédiatrique.

Réf : 570517P

109,00€

Welch Allyn FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT

Otoscope Pocket LED

Léger otoscope (72 g) résistant aux chutes. Technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. Eclairage par fibres optiques, grossissement x2,5, port d'insufflation.

Disponible en 4 coloris avec accessoires interchangeables.

2 configurations possibles :

- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans.
- Pocket LED+ : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'otoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport, garanti 5 ans.

Ⓐ Otoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL114

143,90€

Ⓑ Otoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL118

219,00€

Ⓒ Set otoscope/ophtalmoscope Pocket LED noir avec étui rigide.

Réf : WEL122

329,00€



Riester
The familiar way

PROMOTAL

Otoscope Ri-scope® L2 avec oculaire en verre

Profondeur de champ élevée et grossissement x3 précis jusqu'au bord d'image. Eclairage homogène aux reflets minimisés. FO avec efficacité d'éclairage maximale. Manches équipés de la fonction rheotronic® (réglage en continu de l'intensité lumineuse). Fermeture à baïonnette pour change aisé des têtes.
Livré avec étui rigide, 4 spéculeurs auriculaires réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculeurs auriculaires jetables noirs de 2,5 mm (L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Set FO L2 xenon avec manche à piles Type AA.

Réf : 3706

219,00€

Ⓑ Set FO L2 LED manche à piles Type C.

Réf : 3703

263,00€



NOUVEAUTE
2022

Welch Allyn FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

Pack otoscope Macroview 2

Champ de vision 3 fois plus grand qu'un otoscope standard.
Éclairage par fibre optique en anneau, 5200 lux, IRC 90/95, 3400-4500°K, grossissement x5.
Dim. H 7 x l 4,5 x P 5,5 cm.
Inclus : tête, manche et chargeur.
Garantie : pack 1 an, LED 7 ans.

Réf : WEL372

869,00€



Riester
The familiar way

PROMOTAL

Otoscope Elitevue

Éclairage fibre optique LED haute performance (4000 Kelvin, CRI = 92), utilisable pour l'éclairage de la gorge. Vue complète de la membrane tympanique, grossissement x5, molette de réglage de la profondeur de champ. Convient pour l'otoscopie pneumatique (livré sans poire). Dispositif d'éjection du spéculum à l'arrière pour éviter toute contamination. Manche type C à piles. Options d'alimentation électrique : avec station de diagnostic murale, fonctionnant sur batterie ou avec une poignée rechargeable avec batterie Li-Ion.

Réf : 2200-204

895,00€

Otoscope lampe LED 2,5V.



Riester
The familiar way

PROMOTAL

Otoscope caméra RCS-100

Caméra médicale numérique multifonction portable : diagnostic simple et précis grâce à ses images numériques HD. Molette donnant accès aux différentes fonctionnalités à une seule main. Ecran tactile facile à utiliser. Livré avec housse anti-rayure. 3 têtes avec lumière LED blanche disponibles : tête d'otoscope, tête de dermatoscope et tête d'examen générale.

Ⓐ Caméra sans lentille.

Réf : 1970-H

A partir de **2.559,00€**

Ⓑ Lentille otoscopique.

Réf : 13272

919,00€

Ⓒ Lentille dermatoscopique.

Réf : 13270

742,00€

Ⓓ Lentille générale.

Réf : 13271

612,00€



Ⓐ

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Otoscope Mini 3000® / Piles

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Compatible avec le système de poignées mini 3000®. Coloris bleu ou noir.
Ampoules HEINE en options.
Garantie : 5 ans, sauf ampoule et piles.

Ⓐ Eclairage conventionnel, bleu.

Réf : 0222132060

110,50€

Ⓑ Eclairage conventionnel, noir.

Réf : 0222132030

110,50€

Ⓒ Eclairage fibre optique, bleu.

Réf : 0222122060

165,90€

Ⓓ Eclairage fibre optique, noir.

Réf : 0222122030

165,90€

Ⓔ Eclairage fibre optique LED.

Réf : 0222142000

215,90€

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Trousse Beta® 400 FO 2,5 V

Otoscope à boîtier métallique robuste. Éclairage conventionnel.
1 tête d'otoscope BETA® 400 2,5 V.
1 poignée BETA® à piles (non fournies).
1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
10 spéculums à usage unique (5 x Ø2,5 mm, 5 x Ø4 mm).
1 ampoule de rechange.
Garantie : 5 ans (sauf ampoules).

Réf : 0220179000

427,90€

Ⓑ



Spéculums pour otoscopes

Ⓐ La boîte de 1 000 spéculums Ø2,5 mm.

Réf : 0220033031

44,90€

Ⓑ Le distributeur.

Réf : 0220035060

37,90€



COMED

Ampoules Comed Compatibles

L'ampoule générique pour otoscope.

(A) Xénon halogène FO 105. Réf : 24 691 05	11,50€
(B) Xénon halogène FO 110. Réf : 24 691 10	9,90€
(C) Krypton 037. Réf : 24 690 37	12,50€
(D) Krypton 041. Réf : 24 690 41	15,20€
(E) Krypton 035. Réf : 24 690 35	12,00€



COMED

Coffret laryngoscope FO

Laryngoscope polycarbonate à fibre optique. Coffret avec 3 lames Mac Intosh n° 2, 3, 4 et 3 lames Miller n° 0, 1, 2. Livré avec piles et une ampoule de rechange.

Réf : 29 050 00 **59,90€**
Coffret.



WelchAllyn **FRAFITO**
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

Ophtalmoscope pocket LED

Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux chutes. Technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. Eclairage par fibres optiques. Plage Dioptré -20 à +20,5 ouvertures. Disponible en 4 coloris avec accessoires interchangeables.

2 configurations possibles :
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans.
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport, garantie 5 ans.

(A) Ophtalmoscope Pocket LED noir.
Réf : WEL130 A partir de **212,00€**

(B) Ophtalmoscope Pocket LED+ noir.
Réf : WEL134 **269,00€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Audiomètre K10.2

L'audiomètre léger, compact et autonome. Tests audiométriques simples et rapides. Fréquences : 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz. Niveaux sonores : 15 à 50 dB. Alimentation à piles. Casque haute performance acoustique DD 45. Garantie : 1 an.

Réf : CC6810100 **759,00€**



COMED®

Echelles de Parinaud à main

- Ⓐ Modèle enfant, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 10 **32,50€**
- Ⓑ Modèle adulte, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 00 **32,50€**



COMED®

Echelles murales

- Le test d'acuité visuelle.
- Ⓐ Modèle enfant. Lecture à 5 m.
Réf : 32 816 05 **20,50€**
 - Ⓑ Echelle d'Armaignac - adulte.
Lecture à 5 m.
Réf : 32 815 05 **20,50€**
 - Ⓒ Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 3 m.
Réf : 32 810 03 **20,50€**
 - Ⓓ Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 5 m.
Réf : 32 810 05 **20,50€**



ella legros

Echelles optométriques lumineuses

- Eclairage global avec interrupteur :
2 tubes fluorescents.
1 test au choix parmi 6 : composé 5 m, Monoyer, Armaignac, Landolt, enfant, chiffres.
Garantie : 1 an.
- Réf : ETFL **525,90€**



COMED®

Cache-œil

- Ⓐ Le cache-œil cuillère.
Réf : 32 830 00 **11,90€**
- Ⓑ Le cache-œil face à main.
Réf : 32 831 00 **19,90€**



COMED®

Album test d'Ishihara

- Utilisé par les ophtalmologues dans les identifications précises des types de dyschromatopsie (Daltonisme). Les 38 planches.
- Réf : 32 800 00 **425,00€**



ella legros

Test de la mouche

- Le test stéréo pour la vision des reliefs. S'utilise avec une paire de lunettes à filtre polarisant.
- Ⓐ Test.
Réf : T26 **705,90€**
 - Ⓑ Paire de lunettes.
Réf : 84500123604 **77,50€**



my life Diabetescare **YPSOMED**
SELF CARE SOLUTIONS

Lancettes sécurisées mylife™ SafetyLancets Comfort

Lancettes jetables stériles permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable.

Quasiment indolore : pointe d'aiguille à triple biseau.

1,2 mm 30G, autopiqueurs de sécurité avec système de verrouillage et capuchon de protection scellé.

La boîte de 200.

. Réf : 700001495

21,29€



my life Diabetescare **YPSOMED**
SELF CARE SOLUTIONS

Aiguilles à stylo mylife™ Penfine® Classic

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement.

Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs.

Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximal.

Technologie paroi extrafine facilitant la diffusion des nouvelles insulines plus dosées/épaisses.

Modèles disponibles : 4, 5 ou 6 mm 32G ou 8 mm 31G (codage couleurs).

La boîte de 100.

Ⓐ 4 mm 32G.

. Réf : 3300007

14,93€

Ⓑ 5 mm 31G.

. Réf : 700009710

14,93€

Ⓒ 6 mm 32G.

. Réf : 3300008

14,93€

Ⓓ 8 mm 31G.

. Réf : 3300009

14,93€



my life Diabetescare **YPSOMED**
SELF CARE SOLUTIONS

Bandelettes de test mylife™ Aveo™

Fiabilité et précision grâce à l'enzyme GDH-FAD.
Etalonnées sur plasma.
Codage automatique.
100 bandelettes (2 boîtes de 50).

. Réf : 700017362

36,38€



my life Diabetescare **YPSOMED**
SELF CARE SOLUTIONS

Kit lecteur de glycémie mylife™ Aveo™

Préréglé pour une configuration rapide et un apprentissage facile.

Plages glycémiques cibles, alarmes programmables, indicateur de date de péremption des bandelettes, marqueur d'avant repas, d'après repas et de jeûne. Dispositif d'éjection de bandelette sans contact avec le sang.

Transfert automatique des données pour un suivi simple et rapide du traitement. Dispositif partagé.

Kit : 1 lecteur
+ 10 bandelettes
+ 10 lancettes
+ 1 autopiqueur.

. Réf : 700017367

38,93€



DevaSet
La sélection médicale

Mission®

Bandelettes urinaires Mission®

Dépistage urinaire multiparamètres.

Bandelettes réactives de 30 secondes à 2 minutes.

Lecture visuelle avec nuancier de haute qualité garantissant une lecture fiable.

Boîte de 100 bandelettes.

Ⓐ Bandelettes ACON 8 paramètres : Glucose, Corps cétoniques, Densité urinaire, Sang, pH, Protéines, Nitrite, Leucocyte.

Réf : CMIS0001

28,00€

Ⓑ Bandelettes ACON 10 paramètres : Glucose, Bilirubine, Corps cétoniques, Densité urinaire, Sang, pH, Protéines, Urobilinogène, Nitrite, Leucocyte.

Réf : CMIS0002

30,00€



Microtoise **COMED**

Plage 2m20. Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.
Garantie : 1 an.

Réf : 44 444 00

10,50€



Toises bois **COMED**

Ⓐ Toise murale, plage 2 m, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm.

Réf : 44 445 00

79,90€

Ⓑ Toise bébé coloris bois, plage 1 m, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm. Coloris bois, jaune, bleu, blanc ou gris.

Réf : 44 447 00

A partir de **109,00€**



COMED
Pèse-bébé électronique Babycomed

Le pèse-bébé avec plateau et écran LCD. Graduation : 5 g. Poids max. : 20 kg. Piles fournies. Garantie : 1 an.

Ⓐ Pèse-bébé.

Réf : 45 730 55

76,90€

Ⓑ Mallette de transport.

Réf : 45 730 55M

33,50€



seca
La précision au service de la santé

Mètre déroulant seca 206 et toise télescopique seca 222

Ⓐ SECA 206 : mécanisme d'enroulement peu encombrant. La taille est lue aisément dans la fenêtre placée au-dessus de l'appui-tête. Plage de mesure : 0-220 cm, grad. 1 mm. Garantie : 2 ans.

Réf : 206 1717 009

21,90€

Ⓑ SECA 222 : toise télescopique mécanique murale à grande plage de mesure 6-230 cm, grad. 1 mm. Avec butée de talon. Garantie : 2 ans.

Réf : 222 1714 008

171,50€



seca
La précision au service de la santé

Toise curseur extra-large seca 207 et toise mobile seca 417

Ⓐ SECA 207 : toise bébé avec curseurs extra-larges repliables pour une mesure rapide et un gain de place. Peut être fixée à la table à langer, au mur, ou être utilisée comme toise portable. Plage de mesure : 7-99 cm, grad. 1 mm. Garantie : 2 ans.

Réf : 207 1714 008

114,90€

Ⓑ SECA 417 : toise pliable, légère et stable pour une utilisation mobile. Plage de mesure : 10-100 cm, grad. 1 mm. Garantie : 2 ans.

Réf : 417 1721 009

182,90€



seca
La précision au service de la santé

Pèse-personne numérique usage privé seca 803

Modèle classique, lignes épurées, revêtement caoutchouc de qualité et module d'affichage à très grands chiffres. Fonctions : auto-hold, activation par effleurement tip-on, extinction auto. Graduation : 100 g. Poids max. : 150 kg. Option : sacoche de transport seca 415.

Réf : 803 1321 009

68,90€



Pèse-personne mécanique seca 761* (IIII)

Pèse-personne mécanique robuste à grand cadran, tapis amovible, affichage aiguille, réglage du zéro.
 Graduation : 1 kg.
 Poids max. : 150 kg.
 Garantie : 3 ans.

Réf : 761 7019 008

286,50€



Pèse-personne électronique seca 878dr* (III)

Spécialement conçu pour les cabinets médicaux.
 Avec étiquette personnalisable.
 Double affichage LCD pour une lecture simultanée patient/médecin.
 Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
 Poids max. : 200 kg.
 Fonctions : tare-mère, hold, extinction auto.
 Options : bloc secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414/415, étiquette personnalisable seca 478.
 Garantie : 2 ans.

Réf : 878 7041 119

405,90€

seca[®]
 La précision au service de la santé



Pèse-personne électronique utilisation mobile seca 877* (III)

Plat et très léger.
 Fonctions : tare-mère, activation par effleurement tip-on, extinction auto.
 Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
 Poids max. : 200 kg.
 Options : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés)/415.

Réf : 877 7021 094

493,90€



Pèse-personne électronique seca 899* (III)

Module d'affichage détachable : unité d'affichage et de commande amovible pouvant se poser sur une table ou s'accrocher au mur pour une lecture facilitée.
 Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), extinction auto.
 Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
 Poids max. : 200 kg.
 Options : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, adaptateur secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés)/421.

Réf : 899 7021 094

596,90€

*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.

Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Pèse-personne électronique seca 635* (III)

Pèse-personne de grande capacité.
Module d'affichage détachable.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME).
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452, statif pour modules d'affichage seca 472, adaptateur secteur 66-32-10-266.

Réf : 635 7021 094

1.148,90€



Pèse-bébé électronique et pèse-personne plat pour enfants seca 384* (III)

Pèse-bébé universel à nacelle amovible permettant une pesée en position couchée ou debout (bébé/enfant).
Capacité élevée et double fonction.
Fonctions : tare, hold, BMIF. Alimentation piles.
Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
Poids max. : 20 kg.
Options : chariots seca 403/402, toise pliable légère seca 417, sac à dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou toise-matelas) sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable)/431/413.
Garantie : 2 ans.

Réf : 384 7017 099

526,90€

seca

La précision au service de la santé



Pèse-bébé électronique portable seca 336* (III)

Avec poignée de transport pour une utilisation mobile.
Fonctions : tare, BMIF, hold, auto-hold, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction auto.
Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g.
Poids max. : 20 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : chariots seca 403/402, toise électronique seca 234, toise mécanique seca 232 n, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400, sacoche de transport seca 428.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Pèse-bébé.

Réf : 336 7021 098

895,90€

Ⓑ Toise seca 234 pour pèse-bébé électronique 336.

Réf : 234 1717 009

343,90€

Ⓒ Toise seca 232n mécanique pour pèse-bébé seca 336.

Réf : 232 1717 008

182,90€



Pèse-bébé avec système d'amortissement optimisé seca 757* (III)

Garantit une pesée rapide et précise avec un affichage LCD facilitant la lecture des chiffres.
Fonctions : compatible intégration DME, auto-hold, tare, autosend/autoprint.
Graduation : 2 g < 5 kg > 5 g.
Poids max. : 15 kg.
Options : logiciel seca 103, interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 757 7021 124

1.608,90€






Pèse-personne mécanique Appalaches

Style rétro et grande fiabilité.
Fonctionne sans batterie, durable, économique et protection de l'environnement
Tapis antidérapant.
Grand écran de 19 cm de diamètre.
Graduation : 1 kg.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : EHAPPA200

69,00€



Pèse-bébé et enfant électronique Andine 3

Pèse-bébé/enfant 4 en 1 : pèse, mesure les bébés avec un plateau amovible, et pèse, mesure les enfants de 30 à 160 cm sans plateau. Ecran LCD.
3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé.
4 touches tactiles dont fonction maintien manuel (Hold).
Alimentation 3 piles AAA.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : EHANDI3

61,90€



Pèse-bébé Eole 5 g ML Classe III

Design, légèreté et fiabilité.
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec ses bords arrondis et son système anti-bascule.
Fonctions : tare, mémoire, hold, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction auto.
Alimentation : piles ou bloc secteur fournis.
Graduation : 5 g (existe aussi en précision 2 g).
Poids max. : 15 kg.
Options : toise manuelle ou électronique, sac de transport.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 161 005

768,00€



Fauteuil pèse-personne Gallot ML Classe III

4 roulettes pivotantes à frein, accoudoirs et repose-pieds escamotables.
Assise plate et dossier repliable pour faciliter son transport et rangement.
Fonctions : on-off, tare, IMC, hold extinction automatique (sur piles uniquement).
Alimentation : piles AA (livrées) et secteur (bloc secteur en option).
Poids : 17,5 kg.
Options : bloc secteur et sacoche pour bloc secteur.
Métrologie légale classe III dispositif médical selon la nouvelle réglementation.
Dim. hors-tout : L 58 x P 100 x H 101 cm.
Graduation : 100 g.
Poids max. : 250 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : C132-000

1.377,00€




Fauteuil pèse-personne Kern MCC

Fauteuil pèse-personne ergonomique avec écran LCD, 4 roues et accoudoirs rabattables.
Fonctions : maintien de l'affichage, IMC.
Alimentation batterie/secteur.
Poids net : 22 kg.
Poids max. : 250 kg.
CE0297, DM classe Im, homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.
Garantie : 3 ans.

Réf : EKMCC01_CIII

1.795,00€



Plateforme de pesée Kern MWA

Plateforme de pesée surbaissée avec rampes d'accès intégrées pour faciliter l'accès au fauteuil roulant.
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse.
Alimentation : piles non fournies ou bloc secteur.
Dim. L 113 x l 118 x H 10 cm.
Poids max. : 300 kg.
Classe IIa, homologable en classe III.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Modèle simple sans barre de retenue.


Réf : EKMWA01_CIII 2.279,00€

Ⓑ Modèle avec une barre de retenue rabattable et porte afficheur.

Réf : EKMWA_1PM_CIII 2.589,00€

Ⓒ Modèle avec deux barres de retenue dont une rabattable avec afficheur.

Réf : EKMWA03_CIII 2.569,00€




Pèse-personne électronique plat Batz

Robuste et stable.
Allumage automatique aux pieds et extinction automatique/manuelle.
Alimentation piles : 6 x AA (livrées).
Option : bloc secteur.
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
Poids : 3.5 kg.
Poids max. : 200 kg.
ML Classe III.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 152 200

399,90€



Pèse-personne à colonne Eden ML Classe III

Large plateau facilitant la mise en position des patients, dim. L 37 x l 37 x H 78 cm.
Stable grâce à ses pieds réglables.
Sa légèreté, sa poignée au dos et ses roulettes simplifient le transport.
Fonctions : print, IMC, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction manuelle et auto. Alimentation : piles ou bloc secteur.
Graduation : 100 g.
Poids max. : 250 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 151-006

798,00€



Peson Rohu ML Classe III

Compact et très simple d'utilisation, adaptable sur un bon nombre de lève-personnes du marché.
Permet aisément de déterminer le poids des patients lors de transferts par lève-personne.
Fixation à rotation à 360°, afficheur LCD ergonomique avec 2 touches.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction manuelle et auto.
Alimentation à piles fournies : 6 x AAA.
Graduation : 100 g. Poids max. : 150, 200 ou 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 151 000

1.097,00€



Fauteuil de pesée Irus ML Classe III

Léger et maniable.
Repose-paumes amovibles séparément, repose-pieds escamotable anti-bascule, 4 roulettes pivotantes à frein.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto. Alimentation batterie/secteur (avec sacoche)/piles (en option).
Dim. L 67 x P 73 x H 95 cm.
Dim. assise L 42,5 x P 40 cm.
Graduation : 100 g. Poids max. : 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 551-001

1.665,00€



Plateforme de pesée Ilur ML Classe III

Idéale pour les EHPAD : sa main courante, repliable pour faciliter son rangement/déplacement, offre aux patients les plus faibles un maintien lors de l'installation ou durant la pesée.
Double rampes d'accès, jeu de 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement. Equipée d'une main courante repliable et d'un jeu de Bumpers pour la stocker sur la tranche.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto. Alimentation batterie/secteur (avec sacoche)/piles (en option).
Graduation : 100 g. Poids max. : 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 351-003

2.574,00€



Pèse-personne électronique à colonne à fonction BMI (IMC) seca 799* (III)

Entretien minimal et facilement transportable avec ses roulettes.
Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), changement de sensibilité, extinction auto.
Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
Poids max. : 200 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : toise seca 220/224, secteur seca 447.
Garantie : 2 ans.

Réf : 799 7021 099

689,00€

Pèse-personne à colonne seca 704* (III)

Grande capacité de 300 kg et large plateforme.
Fonctions : compatible intégration DME, tare, auto-hold, autosend/autoprint, BMI (IMC).
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
Poids max. : 300 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : secteur 68-32-10-266, logiciel seca 103, interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 704 7021 098

1.149,00€

Station de mesure à ultrasons seca 287* (III)

Pour la détermination de la taille et du poids, avec assistance vocale.
Mesure de haute qualité : 3 paires de capteurs et auto-calibrage éliminant toute imprécision.
Fonctions : pré-tare, tare-mère, hold, auto-hold, auto-BMI, clear, auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME).
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
Poids max. : 300 kg.
Option : interface module seca 452/456.
Garantie : 2 ans.

Réf : 287 7000 099

2.528,90€

Station de mesure à ultrasons seca 655* (III)

Le premier pèse-personne qui vous reconnaît.
Solution d'intégration entièrement coordonnée à partir d'un seul dispositif garantissant des flux de travail sécurisés et plus efficaces.
Main courante pour une stabilité des patients lors de la pesée (en option).
Mesure de la taille par ultrasons.
Fonctions : affichage ID soignant et ID patient, assistance vocale.
DM I - Classe d'étalonnage III.
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : ON SHM AUT NN

3.219,00€

Fauteuil de pesée électronique seca 956* (III)

Accoudoirs et repose-pieds relevables, robustes et pratiques.
4 roues dont 2 à frein.
Fonctions : tare, hold, extinction auto.
Alimentation piles, grande autonomie (jusqu'à 8 000 pesées).
Graduation : 100 g.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 956 7021 099

1.384,90€

seca service

Une solution globale pour vos dispositifs médicaux toutes marques.

Si, pour l'entretien de vos équipements, vous cherchez un partenaire fiable, qui vous fasse bénéficier de son expertise des dispositifs médicaux, qui maîtrise les exigences légales et réglementaires, et qui tient compte des particularités en matière d'hygiène de votre domaine d'activité, alors le service seca est conçu pour vous.

La précision au service de la santé



Fauteuil de pesée position assise seca 959* (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, 4 roues dont 2 à frein.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME).
Alimentation batterie/secteur.
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g et 100 g < 250 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Option : interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 959 7021 929

2.183,90€

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Plateforme de pesée électronique seca 675* (III)

Ⓐ La plateforme 675 pour fauteuils roulants avec module d'affichage séparé.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, BMI (IMC), auto changement de sensibilité, amortissement. Alimentation secteur.
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : statif pour modules d'affichage seca 472, deuxième rampe d'accès seca 470.
Garantie : 2 ans.

Réf : 675 7021 193

2.143,90€

Ⓑ Statif 472 : support idéal pour les modules d'affichage détachables des balances seca 635/657/675.
Dim. L 46 x H 103,5 x P 46 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 472 0000 004

194,50€



Plateforme de pesée électronique seca 665* (III)

Facilite l'accès en fauteuil roulant grâce à sa plateforme basse et sa rampe d'accès qui s'abaisse automatiquement. Les butées latérales renforcent la sécurité. Se replie facilement et ses roulettes de transport lui permettent d'être mobile. 2 rampes d'accès fournies. Affichage sur colonne. Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME). Alimentation batterie/secteur.
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 2 ans.


Réf : 665 7021 193

2.529,00€

seca

La précision au service de la santé

L'avenir appartient aux réseaux,
dans le domaine médical également.




Plateforme de pesée seca 677* (III)

Pour une pesée en fauteuil roulant, debout ou sur une chaise. Pliable, munie de main courante, roulettes et 2 rampes d'accès fournies.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 677 7021 198

2.873,90€



Plateforme de pesée électronique seca 657* (III)

Pour fauteuil ou chariot brancard avec 2 rampes d'accès intégrées. A fonction mémoire novatrice.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452, statif pour modules d'affichage seca 472.
Garantie : 2 ans.

Réf : 657 7021 193

3.218,90€



Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



LID
Eclairage lighting

Lampe LED Bella (10°)

Lampe de soin et d'intervention très puissante. Conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen nécessitant un éclairage homogène et précis. Consommation : 17 W. IRC 95/100, 4500°K, 1680 lumens, 210 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm. Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer). Dispositif médical classe I (isolation classe II). Longueur du flexible 70 cm. Coloris blanc. Lampe vendue sans support. Options : interrupteur sans contact, double intensité (50% ou 100%). Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page. Garantie : 3 ans.

Réf : LED17650

A partir de **629,50€**



LID
Eclairage lighting

Lampe LED Hepta (10°)

Polyvalente, elle diffuse une puissante lumière de 980 lumens sans aucun dégagement de chaleur. Sa poignée ergonomique et son flexible résistant offrent un confort d'utilisation optimal et personnalisé. Très faible consommation : 7 W. IRC 95/100, 4500°K, 980 lumens, 130 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm. Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer). Dispositif médical classe I (isolation classe II). Longueur flexible : 65 cm ou 1m14. Coloris blanc ou noir. Lampe vendue sans support. Options : variateur, interrupteur sans contact. Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page. Garantie : 3 ans.

Réf : LED07651B

Lampe blanche 65 cm.

A partir de **465,90€**



LID
Eclairage lighting

Lampe LED Julia à double faisceau (10°/25°)

Lampe 2 en 1 : le faisceau 10° (110 000 lux à 30 cm, Ø éclairé : 8 cm) offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés et le faisceau 25° (30 000 lux à 30 cm, Ø éclairé : 15 cm) offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface. Sa poignée ergonomique permet un positionnement rapide et précis. Faible consommation : 4,2 W. Kelvin : 4500°K (blanc neutre). Intensité lumineuse produite : 740 lumens. IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs. Longévité des LED : 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer). Dispositif médical classe I. Longueur flexible : 65 ou 114 cm. Longueur câble d'alimentation : 3 m. Coloris blanc. Garantie : 3 ans.

Réf : LED35651

Lampe 65 cm.

A partir de **465,90€**



LID
Eclairage lighting

Lampe LED Carla (25°)

Tête compacte produisant un éclairage diffus (25°) et homogène à une température de couleur de 4500°K (blanc neutre), pour un rendu fidèle des couleurs lors de l'examen. Idéal en médecine générale et pour toutes les spécialités médicales. Très faible consommation : 4,2 W. IRC 95/100, 420 lumens, 20 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 15 cm. Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer). Dispositif médical classe I (isolation classe II). Longueur flexible : 65 cm, 1 m ou 1m23. Coloris blanc ou noir. Options : interrupteur sans contact. Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page. Garantie : 3 ans.

Réf : LEDB0650B

Lampe blanche 65 cm.

A partir de **324,90€**



LID
Eclairage lighting

Lampe LED Carla Focus (10°)

Eclairage localisé (10°) et précis pour un «impact lumière» important, sans aucun dégagement de chaleur, sur un petit diamètre. Idéal en gynécologie, proctologie, dermatologie et pour les examens ORL. Très faible consommation : 4,2 W. IRC 95/100, 4500°K, 420 lumens, 90 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm. Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer). Dispositif médical classe I (isolation classe II). Longueur flexible : 65 cm, 1 m ou 1m23. Coloris blanc ou noir. Options : interrupteur sans contact. Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page. Garantie : 3 ans.

Réf : LEDS0650B

Lampe blanche 65 cm.

A partir de **324,90€**



LID
Eclairage lighting

Lampe loupe à LED Vera

Loupe en verre minéral Ø12 cm. Très appréciée en dermatologie et pour les examens minutieux (4 W), grossissement x2,25 (5 Dioptries). IRC 95, 6000°K, 300 lumens. Pince étau fournie. Options : pied roulant lesté, équerre murale. Garantie : 3 ans.

Ⓐ La lampe.

Réf : LED00912

219,90€

Ⓑ Pied roulant lesté.

Réf : PIR00912

164,90€



Lampe halogène Diana (10°)

Puissante et polyvalente, idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie.
 Consommation : 50 W.
 Kelvin : 3000°K (teinte chaude).
 90 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 5 cm.
 Intensité lumineuse produite : 1000 lumens.
 IRC : 100/100 pour un rendu exceptionnel des couleurs.
 Longévité des ampoules : 5000h minimum.
 Source dichroïque 12V/50W, OSRAM GU 5,3 Decostar ES SP 10° hautes performances (avec filtre UV).
 Dispositif médical classe I.
 Longueur flexible : 65 ou 114 cm.
 Longueur câble d'alimentation : 3 m.
 Lampe vendue sans support.
 Coloris blanc ou noir.
 Garantie : 3 ans.

Réf : BOR50651 A partir de **302,90€**
 Lampe blanche 65 cm.

Lampe halogène Tina

Maniable et esthétique, cette lampe représente un très bon compromis qualité-puissance-prix.
 IRC 100/100, teinte chaude 3000°K, 400 lumens, 50000 lux à 30 cm, Ø éclairé 5 cm.
 Consommation : 20 W.
 Dispositif médical classe I (isolation classe II).
 Longueur flexible : 65 cm ou 1 m.
 Coloris blanc ou noir.
 Lampe vendue sans support.
 Options : interrupteur sans contact, fixation, pied roulant, étaux, mural.
 Garantie : 3 ans.

Ⓐ Lampe blanche 65 cm.
 Réf : HTI00651 A partir de **221,50€**
 Ⓑ Ampoule de rechange.
 Réf : 620169 **18,90€**

Lampe infrarouge Thera

Lampe chauffante 250 W (longueur d'onde 1220 nm), idéale kinésithérapie, massages, ostéopathie, acupuncture : améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
 Maniabilité optimale avec positionnement précis et fiable.
 Dispositif médical classe I (isolation classe I).
 Longueur de flexible 86 cm, Ø coupole 26 cm.
 Lampe vendue sans support.
 Options : fixation, interrupteur/minuterie (0 à 60 minutes), pied roulant, étaux, mural.
 Garantie : 3 ans.

Ⓐ Lampe avec interrupteur on/off.
 Réf : IRT250860 A partir de **347,90€**
 Ⓑ Ampoule de rechange (longévité 5 000 h minimum).
 Réf : 87115005 **22,50€**



Fixations pour lampe LID


Ⓐ Le pied roulant télescopique de 60 à 100 cm (Carla et Tina).
 Réf : PIR00666 **146,90€**
 Ⓑ Le pied roulant télescopique lesté de 60 à 100 cm (Hepta, Bella, Julia, Diana et Thera).
 Réf : PIR00666L **161,90€**



Lampe frontale Ri-focus LED

Haute performance avec excellent rendement lumineux.
 Sa lumière blanche permet de ne pas dénaturer les couleurs.
 Ergonomique grâce à son bandeau adapté et son utilisation à une main.
 Fabriqué en Allemagne.
 Livré avec piles.
 Garantie : 5 ans.

Réf : 6090 A partir de **289,00€**



Lampe d'examen LED

Lampe d'examen médicale très maniable avec poignée et interrupteur sur le porte-lampe.
 Bras articulé permettant d'éviter les angles morts.
 Facile à déplacer avec son pied à roulettes lesté de plus de 3 kg.
 Technologie LED sans IR.
 Consommation : 3W.
 Intensité éclairage : 89 000 Lux.
 Contrôle de luminosité par gradateur.
 Existe en noir.

Réf : OSLAMP02 **149,90€**



 **Holtex**

Négatoscope standard

Structure en alliage d'aluminium haute résistance. Angles protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS.

Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.

Ecran en polymère méthacrylique.

Intensité lumineuse : 2000 cd/m².

Système de fixation facile des radios.

A poser ou à fixer sur un mur.

Existe en 1, 2 ou 3 pages.

Garantie : 1 an.

Réf : OTA1001

A partir de

165,00€

1 page 45 W dim. L 56 x l 44 x P 10 cm.



 **Holtex**

Négatoscope extra-plat

Structure en alliage d'aluminium haute résistance. Angles protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS.

Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.

Ecran en polymère méthacrylique.

Intensité lumineuse : 4000 cd/m².

Système de fixation facile des radios.

Existe en 1, 2 ou 4 pages.

Garantie : 1 an.

Réf : OTA1101

A partir de

479,00€

1 page 22 W dim. L 54,5 x l 47 x P 2,4 cm.



 **ella legros**

Négatoscope extra plat LED Weiko

Ecran acrylique, opalin diffusant, haute densité lumineuse parfaitement homogène, orientable, inclinable et ajustable en hauteur. Avec interrupteur : allumage auto. par page au contact du film pour les négatoscopes à poser et par commande d'allumage pour les négatoscopes muraux, variation d'intensité de 30 à 100%.

Existe en 1, 2 ou 3 pages à fixation murale et en 1 page sur pied.

Garantie : 1 an.

Réf : NSL1V AP

1.155,90€

1 écran dim. 36 x 43 cm, sur pied.



 **ella legros**

Négatoscope Bas'X et Med'X

Négatoscope 2 pages horizontales dim. 72 x 43 cm. Coffre blanc en ABS/PVC, fixation murale, tubes fluorescents de type «lumière du jour».

Existe en 1, 2, 3 ou 4 pages horizontales.

Garantie : 1 an.

Ⓐ Négatoscope Bas'X : tubes fluorescents circulaires, pages étendues uniquement, interrupteur.

Réf : NBX2 I


291,50€

Ⓑ Négatoscope Med'X : tubes fluorescents droits, surface utile délimitée, fil nylon réglable, variateur électronique.


Réf : NM2 V

459,90€

Ⓐ



Ⓑ



 **ella legros**

Négatoscope de mammographie Sen'X

Fixation murale, tubes fluorescents droits de 6500 °K de type «lumière du jour», écran acrylique, opalin diffusant, jeu de 4 rideaux obscurcissants, avec variateur, intensité lumineuse de 1500 à 7000 cd/m² selon les modèles. Garantie : 1 an.

Ⓐ SEN'X 8 : 1 page dim. 73 x 43 cm.

8 films 18 x 24 cm ou 2 films 24 x 30 cm.

Réf : SX 8

4.455,00€

Ⓑ SEN'X 12 : 2 pages dim. 108 x 28 cm.

12 films 18 x 24 cm ou 8 films 24 x 30 cm.

Avec fixe film central de série.

Réf : SX 12

5.147,90€