



Chapitre **ÉQUIPEMENT**

Lits médicalisés	178 à 182
Lits pédiatriques	183
Mobilier de chambre	184
Tables et accessoires de lit	185 à 189
Positionnement	190 à 192
Matelas statiques	193 à 196
Matelas à air dynamique	197 à 199
Lèves-personnes	200
Sangles, équipement et systèmes de transfert	201 à 204
Fauteuils de gériatrie	205
Distribution de médicaments	206 à 207
Mobilier collectivités	208
Chariots et transfert	209 à 212



Lit Medley® Ergo

Lit à colonne livré avec plan de couchage 4 sections.
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Pré-équipé pour plicature électrique (fonction proclive disponible si équipé de la fonction plicature).
Roues Ø10 cm.
Barrières et potence incluses.
2 hauteurs de plan de couchage : 33 à 73 cm et 40 à 80 cm.
Dim. L 208 x l 90 x H 33-80 cm.
Charge de fonctionnement : 180 kg.
Poids max. : 145 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Garantie : 5 ans et accessoires 2 ans.

. Réf : 1563420-7042

A partir de **1.030,00€**

Lit Illico

Lit configurable, montage facile, rapide et sans outils.
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
En option : plicature électrique ou relève-jambes complet (3 fonctions).
Panneaux Wave, Oxide ou Beech.
Barrières en métal ou bois.
Potence incluse.
Dim. L 200 x l 90 x H 29,8-82,8 cm.
Poids max. : 140 kg.
Disponible en sommier lattes ou plaques ABS.

. Réf : ILLICO

A partir de **1.130,00€**

Lit 2 fonctions avec panneaux Wave et barrières en métal (modèle présenté).



Lit X'press Low* WINCARE

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré.
Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec ou sans plicature.
6 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA (modèle présenté).
Paire de barrières époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 24-80 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK AG1

A partir de **1.615,00€**



Lit X'Prim®

Montage et démontage ergonomique du sommier.
Pack lit comprenant :
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillère.
4 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg (modèle présenté), 12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XN1

A partir de **1.239,00€**



Lit X'Press®

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré.
Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec ou sans plicature.
6 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg (modèle présenté), 12 décors mélaminés au choix.
Paire de barrières époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XO3

A partir de **1.259,00€**



Lit Aerys*

Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques.
Relève-jambes électrique avec plicature proclive/déclive.
4 roues Ø7,5 cm freinage indépendant au pied, 2 roues fixes Ø10 cm à la tête.
Télécommande à fil, rétroéclairée, avec verrouillage des fonctions.
Mémoire de la hauteur variable.
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris standards).
12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy, potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 24,5-80 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 165 kg.
Compatible avec SAM Activ et SAM Ergonom.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

Ⓐ Pack lit avec panneaux ABELIA.

. Réf : PACK AE3

A partir de **1.985,00€**

Ⓑ Pack lit avec panneaux CARMEN dragonnier gris (modèle présenté).

. Réf : AE3P3F/P625-00

A partir de **2.095,00€**

WIN CARE



Lit XXL Divisys 120*

Lit comprenant :
Sommier divisible à lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec plicature.
4 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande à fil.
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris standards). 12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 120 x H 35-81 cm.
Charge de fonctionnement : 315 kg.
Poids max. : 270 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : XB1C7D1

A partir de **2.440,00€**

Lit avec panneaux ABELIA, dragonnier gris.



Lit Euro 1400/2

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur confort (lattes bois en option).
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 1400 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 1400 A partir de **1.030,00€**

Ⓑ Lit EURO 1402 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1402 A partir de **1.290,00€**



Lit Euro 3000/1/2

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques.
4 roues Ø10 cm à frein.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Ⓐ Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3000 A partir de **1.120,00€**

Ⓑ Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique (3 fonctions).

. Réf : EURO 3001 A partir de **1.390,00€**

Ⓒ Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3002 **1.390,00€**

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Lit Euro 1600/2

Lit surbaissé pour personnes désorientées.
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Châssis cintré.
Hauteur variable de 25 à 78 cm et relève-buste électriques.
4 roues double galet Ø7,5 cm à frein.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 205 x l 90 x H 25-78,5 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 1600 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 1600 A partir de **1.230,00€**

Ⓑ Lit EURO 1602 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1602 **1.390,00€**



Lit Euro 9300/2

Lit ultra-bas (hauteur min. 25 cm). Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-tech. Châssis cintré.
Hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques.
Roues cachées dans pieds ronds. Freinage centralisé manuel.
Panneaux tête et pied avec main courante Merisier ou S Mod.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 9300 avec relève-jambes manuel à crémaillère (2 fonctions).

. Réf : EURO 9300 A partir de **1.650,00€**

Ⓑ Lit EURO 9302 avec relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 9302 A partir de **1.850,00€**



Lit Euro 3800/2 Alzheimer

Lit ultra-bas (hauteur min. 21 cm).
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Démontable en 3 parties.
Passage sous châssis de 13 cm.
Hauteur variable de 21 à 76 cm et relève-buste électriques.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 21-76 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Normes : conforme NF EN 60 601 2 52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 3800 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3800 A partir de **1.350,00€**

Ⓑ Lit EURO 3802 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3802 A partir de **1.520,00€**

Lit Euro 5202 - 5302

Sommier monobloc à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques, relève-jambes électriques à plicature.
Fonctions proclive/déclive (13,5°).
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
4 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77,5 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Plusieurs options disponibles.
Normes : NF EN 60 601 2 52.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Lit EURO 5202, 2 roues Ø10 cm à l'avant non pivotantes et 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'arrière.

Réf : EURO 5202 A partir de **1.690,00€**

Ⓑ Lit EURO 5302, 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'avant pivotantes et 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'arrière.

Réf : EURO 5302 A partir de **1.920,00€**



Lit Euro 3000 LM Fortissimo

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu'à 160 cm de large). Lattes bois (jusqu'à 120 cm de large) sur demande.
Hauteur variable de 33 à 81 cm et relève-buste électriques, relève-jambes manuel à crémaillères (2 fonctions).
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
Panneaux main courant Merisier.
Dim. L 200 x l 120 x H 33-81 cm.
Autres largeurs : 90, 110, 120, 140 ou 160 cm.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Poids max. : 270 kg.
Options : barrières métalliques renforcées Fortissimo et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

. Réf : LM 3052 A partir de **2.150,00€**

Lit Euro 3000 Harmonie Twice Avant-Garde 2 places

Lit 2 places à double sommier à lattes clipsables Hi-Tech.
Livré en 2 sommiers séparés pour une livraison et une installation simplifiées.
Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
2 relève-bustes électriques. 2 relève-jambes manuels à crémaillère.
En option : relève-jambes électriques à plicature.
2 télécommandes pour un réglage indépendant.
Roues cachées dans piètement rond avec freinage intégré.
Habillage panneaux tête et pieds avant-garde, et longs pans sur les côtés.
3 coloris standards : Wengé, Hêtre de Bavière ou blanc.
Dim. L 200 x l 140 x 29-82 cm.
Disponible en 4 largeurs (140, 160, 180 ou 200 cm).
Poids max. : 2 x 135 kg.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Existe en habillage excellence ou habillage standard sans pieds ronds.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Réf : LM 3060 W PR A partir de **3.890,00€**



Lit médicalisé X5 «CLASSIC» Evolutif*

Lit évolutif nouveau confort, couchage pleine largeur.
Sommier à lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel.
Pré-équipé pour plicature électrique des genoux.
Dossierets bois «Verone» à fixation rapide «easyclip».
Dim. L 200 x l 90 x H 26-80 cm.
Charge de fonctionnement : 205 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : plicature électrique des genoux. Freinage centralisé, remise à plat d'urgence du relève-buste, plan de couchage compact «easyclean», rallonge de sommier.
Plusieurs options et accessoires disponibles.
Garantie : 5 ans.

Ref : **PLX-D09C12-9100**

A partir de **1.350,00€**

Dossierets Verone, décor chêne de Sonoma + barrières 3/4 et potence.



Lit d'hébergement Tivoli 4*

Sommier finition époxy «blanc RAL 9010». Plan de couchage amovible sans outils.
Relève-buste électrique (double translation arrière).
Plicature électrique des genoux. Proclive/déclive électrique (position «fauteuil»)
3 modèles d'embases.
4 roulettes Ø7,5 cm avec 2 roulettes directionnelles, par grande pédale, en tête & 4 roulettes Ø7,5 cm avec freinage centralisé par grande pédale, en pied de lit.
Double motorisation en tête et en pied de lit.
Dim. L 200 x l 90 cm x H 19-78 cm.
Charge de fonctionnement : 260 kg.
Poids max. : 195 à 235 kg.
Option : poignée d'aide à la sortie du lit.
Garantie : 5 ans.

Ref : **4920-00101**

A partir de **2.350,00€**

Modèle présenté avec option embase «Easy-Move» (réf. 4920-50062).



SOTEC
MAD - HÉBERGEMENT

HAcare
Mobilier Médical



Lit XXL Alzheimer Titan*

Pack lit comprenant :
Sommier à lattes métalliques soudées, époxy «gris RAL 7035».
Hauteur variable à vérin électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier.
2 dispositifs pour tige porte-sérum et dispositif pour potence.
4 roues Ø7,5 cm.
Dossierets «Verone», barrières, potences et matelas.
Disponible en largeur 120, 140 ou 160 cm.
Charge de fonctionnement : 320 kg.
Poids max. : 270 kg.
Livré sur kit de transport.
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.

Ref : **4969-00026**

A partir de **3.150,00€**

Lit XXL Atlas*

Plan de couchage lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel.
2 supports potence et porte-sérum.
Dossierets bois, barrières pliantes, potence et matelas.
Dim. L 200 x l 120/140 x H 34,5-73,5 cm.
Charge de fonctionnement : 320 kg.
Poids max. : 270 kg.
Livré sur kit de transport.
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.
Plusieurs options et accessoires disponibles.
Garantie : 5 ans.

Ref : **4968-00524**

A partir de **2.840,00€**



Lit berceau demi-lune

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy.
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
4 roulettes à frein.
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1.
Dim. 72 x 31,5 cm.
Garantie : 5 ans.
Plusieurs coloris au choix.

Réf : SE 3504

599,00€



Lit berceau en X

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy.
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
4 roulettes à frein.
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1 non feu.
Dim. 72 x 31,5 cm.
Plusieurs coloris au choix.

Réf : SE 3503

605,00€



Lit parc

Sommier à grilles.
Fonction proclive manuelle 5 positions.
4 roues Ø10 cm à freins.
Barrières coulissantes à barreaux.
Douille tige porte-sérum.
Matelas M1 non feu.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Dim. 150 x 60 cm.

Réf : SE 3511

1.239,00€

Ⓑ Dim. 120 x 60 cm.

Réf : SE 3512

1.179,00€

SOTEC
MAD - HÉBERGEMENT

H^{care}
EQUIPEMENT

Mobilier de chambre Montana

La Collection «Montana» allie simplicité et efficacité.

Fonctionnels et stables, avec des angles arrondis, les meubles offrent des rangements spacieux. 15 ambiances différentes au choix, grâce à un large choix de nuancier «Décors».

Lit présenté Tivoli 4 avec dossierets «Verone».

Garantie : mobilier 1 an.

- A Chevet avec un tiroir et un casier coulissant.
 Réf : 5200-00109 **460,00€**
- B Bureau-commode 3 tiroirs.
 Réf : 5600-00042 **620,00€**
- C Armoire 2 portes.
 Réf : 5500-00083 **545,00€**
- D Chaise «Celia».
 Réf : 6137-00021 **280,00€**
- E Fauteuil relax manuel «Alexia».
 Réf : 6154-00031 **1.150,00€**



SOTEC
MAD - HÉBERGEMENT

H^{care}
EQUIPEMENT

Mobilier de chambre Aubance sur pieds

Un esthétisme contemporain & haut de gamme préservé pour des meubles sur pieds permettant un accès total et un nettoyage des sols simplifié. Existe également sur socle.

15 ambiances différentes au choix, grâce à un large choix notre nuancier «Décors».

Lit présenté Tivoli 4 avec dossierets «Aubance» + barrières «ergoflex».

- A Chevet «Aubance» 4 pieds (1 tiroir + 1 niche + 1 porte).
 Réf : 5200-00019 **395,00€**
- B Table-commode.
 Réf : 5300-00009 **860,00€**
- C Chaise «Hélène».
 Réf : 6137-00022 **320,00€**
- D Fauteuil de repos relax manuel «Berto».
 Réf : 6143-00007 **1.020,00€**



WIN CARE

Mobilier de chambre Carmen


Mobilier Carmen composé par : chevet, table, table bureau ou table commode, commode, armoire 1 ou 2 portes, chaise ou Bridge. Coloris standard : intérieur décor chêne Lindberg (panneaux et mobilier), chant et mains courantes RAL 7030.

Visuel présenté avec panneaux Stylvia, intérieur décor chêne Lindberg (coloris standard).

Disponible avec panneaux Carmen (sans les 1/2 barrières).

Garantie : 2 ans.

- A Chevet, 1 porte, 1 tiroir.
 Réf : H6100 **315,00€**
- B Table commode, 3 tiroirs à droite.
 Réf : T179-00 **575,00€**
- C Bridge, structure bois (avec accoudoirs).
 Réf : F108-00 **415,00€**






Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE



Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE **STYL**



Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE **STYL**

Alèse de lit

L'alèse grande capacité d'absorption (2 l/m²) : 3 épaisseurs de tissu pour maintien au sec. Réutilisable et imperméable, lavable en machine. Également disponible : alèse de fauteuil 44 x 88 cm et alèse de siège 40 x 60 cm.

- Ⓐ Dim. 85 x 90 cm, sans rabat. Réf : 25.20100 **25,50€**
- Ⓑ Dim. 85 x 90 cm, avec rabats. Réf : 25.20105 **33,90€**
- Ⓒ Dim. 90 x 120 cm, sans rabat. Réf : 25.20120 **36,50€**
- Ⓓ Dim. 90 x 120 cm, avec rabats. Réf : 25.20125 **44,90€**

Alèse bouclette imperméable

En tissu bouclette avec œillet à chaque angle. Lavable en machine 60°C. Coloris blanc.

- Ⓐ Dim. 70 x 90 cm. Réf : 44.36070A **21,50€**
- Ⓑ Dim. 90 x 140 cm. Réf : 44.36090A **27,90€**
- Ⓒ Dim. 140 x 200 cm. Réf : 44.36140A **39,90€**

Draps housses

Draps housses imperméables, en Tencel intégral ou polyuréthane. Absorption de l'humidité. Protection douce au toucher. Existent en plusieurs dimensions du 70 cm au 160 cm. Différents coloris disponibles pour le drap housse en Tencel.

- Ⓐ Drap housse en Tencel intégral blanc, largeur 90 cm. Réf : 44.3090B **51,90€**
- Ⓑ Drap housse molleton blanc, largeur 90 cm. Réf : 44.35090 **51,90€**
- Ⓒ Drap housse bouclette blanc, largeur 90 cm. Réf : 44.36090 **51,90€**



Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE

Pack de literie

Très confortable, ce pack est composé de 2 draps de dessous et 1 drap de dessus extensibles pour lit de 90 cm.

- Ⓐ Drap bleu. Réf : 25.22000 **41,90€**
- Ⓑ Drap blanc. Réf : 25.22100 **42,90€**



Pack tranquillité

Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE

Pack se composant d'un drap housse et de 3 alèses amovibles en Tencel à fixer par velcro. Gain de temps : le lit n'est pas à refaire entièrement tous les jours. Économique : 1 lavage tous les 5 jours. Dim. 90 x 190/200 cm.

- Réf : 44.5090B **79,90€**




Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE

Oreiller polyfibres imperméable

L'oreiller rembourrage 100% polyester pour une sensation de douceur et un toucher agréable. Entretien simple grâce à son enveloppe imperméable. Dim. 60 x 60 cm.

- Réf : 25.20700 **34,90€**



Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE **STYL**

Oreiller cervical visco perforé

Mousse viscoélastique à mémoire de forme, recouverte d'une taie en Tencel, imperméable, traitée anti-acarien, avec fermeture à glissière. Prévention des douleurs cervicales. Dim. 60 x 35 x 9 cm. Plusieurs coloris disponibles.

- Ⓐ Oreiller blanc. Réf : 44.1100B **55,90€**
- Ⓑ Oreiller ciel. Réf : 44.1100C **55,90€**



Pharmaouest
une référence de groupe
WIN CARE **STYL**

Oreiller polyfibres

Oreiller recouvert d'une taie en Tencel, imperméable, traitée anti-acarien, avec fermeture à glissière. Confortable grâce aux fibres le composant. Dim. 60 x 60 x 20 cm. Plusieurs coloris disponibles.

- Réf : 44.1800B **48,50€**
- Oreiller blanc.

**Table de lit Pausa**

Yes, you can.

Plateau simple réglable en hauteur par serrage de 72 à 116 cm.
Réglable en inclinaison et latéralement.
Munie d'un rebord pour empêcher les objets de tomber.
Piètement en H.
Poids max. : 10 kg.
Coloris blanc.
Garantie : 2 ans.

Réf : L865

63,00€**Table à manger au lit AC 79**

Plateau simple réglable en hauteur.
Inclinable par crémaillère à droite ou à gauche.
Piètement en H réglable, finition époxy.
2 roulettes à freins.
Coloris blanc.
Existe avec vérin à gaz AC 79+.

Réf : 3010001S01

77,90€**Table de lit Days**

Plateau laminé en teck L 61 x l 40 cm.
Son inclinaison est réglable par molettes :
2 baguettes sur la longueur retiennent les objets.
Hauteur ajustable de 61 à 91 cm.
Poids max. : 10 kg.

Ⓐ Sans roulette, livrée montée.

Réf : 091439157

89,90€

Ⓑ Avec roulettes, livrée à plat.

Réf : 091558261

65,00€**Table à manger au lit AC 207**

Grand plateau simple inclinable et réglable en hauteur (40 x 70 cm).
Piètement en U réglable en hauteur de 72 à 111 cm.
Colonne positionnable à droite ou à gauche.
Baguette de rétention.
2 roulettes à frein.
16 coloris de tubes, 3 coloris de plateau.

Réf : 3010007S1

95,90€**Table de lit Diffusion**

Plateau renforcé inclinable de 60 cm avec rebord antichute,
réglage hauteur par serrage de 61 à 94 cm. Double
inclinaison au niveau du socle.
Peut se plier.
Munie de 4 roulettes dont 2 à frein.
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou hêtre.
Garantie : 2 ans.

Réf : 421400
Table blanche.

A partir de **95,90€**



Table de lit avec tablette Diffusion

Table réglable en hauteur par serrage avec plateau repose-livre inclinable (multiposition) et tablette latérale non inclinable ainsi qu'une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou hêtre.
Garantie : 2 ans.

Réf : 421814 A partir de **112,50€**
Table ronce de noyer.



Table à manger au lit à vérin

Grand plateau inclinable et tablette fixe. Hauteur variable assistée par vérin de 79 à 104,5 cm.
Piétement en U, finition époxy gris aluminium.
4 roues Ø5 cm dont 2 à frein.
Dim. hors-tout : L 81 x P 38,5 cm.
Plateaux mélaminés, chant PVC, décor «Hêtre Naturel».
Garantie : 1 an.

Réf : 4807-00004 **295,00€**



Table de lit Kalisto

Grand plateau réglable en hauteur par vérin à gaz de 78 à 101 cm et en inclinaison par crémaillère.
Tablette fixe avec galerie de rétention sur petit plateau.
Piétement en U époxy couleur.
2 roulettes à frein.
15 coloris de tubes. 2 coloris de plateaux standards : Hêtre du Tyrol ou Poirier d'Alsace.
En option : plateaux gris céramique ou Romana (visuel présenté).
Garantie : 2 ans.

Réf : 3020008 **399,00€**



Table à manger au lit

Grand plateau, inclinable par crémaillère (6 positions, de 0° à 42°), 1 réglette.
Hauteur variable par vérin à gaz de 75 à 110 cm.
Système d'élévation par colonne.
Large piétement «C». Tube rond en acier Ø5 cm, épaisseur 2 mm, finition époxy gris ardoise.
4 roulettes double galet, non freinées, Ø5 cm.
Dim. plateau : 75 x 45 cm.
Poids max. : 25 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : 4813-00007 **395,00€**



Table pont Easybridge

Table réglable en hauteur par serrage de 113 à 136 cm avec plateau principal facilement inclinable par crémaillère.
Ses 2 roues freinées assurent une stabilité sur la plupart des surfaces.
Dim. L 90 x H 73 à 91 cm.
Coloris hêtre, cérusé ou ronce de noyer.
Garantie : 2 ans.

Réf : 422811 A partir de **165,90€**
Table cérusée.

Table de fauteuil Kidney

Conception ergonomique pour une position de repos confortable.
Grande surface de travail.
Leviers de réglage simples d'utilisation.
4 roulettes avec frein.
Hauteur du plan de 65 à 80 cm.
Dim. plateau : 104 x 35 cm.
Poids max. : 25 kg.

Réf : 091171321 **325,00€**



Barre de lit double Days

Se positionne entre le sommier et le matelas.
Dim. L 98-143 cm x l 33 x H 44,5 cm.
Poids max. : 106 kg.

Réf : 091325661

45,90€



Barre de lit avec pieds Homecraft®

Solide et sécurisante.
Se place entre le sommier et le matelas.
2 pieds ajustables en hauteur reposent au sol, 3 sangles avec code couleur.
Matériau doux et antidérapant.
Dim. L 62 x l 32,5 x H 85-95 cm.
Poids max. : 127 kg.

Réf : 091089481

99,90€



Système d'Aide à l'autonomie SAM

Favorise l'indépendance de la personne à mobilité réduite.
Aide au redressement allongé-assis.
Sécurité du soignant : facilite le roulement de la personne alitée et réduit à minima les contraintes dorso-lombaires et scapulaires liées à la manutention lors des soins.
Compatible avec tous les lits Winnicare France.

Réf : A649-00

258,90€

SAM Ergonom.



Relève-buste Areste

Solution pour les personnes désirant une position inclinée dans leur lit.
Inclinaison de 45 à 60°.
La toile de nylon empêche la transpiration.
Dim. L 63 x H 59 cm.
Poids max. : 110 kg.

Réf : L110

34,90€



Cônes rehausseurs Homecraft®

Légers et solides.
Base large et renforcement pour le pied du fauteuil ou du lit.
Possibilité de s'empiler pour obtenir une plus grande hauteur ou pour gagner de la place lors du rangement.
Dim. int. Ø4,5 cm.
Poids max. : 222 kg.
Disponibles pour chaise ou lit.
Le lot de 4.

Ⓐ Pour chaise.

Réf : 091088814

18,90€

Ⓑ Pour lit.

Réf : 091088830

21,90€



Lampe de lecture Lisa LED

Lampe de lecture, avec interrupteur déporté, appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les chambres de maisons de retraite.
Diffusion de lumière naturelle douce et homogène (faisceau large 40°), adaptée aux personnes souffrant de basse vision (DMLA).
Peut également être utilisée comme veilleuse de nuit.
Un 2^{ème} interrupteur ergonomique situé à l'extrémité du câble (L 150 cm) permet une utilisation aisée de la personne alitée.
Le flexible de 60 cm souple et résistant, permet un positionnement sans effort de la tête de lampe, même à une seule main.
Dispositif médical de classe I.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Lampe avec fixation socle à poser.

Réf : LIS0600-SAP

A partir de **225,00€**

Ⓑ Lampe avec fixation étrier.

Réf : LIS0600-ETR

A partir de **214,90€**



Pharmaouest
une entreprise du groupe
WIN CARE

Protections pour barrières de lit universelles

Housse Pharmatex coloris gris et mousse HR 32 kg/m³.
3 longueurs : 90, 140 ou 190 cm.
Hauteur 32 cm.

Ⓐ La protection L 90 cm (l'unité).

Réf : 07.2260U A partir de **59,90€**

Ⓑ La paire L 90 cm.

Réf : 07.2260P A partir de **105,90€**



Pharmaouest
une entreprise du groupe
WIN CARE

Protections de barrières Evolution


Housse Pharmatex coloris gris & mousse HR 32 kg/m³ pour barrières métalliques.
Travail des aidants simplifié : la protection pivote autour de la barrière grâce à son fourreau.
2 longueurs disponibles : 140 ou 190 cm.
Hauteur 30 cm.

Ⓐ La protection L 140 cm (l'unité).

Réf : 07.2440U A partir de **71,90€**

Ⓑ La paire L 140 cm.

Réf : 07.2440P A partir de **126,90€**



Pharmaouest
une entreprise du groupe
WIN CARE

Protections de barrières Barprotect

La paire de protections en mousse de polyuréthane thermocompressée.
Entretien facile : à l'éponge.
Dim. L 140 x H 55 cm.

Réf : 866759

169,00€

La paire.




HERDEGEN
PROTECT

Protection de barrières de lit

Contact plus confortable avec les barrières.
Compatible avec tous types de lit médicalisé, facilement ajustable et déhoussable.
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm.
Garantie : 2 ans.
Tarif à l'unité.

Réf : 430410

48,50€



Pharmaouest
une entreprise du groupe
WIN CARE

Tapis de chute

Tapis SECURFORM.
Mousse viscoélastique 80 kg/m³, recouvert d'une housse Pharmatex dessous antiglisse.
Dim. 195 x 88 x 3 cm.

Réf : 07.2900

135,90€



abilanx

Système de surveillance pour personnes à risque

Moniteur de chute ou sortie de lit positionné sous le matelas.
Quand le capteur détecte l'absence, le signal se déclenche (temps et volume d'alarme réglables).
Connexion possible sur votre système d'appel malade, se renseigner auprès de votre revendeur.
Différents systèmes de détection sans fil disponibles : au fauteuil, au sol, à la porte, détection de fugue, etc.
Garantie : 2 ans moniteur et capteur.

Réf : D 115 000

726,00€

Coussins Poz'in'form® fibres effet mémoire

Pharmaouest
une entreprise du groupe
WIN CARE

POZ' IN' FORM



Coussins d'aides techniques à la posture en position allongées, pour prévenir les postures vicieuses et aider à la prévention et au traitement des escarres.

Composition : fibres longues, creuses, à effet mémoire de forme.

Variété importante de combinaisons : nombreux éléments de tailles et formes différentes.

Housses en PHARMATEX OU LENZING, déhoussables et lavables en machine.

Normes feu : conforme au décret 2000-164 pour tous les produits.

Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Coussin universel dim. 40 x 15 cm.
Réf : 22.903 A partir de **41,16€**
- Ⓑ Coussin universel dim. 35 x 25 cm.
Réf : 22.901 A partir de **41,16€**
- Ⓒ Coussin triangulaire dim. 56 x 32 x 28 cm.
Réf : 22.910 **129,58€**
- Ⓓ Coussin cylindrique dim. 75 x 18 cm.
Réf : 22.940 **129,58€**
- Ⓔ Coussin semi-fowler dim. 200 x 30 cm.
Réf : 22.920 **173,79€**



Coussins Microbilles

SYSTEM



Gamme d'aides techniques à la posture allongée en microbilles (réf. B).


Livré avec 2 housses dont 1 amovible et lavable en machine pour une meilleure hygiène. Traitement d'ignifugation.

Easyshape® System : liens brevetés pour un positionnement durable et mieux adapté aux différentes morphologies. Autres modèles disponibles.

Existe en microfibrilles (réf. «F» au lieu de «B»).

Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Coussin bouée dim. 50 x 50 cm.
Réf : P9704B1HW **41,16€**
- Ⓑ Coussin universel standard dim. 56 x 40 cm.
Réf : P9701B1HW **129,58€**
- Ⓒ Coussin cylindrique dim. 20 x 60 cm.
Réf : P9702B1HW **129,58€**
- Ⓓ Coussin demi-lune dim. 135 x 85 cm (Easyshape® System).
Réf : P9705B1HW **173,79€**
- Ⓔ Coussin de décubitus semi latéral 30° dim. 180 x 55 cm (Easyshape® System).
Réf : P9707B1HW **173,79€**



Coussins de positionnement Microbilles Postura en CIC

WIN CARE



Gamme d'aides techniques à la posture en position allongée composé de polystyrène expansé de faible granulométrie. Technologie Vacuum.

Réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarres, microbilles polystyrène expansé, housse soudée aux ultrasons pour éviter la pénétration des liquides.

Modèle housse PROMUST CIC, imprégné ions Ag+ (contrôle des infections croisées).

Certifié Oeko-Tex classe 1 pour un contact direct avec la peau.

- Ⓐ Coussin plot pied dim. 39 x 21 cm.
Réf : VCP05CIC **41,16€**
- Ⓑ Coussin bouée dim. 46 x 46 cm.
Réf : VCP12CIC **49,90€**
- Ⓒ Coussin cylindrique dim. Ø21 x 60 cm.
Réf : VCP04CIC **129,58€**
- Ⓓ Coussin d'abduction des hanches dim. 35 x 28 cm.
Réf : VCP07CIC **173,79€**
- Ⓔ Coussin latéral 30° dim. 182 x 54 cm.
Réf : VCP08CIC **173,79€**
- Ⓕ Coussin demi-lune dim. 137 x 80 cm.
Réf : VCP09CIC **173,79€**





Gamme de positionnement CareWave® :

Aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés. Possibilité de mixer les 2 gammes :

- Origin : microbilles de polystyrène. Large choix de tailles.

- Reverso : bi-matière innovante, 2 faces (bleu nuit, SOUPLE avec mousse innovante - bleue, FERME en microbilles).
Garantie : 2 ans.



Gamme d'aides techniques à la posture en microbilles de polystyrène



Coussin décubitus latéral

Coussin décubitus latéral dim. 200 x 35 cm.

(A) Gamme Origin.

. Réf : NEG0383 **173,79€**

(B) Gamme Origin déhoussable.

. Réf : NEG0383D **173,79€**

(C) Gamme Reverso.

. Réf : NEG1398 **173,79€**

Coussin dorsal

Coussin dorsal dim. 260 x 60 cm.

(A) Gamme Origin.

. Réf : NEG1237 **173,79€**

(B) Gamme Reverso.

. Réf : NEG1677 **173,79€**

Coussin demi-lune

Coussin demi-lune dim. 190 x 35 cm.

(A) Gamme Origin.

. Réf : NEG0382 **173,79€**

(B) Gamme Origin déhoussable.

. Réf : NEG0382D **173,79€**

(C) Gamme Reverso.

. Réf : NEG1399 **173,79€**



Coussin universel

Coussin universel dim. 40 x 60 cm.

(A) Gamme Origin.

. Réf : NEG0381 **129,58€**

(B) Gamme Origin déhoussable.

. Réf : NEG0381D **129,58€**

(C) Gamme Reverso.

. Réf : NEG1400 **129,58€**

Coussin bouée

Coussin bouée dim. 18 x 130 cm.

(A) Gamme Origin.

. Réf : NEG0384 **75,00€**

(B) Gamme Origin déhoussable.

. Réf : NEG0384D **79,00€**

(C) Gamme Reverso.

. Réf : NEG1401 **75,00€**

Kit de positionnement enfant KID'IN'FORM

Kit de base composé de :

- 1 tapis 140 x 76 cm
- 2 cylindres 8 x 10 cm
- 2 cylindres 8 x 70 cm
- 1 cylindre 11 x 50 cm
- 1 ceinture 60 x 14 cm
- 1 dossier 76 x 24 x 14 cm

. Réf : 22.800LEN **265,00€**



SYSTEM

Dispositif universel

Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme.
Lutte contre les frictions, les cisaillements et la macération.
Livré avec 1 housse.
Dim. 60 x 40 x 13 cm.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P914L1HW

129,58€



SYSTEM

Dispositif de fond de lit

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance :
- zone blanche souple en regard des zones à risque élevé
- zone bleue ferme permettant un transfert des appuis vers les zones à risque moindre.
Décharge totale ou partielle de l'appui des talons.
Longueur assurant un soutien du genou.
Largeur autorisant une liberté de mouvements.
Livré avec sa housse.
Dim. 73 x 64 x 10,5 cm.
Existe en version demi-dispositif de fond de lit et également avec plot d'abduction.
Normes : NF EN ISO 597- 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

(A) Dispositif de fond de lit.

. Réf : P902T1HW

173,79€

(B) Dispositif de fond de lit avec plot d'abduction.

. Réf : P906T1HW

173,79€




SYSTEM

Cale de positionnement semi-latéral à 30°

Cale moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse HR.
Forme anatomique.
Évidement du sacrum pour une décharge totale de la zone à risque.
Soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse.
Utilisation droite/gauche.
Livrée avec sa housse.
Dim. 99 x 55 x 15 cm.
Existe également en version demi-cale (droite ou gauche).
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P910L1HW

173,79€



Pharmaouest
WIN CARE

Aide à la posture FitLeg

Prévient l'hyperextension du genou.
Favorise l'alignement des cuisses.
Limite le phénomène du glisser-avant.
Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Garantie : 2 ans.

(A) Dim. 55 x 40 x 12 cm (taille XS).

. Réf : 777398

173,79€

(B) Dim. 58 x 55 x 12 cm (taille XL).

. Réf : 774429

173,79€




Pharmaouest
WIN CARE

Aide à la posture FitLeg antiglisce

Kit de 2 éléments pour une décharge totale des talons.
Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Dim. 55 x 50 x 13 cm et 50 x 21 x 10,5 cm.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 777161

173,79€



Pharmaouest
WIN CARE

Aide à la posture FitLeg evo


Prévient l'hyperextension du genou.
Favorise l'alignement des cuisses.
Limite le phénomène du glisser-avant.
Plot d'abduction pour limiter les frottements des genoux et maintenir le positionnement en cas de spasticité.
Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Dim. 58 x 55 x 12 cm.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 774430

188,79€

Matelas gaufrier Aplot monobloc Classe IA


Risque faible à moyen.
Matelas gaufrier monobloc à pans coupés en mousse de polyuréthane HR >34 kg/m³.
Plots trapézoïdaux mobiles pour réduire à minima les forces de cisaillement de la peau et des tissus sous-cutanés.
Alèse Dermalon FR.
Housses Promust PU et PU HD lavables en machine.
Dim. 195 x 85 x 14 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.



. Réf : VA103MB14 **135,45€**

Matelas haute résilience Epsus Classe IB

Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc en mousse HR >34 kg/m³. Composé de 8 modules amovibles de différentes portances.
Surface d'accueil multiportance adaptée à la prévention des risques selon la vulnérabilité des parties du corps en contact.
La multiportance permet d'assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée.
Décharge talonnière par retrait d'un module.
Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter les transferts «lit-fauteuil».
Protection Dermalon FR ou Promust PUHD lavables en machine.
Dim. 198 x 88 x 17 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.



. Réf : VE208MB A partir de **227,40€**

Matelas mousse viscoélastique décharge talonnière Alova® Classe II


Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc multiportance en mousse viscoélastique. Multiportance avec 3 zones : tête souple, ferme au niveau sacrée et médium au niveau talon.
Décharge talonnière intégrée avec forme spécifique pour favoriser l'immersion des mollets et donc la zone d'appui au niveau talon. Base en mousse polyéther surmoulée pour favoriser la bonne tenue du support.
3 déclinaisons pour 3 densités : ≥ 18 Kg/m³ (VMA62), ≥ 25 Kg/m³ (VMA63) et ≥ 34 Kg/m³ (VMA64).
Disponible en plusieurs largeurs.
2 housses disponibles : Promust PU HD ou housse CIC avec traitement ions argent. Ouverture 1 côté, amovibles et lavables.
Dim. 195 x 86 x 14 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 3 ans.



. Réf : VMA62C-HIP **296,62€**

Matelas Strat'Air® assimilé Classe III

Risque moyen à élevé.
Matelas Bi-strate haute élasticité composé d'une partie supérieure en mousse Haute Résilience (HR) de 8 cm sur une base en mousse Haute Résilience (HR) découpée et plus souple de 8 cm.
Couche supérieure ≥ 35 kg/m³ et base 35 kg/m³.
Housse intégrale Promust PU amovible et lavable en machine.
Disponible en Promust PU HD et CIC.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 5 ans.



Réf : VSTRAT2/HIPV2 **425,00€**

Matelas multistrates Polystrat® HE & Polystrat® HE-V

Risque moyen à élevé.
Matelas multistraté moulés en mousse haute élasticité 50 kg/m³ avec insert anatomique HR 40 kg/m³.
Version HE-V dotée de 2 inserts en mousse viscoélastique 80 kg/m³ en surface au niveau des zones sacrum et talons.
Housse intégrale soudée et sérigraphiée Polymaille® HD.
Dim. 198 x 88 x 14 cm.
Poids max. : 110 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.



Ⓐ Matelas Polystrat® HE.
Réf : P171MPPMHFNC **325,00€**

Ⓑ Matelas Polystrat® HE-V.
Réf : P171MVPMHFNC **339,00€**

Matelas d'hébergement

Risque nul à faible.
Mousse HR 40 kg/m³, 1 partie moulée.
Drap housse Polyfilm. Version housse intégrale
Polymaille disponible.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P111MPPFDH

85,00€



Matelas gaufrier Polyplot® Classe IA

Risque faible à moyen.
Matelas gaufrier moulé en mousse HR 40 kg/m³.
Plots indépendants et mobiles séparés par des
canaux pour lutter contre la macération.
Bandes de transferts latérales.
Drap housse Polyfilm. Version housse intégrale
Polymaille disponible.
Disponible en 3 parties, compressé ou non.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P101MPLPFDH

135,45€



Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Classe II

Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc compressé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone
de décharge sacro-fessière.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 130 kg, 180 kg ou 270 kg selon
modèle.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Standard, poids max. 130 kg.

. Réf : P161MOPMHI

296,62€

Ⓑ Heavy, poids max. 180 kg.

. Réf : P161MOHPMHI

296,62€




Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Monobloc Multiportance Classe II

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³, zone de
décharge sacro-fessière et zone de décharge talonnière.
Quadrillage de surface anti-cisaillement. Améliore la
ventilation du support.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MOPPMHI

296,62€



Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Air Classe II

Risque élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et coussin
à cellules pneumatiques Polyair amovible.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MORPMHI

481,12€



FAIBLE


MOYEN

ELEVÉ

Matelas gaufrier Mat Basic Reflex Classe IA

Risque faible à moyen, patient alité 10 à 15h/jour.
Matelas gaufrier découpé en mousse HR 37 kg/m³.
Multiportance, zone de prévention accentuée en tête
et pieds, réseau interne de circulation d'air.
Dim. L 200 x H 17 x l 90 cm.
Poids max. : 110 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.


. Réf : 290701 A partir de **135,45€**
Matelas l 90 cm - protection housse Cartex.



Matelas mousse viscoélastique Cargumixt NG Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Matelas en mousse viscoélastique 80 kg/m³ collé
sur base en mousse HR 37 kg/m³. Découpe pour
prévenir les phénomènes de friction, cisaillement et
macération.
Housse intégrale Pharmatex.
Dim. L 200 x H 14 x l 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140
ou 160 cm.
Poids max. : 120 kg pour les dimensions inférieures
à 120 cm de large, 150 kg pour les dimensions
supérieures ou égales à 120 cm.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.
Garantie : 3 ans.


. Réf : 758752 **296,62€**
Matelas l 90 cm.



Matelas mousse viscoélastique Nova Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Base en mousse HR 37 kg/m³.
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 140 kg pour les dimensions inférieures
ou égales à 90 cm de large, 150 kg pour les
dimensions comprises entre 100 et 110 cm de large,
160 kg pour les dimensions supérieures ou égales à
120 cm de large.
Normes : EN 597-1 et EN 597-2.
Garantie : 3 ans.


. Réf : 17.17612L **296,62€**
Dim. 194 x 86 x 14,5 cm.



Matelas mousse viscoélastique Vita Form 4 Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Base en mousse HR 37 kg/m³.
Décharges talonnière et occipitale.
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 150 kg pour les dimensions inférieures
à 120 cm de large, 160 kg pour les dimensions
supérieures ou égales à 120 cm de large.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17413J **296,62€**
Dim. 198 x 88 x 17,5 cm.



Matelas mousse viscoélastique Néa Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Couche supérieure : mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Base : mousse HR 37 kg/m³.
Housse : Cartex dessous antiglisse.
Dim. 198 x 86 x 14 cm.
Poids max. : 140 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17900 **229,00€**



Pharmaouest
une entreprise de groupe
WIN CARE

Matelas haute résilience Carsoft 4 Classe III

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
3 couches de mousse polyuréthane haute qualité :
- Partie supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³
- Partie intermédiaire : mousse haute élasticité 40 kg/m³
- Base : HR 37 kg/m³
Dim. 200 x 90 x 16 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.
Garantie : 5 ans.

Réf : 652506

395,00€



Matelas hospitalier Rotamat

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
2 couches externes de mousse polyuréthane HE 40 kg/m³.
1 couche centrale de mousse polyuréthane HR 37 kg/m³.
Angles droits ou 4 angles tronqués.
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en Pharmatex bi-élastique.
Dim. 198 x 88 x 16 cm.
Poids max. : 140 kg.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 5 ans.

Réf : 04.416T

399,00€

Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.



Matelas hospitalier Unimat

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
Mousse polyuréthane HE 40 kg/m³.
Base en mousse polyuréthane HR 37 kg/m³.
Insert en mousse HR 40 kg/m³.
Angles droits ou 4 angles tronqués.
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en Pharmatex bi-élastique.
Dim. 198 x 88 x 15 cm.
Poids max. : 140 kg.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 5 ans.

Réf : 04.515T

359,00€

Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.




Matelas bariatrique Baria Form

Risque élevé à très élevé.
Couche supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³.
Couche intermédiaire : mousse HR 37 kg/m³.
Support : mousse HR 40 kg/m³.
Housse : Cartex avec dessous antiglisse.
Poids max. : 180 kg pour les dimensions 90 et 100 cm de large, 300 kg pour les dimensions supérieures ou égales à 110 cm de large.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 3 ans.

Réf : 04.6120

695,00€

Dim. 195 x 120 x 20 cm.



Matelas à cellules pneumatiques Profil Mat

Risque élevé à très élevé.
Système basse pression à air non motorisé.
2 inserts air à cellules pneumatiques individuellement déformables sur une base mousse HR de 28 kg/m³.
Dim. 200 x 90 x 17 cm.
Poids max. : 150 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

Réf : 858559

875,00€



ELEVÉ


TRÈS ÉLEVÉ

Surmatelas à air PM100A Classe IB

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Surmatelas à air motorisé monobloc composé de 15 cellules PU.

Plaque de mousse HR 37 kg/m³ de 1 cm.
Support mousse 28 kg/m³ 5 cm de hauteur.
Compresseur à réglage manuel et alarmes visuelles.
Dim. 200 x 90 x 18 cm dont 13 cm d'air.
Également disponible en 200 x 120 x 18 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 252470

A partir de **344,08€****Surmatelas à air PM100A Evo & PM100A Evo Digital Classe IB**

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles.
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur.
Compresseur à réglage manuel en 2 modes thérapeutiques : dynamique et soins.

Le compresseur existe en digital. 3 modes thérapeutiques : statique, dynamique et soins.

Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d'air.
Également disponible en largeur 100 et 120 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.


Ⓐ Surmatelas PM100A Evo.

. Réf : 826555

A partir de **775,00€**

Ⓑ Surmatelas PM100A Evo Digital.


. Réf : 826700

A partir de **955,00€****Surmatelas à air Dynadjust Smat**

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles.
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur.
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins.

Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d'air.
Également disponible en largeur 100 et 120 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 826557

A partir de **1.495,00€****Matelas à air Dynadjust Mat**

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Matelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles.
Hauteur des cellules 20 cm.
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins.

Dim. 200 x 90 x 20 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 826560

A partir de **2.390,00€****Surmatelas à air Visio'Air**

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Matelas à 18 cellules PU de 13 cm dont 3 cellules déconnectables pour décharge talonnière.
Équipé d'une interface tactile de type smartphone offrant un accès direct à un grand nombre de nouvelles fonctions.
3 modes de fonctionnement : alternatif, statique, soins/transfert.

Dim. 200 x 90 x 21 cm. Disponible en largeur 120 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 14.6000

A partir de **1.729,00€**

Matelas à air motorisé Axtair® One Plus

WIN CARE AirCare

Risque moyen à élevé. Traitement de l'escarre de stade 1 à 2.
18 cellules PU indépendantes et amovibles. 12 cm de hauteur d'air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient. Réglages confort : personnalisation du gonflage et gestion de la position assise. Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. Autonomie de 8h (bouchon de transport). 2 housses : Promust PU HD ou CIC avec traitement ions argent.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids max. : 150 kg.
Livré dans un sac de transport pour une installation simple et rapide.
Garantie : 2 ans.

Réf : VAXT2/ONE-P

A partir de **959,00€**




Matelas à air motorisé Axtair Automorpho® Plus

WIN CARE AirCare

Risque moyen à élevé. Traitement de l'escarre stade 1 à 4.
18 cellules PU indépendantes et amovibles. 12 cm de hauteur d'air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. 3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. 4 cellules au niveau des talons avec décharge indépendante. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient.
Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. Autodiagnostic par QR code.
2 housses disponibles : Promust PU HD et CIC avec ions Argent.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids max. : 165 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : VAXT4/AUTO-P

1.599,00€



Matelas à air gamme Domus

Be well, Live well
Wellell

Risque très élevé. Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, fonction assise dynamique et statique. 5 cellules de décharge talonnière. Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores. CPR rotative. Nouvelle housse couleur parme.
Dim. 200 x 85 x 20 cm. Poids max. : 250 kg (pas de poids minimum).
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Ⓐ Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 cellules, 6 niveaux de confort. Process Cell-on-cell pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d'alimentation.

Réf : 9C077072

A partir de **1.290,00€**

Ⓑ Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 cellules avec ajustement automatique des pressions. Réglage du confort. Existe en version bariatrique (poids max. 350 kg, largeur 120 cm).

Réf : 9C077A73

A partir de **1.470,00€**



Matelas à air Eole™ by Stryker

SYSTEM

Ⓐ Risque moyen à élevé. Surmatelas 16 cellules à air anatomiques et support mousse (décharge talonnière). Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée. Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. CPR. Housse intégrale technologie argent double compartiment, avec base et compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés. Lavable en machine.
Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm.
Poids max. : 160 kg. Pas de poids minimum. Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2 - housse argent.
Garantie : 2 ans.

Réf : PEOL0002

1.200,00€

Ⓑ Risque élevé à très élevé.

Matelas à air motorisé de 20 cellules à double compartiment. Housse intégrale technologie argent. Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée à touches digitales. Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. Double CPR. Possibilité de décharge multizones. Lavable en machine.
Dim. 200 x 90 x 20 cm. Poids max. : 200 kg. Pas de poids minimum.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2 - housse argent.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2871000001

1.479,00€



Matelas à air Axtair® Axensor®

WIN CARE AirCare

Risque risque élevé à très élevé. Traitement de l'escarre de stade 1 à 4. Calcul automatique et continu de la pression de gonflage. Unique matelas connecté. Technologie Axensor® associant les fonctions de détection des inclinaisons de buste, de transmission vers le compresseur, d'analyse et de communication des données techniques et d'usage du dispositif.
3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. Alarmes visuelles et sonores.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Axtair® Axensor® AT12 / AT15 - AT15DV : matelas à air motorisé de 18 cellules PU indépendantes et amovibles sur base mousse de 5 cm.
Hauteur d'air thérapeutique : 12 cm (AT12) ou 15 cm (AT15 et AT15DV).
2 cellules de tête statiques. 4 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR.
Dim. 195 x 87 x 17 cm (AT12) et 195 x 87 x 20,5 cm (AT15 et AT15DV).
Poids max. : 165 kg (AT12) et 180 kg (AT15 et AT15DV).

Réf : VAXT6/AUTO

A partir de **2.029,00€**

Ⓑ Axtair® Axensor® AT20 : matelas à air motorisé TOUT AIR de 21 cellules PU indépendantes et amovibles.
Hauteur d'air thérapeutique : 20 cm (AT20).
2 cellules de tête statiques. 4 cellules cervico-dorsales. 10 cellules sacrum. 5 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR.

Dim. 195 x 87 x 20 cm. Poids max. : 200 kg.

Réf : VAXT6/AT20

A partir de **2.995,00€**





Compresseur Nausiflow 2S

Le compresseur NAUSIFLOW 2S dispose d'un réglage standard de pression et sa pompe à haut débit permet de gérer tous nos matelas (hauteur jusqu'à 20 cm et largeur jusqu'à 140 cm).

Plusieurs modes sont proposés :

- Mode dynamique
- Mode soins palliatifs

Il fonctionne avec une pression standardisée et son confort peut être ajusté via sa molette.

Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA2S-COMP-PM

210,00€

Compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro

Le compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO dispose d'un réglage automatique de pression et sa pompe à haut débit permet de gérer tous nos matelas (hauteur jusqu'à 20 cm et largeur jusqu'à 140 cm).

Plusieurs modes sont proposés :

- Mode dynamique : décharge régulière et alternée de chaque zone du corps en contact avec le support
- Mode stimulation : les cycles terminent par une montée en pression déclenchant la vasodilatation favorable au processus de guérison de l'escarre
- Mode progressif : variations aléatoires des pressions le rendant plus performant en évitant une accoutumance au support
- Mode assis
- Mode soins (temporisé 30 mn)
- Mode statique basse pression

Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA100QTO-COMP-PM

500,00€

Compresseur Nausiflow 100 Auto Maxi

Le compresseur NAUSIFLOW 100 MAXI dispose d'un réglage automatique de la pression et sa pompe à haut débit permet de gérer un matelas d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de 140 cm pour des patients jusqu'à 300 kg.

Plusieurs modes sont proposés :


- Mode dynamique
- Mode bariatrique
- Mode optimisé 13 cm ou 20 cm
- Mode soins (temporisé 30 mn)
- Mode assis
- Mode soins palliatifs

Poids max. : 300 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA100MAXI-COMP-PM

750,00€

NAUSICAA
MEDICAL



Matelas Nausiflow 512

Le matelas NAUSIFLOW 512 d'une hauteur de 17 cm est composé de 13 cm d'air et de 4 cm de mousse.

Il est recouvert d'une housse classée M1. Il est disponible en différentes largeurs: 85, 90, 100, 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs Nausiflow 100 auto quattro et Nausiflow 2S. Ses cellules sont indépendantes et déconnectables.

Une décharge est possible grâce à des bouchons. Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement, à l'exception de la zone talonnière.

Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA512-MAT85-PM

500,00€

Matelas Nausiflow 834

Le matelas NAUSIFLOW 834 d'une hauteur totale de 20 cm est un matelas tout air. Il est recouvert d'une housse classée M1. Il est disponible en différentes largeurs : 85 et 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO et NAUSIFLOW 2S.

Ses cellules sont indépendantes et déconnectables. Une décharge est possible grâce à des bouchons.

Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement, à l'exception de la zone talonnière.

Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA834-MAT85-PM

750,00€

Matelas Nausiflow 834-120

Le matelas NAUSIFLOW 834 d'une hauteur totale de 20 cm est un matelas tout air. Il est disponible en largeur 120 cm et 140 cm pour des patients jusqu'à 300 kg.

Ses cellules sont indépendantes et déconnectables. Une décharge est possible grâce à des bouchons.

Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement.

Il est recouvert d'une housse classée M1.
Poids max. : 300 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf : NA834-MAT120-PM

1.900,00€



Lève-personne Winn'motion 175

Léger, compact, facile à démonter.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Maniable : roues double galets Ø7,5 cm à l'avant, Ø10 cm simple à l'arrière.
Écartement manuel des pieds.
Poids max. : 175 kg.
Option : roues design.
Garantie : 5 ans, batterie 1 an.

Ⓐ Lève-personne sans sangle. **859,00€**

Réf : L0900

Ⓑ Lève-personne avec sangle confort en U. **975,00€**

Réf : L0900-102105012



Lève-personne Samssoft

Léger, très maniable et compact.
Répliage électrique et rangement vertical possible.
Écartement mécanique de la base.
Roues haute résistance à double galets.
Livré avec sangle, fléau 4 points.
Nouveau : écartement électrique des longerons.
Options : système de pesée classe III médicale.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Samssoft 175, poids max. : 175 kg.

Réf : SR2810100 **889,00€**

Ⓑ Samssoft Mini, poids max. : 150 kg.

Réf : SR3000000 **895,00€**

Ⓒ Version écartement électrique.

Réf : SR2810200-MTS **925,00€**



Lève-personne Lifty Fox

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 2 boutons.
Pliant, pour un stockage vertical de l'appareil.
Fléau 4 points pivotants à 360°.
Roues arrière à freins, roues avant jumelées.
Piètement à écartement variable.
Possibilité de ramassage au sol (descend à 41 cm).
Sangle non comprise.
Poids max. : 200 kg.
Coloris bleu et blanc.
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010065S01 **915,00€**



Lève-personne Birdie Evo

Système de levage ergonomique qui permet facilement de faire pivoter le patient à 360°.
Non pliant, démontable.
Fléau fixe, 2 points 45 cm ou 4 points 55 cm (visuel présenté).
Écartement manuel des pieds.
Télécommande aimantée solide et ergonomique, revêtement antidérapant.
Roues Ø10 cm pour une meilleure maniabilité.
Sangle non incluse.
Poids max. : 180 kg.
Normes : EN NF 10535.
Garantie : 3 ans, batterie 1 an.

Ⓐ Châssis, vérin, batterie.

Réf : 1650033 **1.200,00€**

Ⓑ Système de pesée RS300 à démontage rapide (kit complet avec balance et adaptateur).
Poids max. : 300 kg.

Réf : AP1656595 **1.350,00€**



HMS-VILGO
fabricants de matériel médical

Lève-personne Lifty 5 Fortissimo

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 4 boutons.
Combine force et légèreté.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Structure acier soudé finition époxy gris.
Écartement électrique des pieds.
Roues Ø10 cm à l'avant et 12,5 cm à l'arrière pour une meilleure maniabilité.
Sangle non comprise.
Poids max. : 250 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010054S1 **1.699,00€**



HMS-VILGO
fabricants de matériel médical

Lève-personne pour piscine Balnéo Lift

Lève-personne électrique pliable.
Structure complète en inox.
Boîtiers de contrôle et d'alimentation, vérin et télécommandes étanches.
Batterie amovible. Mât pivotant à 360°.
Grande poignée de conduite ergonomique.
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou à emboîter dans le sol.
Avec fléau 4 crochets pour sangle immergeable, ou siège.
Sangle comprise.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Avec socle.

Réf : 5010068S01 **5.799,00€**

Ⓑ Balancelle complète avec siège pivotant.

Réf : 5010064S01 **2.249,00€**



Sangle ECO en U jersey TU

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Disponible en version filet et jersey confort. Taille unique.

. Réf : SUP3-PF-TU

35,00€



Sangle ECO hamac jersey TU

La sangle hamac de part sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

Disponible en version filet. Taille unique.

. Réf : HA-PF-TU

35,00€



Sangle en U à réglage rapide

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les deux points d'accroches à deux réglages. Elle est particulièrement adaptée pour les fléaux 2 points permettent des combinaisons rapides. Disponible en version filet confort. 4 tailles disponibles.

. Réf : SST-PF

105,00€

NAUSICAA
MEDICAL

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Sangle dorsale ECO

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°. Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste. Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. Taille unique.

. Réf : SXPEC02-PF-TU

24,15€



Sangle dorsale PREMIUM

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°. Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste. Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise. 4 tailles disponibles.

. Réf : SWYP3-PF

140,00€



Ceinture d'aide à la marche

Cette ceinture sécurise le patient. Elle s'utilise comme une aide à la déambulation. 4 tailles disponibles.

. Réf : CADM2-PF

70,00€



NOUVEAUTE
2022

Verticalisateur Blue Easylev 3 pied fixe

Le compromis idéal entre efficacité et coût ! Le BLUE EASYLEV 3 permet un transfert semi-passif. Le patient doit impérativement pouvoir poser ses deux pieds à plat. Il utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient. Le BLUE EASYLEV 3 prend en charge des patients de plus grande taille et/ou à tonicité plus faible de part son débattement augmenté et son principe breveté. La sangle positionnée au niveau du bassin permet de verticaliser par dépliage mécanique du bas du corps. Le déploiement combiné de son mât et de sa sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient. Il peut aussi effectuer un levage en sous-axillaire. Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC. Disponible en ECP mécanique et électrique. Livré avec batterie lithium de série. Sangle dorsale ECO offerte. Poids max. : 150 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : BEASYLEV3-CBLI

1.450,00€



Lève-personnes Flyer 300

Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL pour des patients jusqu'à 300 kg. Le FLYER 300 est un lève-personne à la fois confortable et puissant, utilisable avec sa sangle en U XXL dont la forme spécifique permet une mise en place rapide par le soignant. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Livré avec batterie lithium. Poids max. : 300 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : FLYER300-CBLI

2.195,00€



NOUVEAUTE
2022

Verticalisateur Blue Wayup 3 ECP mécanique

Le compromis idéal entre efficacité et coût ! Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat. Le BLUE WAYUP 3 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait en mettant la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier. Son piètement à large écartement mécanique ou électrique le rend compatible avec tous types de fauteuils. Disponible en pied fixe. Livré avec batterie lithium de série. Sangle dorsale ECO offerte. Existe en version électrique. Poids max. : 150 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : WAYBLUECP3-CBLI

1.180,00€

NAUSICAA
MEDICAL

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Verticalisateur Easylev 5 ECP mécanique ou électrique

Un mouvement breveté pour un confort optimal du patient ! L'Easylev 5 utilise un mouvement qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient. - 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures). - 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplégiques par exemple). Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient. Disponible en pied fixe. Livré avec batterie lithium. Sangle dorsale ECO offerte. Poids max. : 180 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : EASYLEV5ECP-CBLI

2.265,00€



NOUVEAUTE
2022

Lève-personnes Nausifly 3 Compact

Le NAUSIFLY est conçu pour une utilisation au domicile et en collectivité. Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique 4 points qui augmente le confort du patient. Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol. Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique. Ils disposent d'un large écartement des pieds mécanique ou électrique et d'un châssis pliant. La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol. Disponible en standard. Livré avec batterie lithium. Sangle hamac ou U ECO offerte. Poids max. : 160 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : NAFLY3CPT-CBLI

1.045,00€



Verticalisateur Wayup 5 pied fixe

Un mouvement breveté pour un confort inégalé ! Le WAYUP 5 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. - 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures). - 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplégiques par exemple). Le déploiement rapide et complet du bras de relevage permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient. Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat. Disponible ECP mécanique et électrique. Livré avec batterie lithium de série. Sangle dorsale ECO offerte. Poids max. : 150 kg. Garantie : 5 ans.

Réf : WAYUP5-CBLI

1.450,00€



Verticalisateur Turnax

Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.
Repose-pieds antidérapant.
Disque pivotant sous la plateforme.
Réglage en hauteur des poignées : 75-130 cm.
Hauteur de l'appui-jambes de 10 à 54 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Verticalisateur.

Ref : 430916 **363,74€**

Ⓑ Sangle simple, dim. L 175 x l 22 cm.

Ref : 430917 **35,80€**

Ⓒ Sangle coulissante, dim. L 175 x l 10 cm.

Ref : 430919 **46,10€**

Ⓓ Sangle double, dim. L 170 x l 22 cm.

Ref : 430923 **59,90€**



France Rehab **etac**
Creating Possibilities
**Guidon de transfert
Etac Turner Pro**

Appareil de verticalisation et de rotation pour effectuer un transfert assis/debout ou assis/assis.
Permet de verticaliser et transférer un patient du lit à un fauteuil ou d'un fauteuil à une chaise de douche.
Poignée de saisie réglable en hauteur de 78 à 120 cm, colorée pour une meilleure visibilité. Poignée ergonomique : multiple possibilité de saisie, s'utilise comme une échelle pour se redresser. Appui tibiaux réglables en hauteur de 30 à 55 cm.
Plateforme en fonte d'aluminium, légère et anticorrosion.
Très compact une fois replié.
Très léger : 7,5 kg.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Ref : TURNER2 **370,00€**



France Rehab **etac**
Creating Possibilities
**Plateforme de transfert
Etac Raiser Pro**

Permet de verticaliser un patient d'une position assise à une position debout et inversement et de le déplacer sur une courte distance, en toute sécurité.
Poignée avec plusieurs choix de prises. Appui-tibias en 2 parties et à hauteur réglable. Très compact, convient aux lieux exigus. Plusieurs sangles disponibles en option : sangle de maintien, de verticalisation, allonges de préhension.
Dim. l 54 x P 63 x H 12 cm.
Poids max. : 170 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Plateforme de transfert.

Ref : 16090204 **658,00€**

Ⓑ Sangle coulissante petite/moyenne.

Ref : 82528 **98,00€**



**Verticalisation Vertic'Home
et Vertic'Easy**

Ⓐ Vertic'Home permet la verticalisation et le déplacement du patient. Roues avant Ø10 cm, roues arrière directionnelles à freins Ø7,5 cm, repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice rétractable.
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, crochet de sangle et sangle disponibles en option.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

Ref : 5010044S1 **382,19€**

Ⓑ Vertic'Easy : plate-forme sur plateau à billes, repose-pieds antidérapant, roulettes de manutention, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, poignées ergonomiques, crochet de sangle.
Poids max. : 150 kg.
En option : sangle.
Garantie : 2 ans.

Ref : 5010042S1 **363,74€**



Lève-personne Novaltis

Très maniable grâce à la compacité du produit.
Ecartement mécanique de la base pour une meilleure stabilité lors de la phase de levage.
Pliage sans aucun outil et transport aisé.
Plateau repose-pieds large et sécurisant.
Appui tibial ample et profond.
Livré avec une sangle lombaire.
Dim. L 94 x l 63 cm.
Poids max. : 175 kg.
Garantie : 5 ans.

Ref : SR291000 **1.049,00€**



Verticalisateur Vertic Fox

Très compact, verticalise jusqu'à 200 kg.
3 points d'ancrage.
Appui-jambes réglable en hauteur, plateau repose-pieds antidérapant.
Appui-talons réglable et amovible.
Système mécanique de descente d'urgence.
Grande poignée de conduite. Chargeur intégré.
Roues arrière à freins.
Piètement à écartement variable.
Livré avec sangle.
Garantie : 5 ans.

Ref : 5010074S01 **1.209,00€**





Support organisateur pour rollboard

S'accroche facilement sans que ce dernier ne touche le sol : garantit une hygiène irréprochable en milieu hospitalier.
Stocke, permet une distribution unitaire efficace et facilite la mise en place de la housse en positionnant la planche en dessous.
Rouleau de 50 housses à usage unique en option.
Dim. H 190 x L 71 x P 17 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : ROLL150

294,00€



Planche de transfert Ecolite® Samarit

Pour transferts horizontaux.
Housse de glissement en polyester revêtu de silicone.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle Ecolite 90 «non pliable»,
dim. 90 x 50 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA71013 **519,00€**

Ⓑ Modèle Ecolite 120 «pliable»,
dim. 130 x 40 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA71014 **569,00€**

Ⓒ Modèle Ecolite 180 «pliable»,
dim. 178 x 50 cm.
Poids max. : 160 kg.

Réf : SAA71012 **760,00€**

Planche de transfert Hightec® Samarit

Pour transferts horizontaux.
Utilisation intensive.
Housse de glissement en polyester revêtu de Téflon.
Revêtement antibactérien.
Autres modèles disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle «Standard» pliable,
dim. L 178 x l 50 cm.
Poids max. : 240 kg.

Réf : SAA71001 **1.222,00€**

Ⓑ Modèle «Icu-Bariatric» non pliable avec intérieur renforcé, dim. L 178 x l 50 cm.
Poids max. : 310 kg.

Réf : SAA71004 **1.419,00€**

Accessoires pour planches Samarit

Ⓐ Support mural pour planche de transfert en fil d'acier inoxydable.
Dim. L 41 x l 7 x H 60 cm.
Livré nu.

Réf : SAA40250 **125,00€**

Ⓑ Dérouleur mural de housses à usage unique.
En fil d'acier inoxydable.
Dim. L 69 x l 21 x H 13 cm.
Livré nu.

Réf : SAA40200 **192,00€**

Ⓒ Carton de 3 rouleaux de 50 housses à usage unique.
Dim. L 200 x l 65 cm.


Réf : SAA40300_V02 **155,00€**

Planche de transfert Samarit

Facilite le transfert du patient d'un plan à l'autre.
Incurvée et arrondie avec bandes antidérapantes.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle «Banane», dim. L 68 x P 23 cm.

Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA72003

89,90€

Ⓑ Modèle «The Biggest», dim. L 100 x P 34 cm.

Poids max. : 130 kg.


Réf : SAA72001

269,00€

Disque tournant Samarit

Permet le transfert de patients en position assise ou debout.
Disque en ABS/TEFLON avec revêtement antidérapant.
Dim. L 410 x P 540 x H 7 mm.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : SAA72412.01

145,90€

Ⓑ



Ⓐ



Fauteuil de repos Normandie



Nombreux dispositifs de réglages.
 Idéal pour la relaxation, dossier inclinable à 45°.
 Repose-jambes à allongement automatique.
 Très confortable grâce à son dossier galbé très enveloppant.
 Poids max. : 130 kg, (350 kg pour version XXL).
 10 coloris disponibles.
 Existe en version bois (modèle Bretagne).
 Garantie : 2 ans.

Réf : NORMANDIE1
 Version 1 vérin.

A partir de **887,00€**



Fauteuil Quiego 2500 HMS-VILGO



Assise et dossier au maintien optimal.
 Hauteur réglable et dossier inclinable.
 Accoudoirs réglables et escamotables.
 Appui-tête indépendant et amovible.
 Commande bilatérale d'inclinaison du dossier.
 2 roulettes de manutention.
 Poids max. : 175 kg.
 Tissus M1 avec 3 coloris au choix.
 Finition époxy avec 16 coloris au choix.
 En option : reposer-jambes.

Réf : 2070093

699,00€



Fauteuil gériatrique Alesia



Équipé de roues pour faciliter les déplacements et d'un reposer-jambes.
 Dossier inclinable, assise proclive/déclive.
 Accoudoirs réglables en hauteur.
 Poids max. : 140 kg.
 10 coloris disponibles.
 Plusieurs options disponibles.

Réf : ALESIA

1.551,00€





PRATICIMA
healthcare solutions

Ecrase-comprimés Tookan

A L'écrase-comprimés manuel.
Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups.
Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées.
Participe à la prévention des TMS.
Simple d'utilisation et très résistant.

Réf : NA00017_V02 **87,00€**

B Le lot de 1 000 sachets.
Sachets transparents compatibles avec tous les écrase-comprimés du marché.
Dim. L 50 x H 100 mm.

Réf : NA00011.01 **48,00€**



PRATICIMA
healthcare solutions

Broyeur de comprimés électrique Severo

Permet de broyer électriquement les médicaments les plus durs en moins de 8 secondes.
Évite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées.
Léger, peu encombrant, facile à utiliser en temps masqué.
Participe à la prévention des TMS.

A Broyeur de comprimés électrique.
Dim. L 80 x P 70 x H 217 mm.

Réf : NA00030.01 **445,00€**

B Lot de 2 100 gobelets à usage unique.


Réf : NA00014.01 **205,00€**

C Lot de 2 000 couvercles à usage unique.

Réf : NA00015.01 **207,00€**

D Lot de 2 100 rondelles cellophane à usage unique.

Réf : NA00016 **46,50€**



mdose
by Multirof

Plateau 8 piluliers plumiers

Plateau avec 2 butées antichute intégrées.
Pilulier plumier quasi incassable en polypropylène.
Chaque plumier comprend 1 couvercle transparent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, soir et nuit.
Dim. 600 x 400 mm.

A Pilulier vert.

Réf : 25201 **74,00€**

B Pilulier bleu.

Réf : 25200 **74,00€**



PRATICIMA
healthcare solutions

Plateau de piluliers

Plateau hebdomadaire de 7 piluliers équipés chacun de 4 curseurs coulissants amovibles et de 2 butées antichute.
Séchage sans rétention d'eau.
Compatible avec chariot.
Livré avec 1 planche d'étiquettes colorées pour 4 semaines.

A Pilulier Modulo Classic.

Dim. L 410 x P 340 x H 55 mm.
Le plateau de 7 piluliers framboise.
Existe en coloris bleu lagon.

Réf : 52200

69,90€

B Pilulier Modulo 600 x 400.

Dim. L 600 x P 400 x H 50 mm.
Le plateau de 7 piluliers bleus.
Existe en coloris framboise.

Réf : 5AP040BL

101,90€



PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot de distribution Pili cart

Capacité : 10, 12, 20 ou 24 plateaux de piluliers Modulo Classic ou Pili.
Existe en hauteur 100 ou 120 cm et en version simple ou double colonne.
Fermeture par rideau coulissant à lames.
Verrouillage par serrure à code, structure anodisée.
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
Coloris unique : rose magenta.
Accessoires et équipements en options.

Réf : 8Y144.PILI A partir de **1.369,00€**
Chariot 10 plateaux, simple colonne H.100 cm.



PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot de distribution Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste.
Fermeture par rideau monobloc.
Verrouillage par serrure à code.
3 rails normalisés de série.
Livré nu, sans équipement ni accessoires.
Motorisation en option.
Dim. L 74,5 x P 58,3 x H 111,5 cm.
Coloris rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.
Identification du service et motorisation en options.

Réf : 8YCHM164H100FRC_RM A partir de **1.752,00€**
Chariot rose magenta.



PRATICIMA
healthcare solutions

Colonne de stockage ouverte Modulo classic

Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers Modulo Classic ou Pili. 4 roues pivotantes dont 2 à frein. Structure en acier époxy.
Existe en simple et double colonne.
Dim. L 98,2 x P 42 x H 183,1 cm.
Accessoires et équipements en options.

Réf : 86552 A partir de **1.569,00€**
Double colonne de 52 niveaux.



PRATICIMA
healthcare solutions

Armoire de stockage des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel nominatif.
Double rideau coulissant latéralement.
Verrouillage par serrure à clé (ou à code en option).
Volumes intérieurs modulables.
Livrée nue (bacs, tiroirs, coffre, étagères en option).
Dim. L 155 x P 53,5 x H 200 cm.

Réf : 7A156

2.851,00€



Chariot de distribution des médicaments Caméléon

mdose
by Multiroir

Équipé en standard de 3 rails et d'une tablette rabattable.
Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.
Composition : plan de travail en ABS/PMMA, rebords trois côtés H 50 mm, glissière en ABS/PMMA à la norme 600 x 400 mm et roues doubles diamètre 12,5 cm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
Garantie haute sécurité : serrure à codes et clés.
Existe en 12, 14 ou 16 niveaux.
5 coloris disponibles.
Accessoires en option.

Réf : 62103-E

1.959,00€



PRATICIMA
healthcare solutions

Système de nettoyage des prothèses dentaires

Ⓐ Le système C2S Pro. Permet le nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires amovibles et transvissées, en temps masqué.

Réf : 2CPRO

623,00€

Ⓑ Le chariot dental care. Optimise l'efficacité et la qualité des soins bucco-dentaires. Fermeture à code par rideau coulissant. Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm. Coloris blanc. Livré nu.

Réf : 8Y144.DT

1.334,00€



PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot de soins Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste. Fermeture à battant avec serrure à code. Equipements de série :
- 5 tiroirs télescopiques (1 petit/3 moyens/1 grand) avec bacs à lèvres
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle
Dim. L 74,5 x P 58,3 x H 111,5 cm. Coloris bleu céleste, rose magenta ou vert pomme. Options : portique et accessoires compatibles et identification du service et motorisation.

Réf : 8YS64H100TT2_BC

Chariot bleu céleste.

2.560,00€



PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot d'urgence Neop 400 x 400 équipé

Caisson monobloc en aluminium très robuste. Équipé de :
- 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs à lèvres
- 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
Dim. L 55,8 x P 58,3 x H 111,5 cm. Existe en version 600 x 400. En option : identification du service.

Réf : 8Y144H100.U2

A partir de **2.515,00€**

Chariot rouge garance.



mdose
by Multiroir

Chariot de soins

Habillage en aluminium et inox. Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés. Roues doubles de 10 cm dont 2 à freins et antistatiques.

Inclus : 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.

Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm.

5 tiroirs.

Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63002

1.879,00€



mdose
by Multiroir

Chariot de soins 2 tiroirs

Habillage extérieur en aluminium composite.

Plan de travail en ABS 4 côtés. Roues doubles dont 2 à freins et 2 antistatiques.

Equipement de série : 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.

Dim. L 65 x P 48 x H 87 cm.

Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63004

1.405,00€



PROMOTAL

Chariot d'urgence Avalo Series

Panneaux en polyéthylène haute densité résistant aux tâches et aux rayures. Système de verrouillage centralisé par poignée.

5 ou 6 tiroirs (l 55 x P 45 cm) à sortie totale avec amortisseurs.

Livré avec : planche à massage cardiaque, support monitoring, tige porte-sérum 2 crochets, support bouteille à oxygène.

Dim. L 79 x P 61 x H 100 ou 110 cm.

Différents accessoires en option.

Garantie : 2 ans.

Réf : CAPH1001

A partir de **3.140,00€**



NOUVEAUTE
2022

PROMOTAL

Chariot informatique Essential Laptop

Station de travail mobile pour ordinateur portable 14 pouces max.

Rangement pour ordinateur portable verrouillable avec clef, 2 plateaux de rangement (dim. l 47 x P 30,6 cm), 3 bacs de rangement, roulettes à frein.

Dim. surface de travail : l 61 x P 47 cm.

Hauteur variable à la main de 75 à 117 cm.

Poids max. : 15 kg.

Réf : TCH2004

A partir de **1.461,00€**



SAINT ROMAIN
ÉQUIPEMENT

Chariot sacs à linge accrochables

Structure inox.

Système d'accrochage. Livré sans sac.

Roues Ø10 cm.

Dim. L 48 x H 110 x P 56 cm.

Coloris bleu, jaune, framboise ou vert.

Réf : 010065

Chariot bleu.

475,00€



NOUVEAUTE
2022

PROMOTAL

Chariot de télé-médecine Panoramic

Station de travail mobile avec bras articulé 360° pour écran LCD 24".

Tiroir de rangement à l'avant, support accessoires médicaux, poignée de guidage à l'avant, support clavier, panier de rangement arrière, roulettes à frein.

Fixation pour PC NUC et batterie, support pour PC et imprimantes.

Pour batteries compactes ou ultra compactes.

Plateau de support souris traversant pour droitier et gaucher.

Hauteur variable de 77 à 102 cm.

Garantie : 2 ans.

Réf : THC1006

A partir de **2.652,00€**



SAINT ROMAIN
ÉQUIPEMENT

Chariot à linge avec couvercle

Chariot à linge époxy, couvercle.

Structure tube 2,5 cm.

Chariots vendus avec leurs sacs avec poignées de fond.

Fermeture du sac par lacet nylon type «fix lock».

Roues chromées sans frein.

4 coloris pour faciliter le tri du linge : vert, orange, bleu ou gris.

Ⓐ Modèle simple : H 1030 x L 500 x P 550 mm.

Réf : 010070

475,00€

Ⓑ Modèle double : H 1030 x L 900 x P 550 mm.

Réf : 010080

675,00€



Chariot à portes PRATICIMA

Chariot de distribution du linge.
Existe en 2 ou 3 niveaux.
Dim. L 74 x l 53,5 x H 100 cm.
Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Chariot 2 niveaux à portes.

Réf : AJ12000

1.056,00€

Ⓑ Collecteur à pinces pour sac de 70 à 120 litres.

Réf : AB11080

470,00€

Ⓒ Adaptation amovible pour chariot de distribution.

Réf : AB04004

152,00€



Chariot support-sac PRATICIMA

Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc.
Couvercle avec charnières intégrées et bandage caoutchouc non tâchant.
Structure en alliage d'aluminium anodisé et socle en acier traité, 4 roues
Ø7,5 cm. Livré sans sac.
Dim. P 41 x H 89 cm.

Coloris couvercles : blanc, bleu, vert, jaune ou rouge.

Ⓐ Chariot 1 sac avec couvercle et pédale, largeur 38 cm.

Réf : AB12142

282,00€

Ⓑ Chariot 2 sacs avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.

Réf : AB12152

492,00€

Ⓒ Chariot 3 sacs avec couvercles, largeur 118 cm.

Réf : AB12161

629,00€

Ⓓ Chariot 4 sacs en ligne avec couvercles et pédales, largeur 157,5 cm.

Réf : AB12172

915,00€

Ⓔ Chariot 4 sacs dos à dos avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.

Réf : AB12182

986,00€

Ⓕ Sac à linge uni, coloris jaune, vert, rouge ou bleu.

Réf : AB29370

19,00€



Chariot Distri linge

Montants en tube chromé Ø2,5 cm. 4 roues
Ø12,5 cm dont 2 à frein.
Séparateurs (quantité en fonction du module).
Dim. P 45,7 x H 172,5 cm.
Option : poignée.

Ⓐ 4 étagères - 10 patients - largeur 76,7 cm.

Réf : AH10200

486,00€

Ⓑ 5 étagères - 15 patients - largeur 91,5 cm.

Réf : AH10201

549,00€

Ⓒ 6 étagères - 20 patients - largeur 122 cm.

Réf : AH10202

665,00€

Ⓓ 7 étagères - 25 patients - largeur 152,5 cm.

Réf : AH10203

795,00€



Chariot de change PRATICIMA

Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 30 patients. Inclus : 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 (classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de côté.
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise ou myrtille.

Ⓐ Chariot mini ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.

Réf : 8P200XX

670,90€

Ⓑ Chariot classic ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.

Roue motorisée et trieur de change en option.

Réf : 8P100XX

A partir de **712,50€**

Ⓒ Chariot mini fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.

Réf : 8P200XX_P

1.053,00€

Ⓓ Chariot classic fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.

Réf : 8P100XX_P

1.145,00€





Chariot monobloc

Capacité au choix :

- 12 plateaux 53 x 32,5 cm + 2 bacs (H 10 cm)
- 24 plateaux 32,5 x 26,5 cm + 2 bacs (H 10 cm)
- 14 plateaux 53 x 32,5 cm
- 28 plateaux 32,5 x 26,5 cm.

Espace entre glissières : 9,8 cm.
4 roues composite.
2 poignées en inox.
Coloris noir, bleu ou framboise.

Réf : 013000
Chariot noir.

1.875,00€



Chariot modulaire

Capacité au choix :

- 12 plateaux 1/1 + 2 bacs
- 14 plateaux 1/1
- 24 plateaux 1/2 + 2 bacs (H 10 cm)
- 28 plateaux 1/2

Roues composite Ø12,5 cm.
2 poignées inox.
Dim. L 105,5 x H 111,5 x P 65 cm.
Matériau composite. Poids 40 kg.
Coloris bleu, rose ou orange.

Réf : 014000
Chariot bleu.

1.959,00€



Chariot inox

Capacité de stockage : 21 plateaux 53 x 32,5 cm ou 42 plateaux 32,5 x 26,5 cm.
Espace entre glissières : 9,8 cm.
Structure inox carré 2,5 cm, plateau inox épaisseur 15/10^{ème} insonorisé avec une mousse alvéolite alimentaire.
Roues composite sans frein.
Avec ou sans habillage.
Portes bleues, vertes ou framboises.
Plusieurs options sur demande.

Ⓐ Chariot sans habillage sans porte.

Réf : 011012

2.039,00€

Ⓑ Chariot avec habillages côtés + fond + 6 portes bleues.

Réf : 011010

3.179,00€



Chariot inox avec habillage

Capacité au choix :

- 8 bacs GN 1/1 (H 10 cm)
- 14 plateaux GN 1/1
- 28 plateaux GN 1/2

Espaces entre glissières : 9,8 cm.
Roues composite sans frein Ø12,5 cm.
Chariot 4 portes.
Dim. H 102 x L 81 x P 61 cm.

Réf : 011020

2.185,00€

Chariot avec portes bleues.



PROMOTAL

PROMOTAL

Chaise de transfert Swifi

Fauteuil Tweegy 2

Structure en tôle acier électrozingué avec finition époxy blanc crème RAL 9001.
Poignée de poussée ergonomique, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotables.
Roues arrière Ø30 cm avec freinage centralisé, avant antistatique Ø10 cm avec roulement à billes, pare-chocs sur roues avant.
Largeur sellerie 50 cm.
Hauteur d'assise de 52 cm. Encastrable.
Poids max. : 200 kg.
Coloris jaune, bonbon, raisin, bleu, obscure ou marine.

Réf : 60140-01 A partir de **1.289,00€**

Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy gris nuage.
Poignée de poussée, assise et dossier.
Panier à vêtements, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotable par commande bilatérale, pare-chocs annulaire avant.
Poids max. : 200 kg.
Revêtement classe anti-feu M1.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Chaise de transfert.

Réf : 30130-02

1.229,00€

Ⓑ Appui-tête pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30141-01

195,00€

Ⓒ Repose-jambes amovible pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30149-01

375,00€



PROMOTAL

Chariot de douche Océa II

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm, commande de pompage bilatérale.
Structure en acier avec traitement anticorrosion (cataphorèse), finition époxy gris.
Plateau ABS LISSE.
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.
Tuyau d'évacuation (Ø6 cm) avec bouchon et collier de maintien.
Coussin repose-tête amovible.
4 amortisseurs de chocs, 4 roues Ø15 cm dont 3 à freins et 1 directionnelle.
Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau.
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 2392-01).
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dessus fixe.

Réf : 2390-01

4.545,00€

Ⓑ Dessus inclinable.

Réf : 2392-01

4.739,00€



PROMOTAL

Brancard de transfert Elineo bi plan

Hauteur variable de 57 à 90 cm.
Pro/Déclive accessible par commandes bilatérales.
4 roues Ø20 cm à freinage centralisé.
Couchage disponible en L 190 ou 205 cm et l 66 ou 75 cm. Matelas à choisir séparément.
Garantie : 2 ans.

Réf : 15245-10M A partir de **5.119,00€**
Couchage 190 x 66 cm.



Chariot de douche

SOTEC

HxCare

MAD - HÉBERGEMENT

Hauteur variable hydraulique de 50 à 100 cm, commande bilatérale.
Structure tube, finition époxy (gris RAL 7035).
Poignée de poussée en pieds.
Plan de couchage en stratifié compact incliné.
4 roues à frein Ø15 cm.
Matelas intégral et coussin de tête amovible.
Barrières latérales escamotables.
Tête et pieds amovibles.
Options : freinage centralisé, proclive/déclive.
Garantie : 2 ans, chariot 2 ans, matelas 1 an.

Réf : 2011-00001

3.095,00€



WIN CARE

Fauteuil de douche Triton

Fonctionnement indépendant de la hauteur variable (54 à 95 cm) et de l'inclinaison de l'assise.
Mémoire de 2 positions facilitant le travail quotidien des soignants.
Accoudoirs escamotables et poignées de manipulation.
Seau rond avec couvercle.
Autonomie : 80 à 100 cycles.
Poids max. : 150 kg.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 044-00051FR

4.490,00€