



Chapitre **MOBILITÉ**

Fauteuils manuels.....	144 à 151
Fauteuils électriques	152 à 156
Kits de motorisation	157
Fauteuils de verticalisation	158
Fauteuils de sport.....	159
Aides à la posture assise	160 à 165
Rampes d'accès	166
Gamme pédiatrique	167 à 169
Scoters	170 à 171
Tricycles	172
Aides à la marche	173 à 176



Stan 

Fauteuil de transfert bronze en aluminium.
Très léger, peu encombrant et facile à replier.
2 systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur.
5 poches de rangement.
Livré avec ceinture ventrale.
Assise : P 42,5 x H 45 cm.
Poids : à partir de 10,5 kg.
Poids max. : 115 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Largeur d'assise 40 cm.

. Réf : M28000700-BR20

356,94€

Ⓑ Largeur d'assise 43 cm.

. Réf : M28000300-BR20

356,94€

Ⓒ Largeur d'assise 48 cm.

. Réf : M28000900-BR20

356,94€

Ⓓ Largeur d'assise 51 cm.

. Réf : M28000500-BR20

356,94€



Stan'Ultra 

Fauteuil de transfert en aluminium rouge métallisé,
pliant, léger et peu encombrant.
Avec accoudoirs relevables multi positions.
Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.
2 systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur.
5 poches de rangement.
Livré avec ceinture ventrale.
4 largeurs d'assise : 40 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 40 cm.
Hauteur d'assise : 45 ou 50 cm.
Poids : à partir de 12,1 kg.
Poids max. : 115 à 150 kg.

Ⓐ Largeur d'assise 40 cm.

. Réf : M28001600

A partir de **356,94€**

Ⓑ Largeur d'assise 43 cm.

. Réf : M28001700

A partir de **356,94€**

Ⓒ Largeur d'assise 48 cm.

. Réf : M28001800

A partir de **356,94€**

Ⓓ Largeur d'assise 51 cm.

. Réf : M28001900

A partir de **356,94€**



Alu Lite



Fauteuil de transfert bleu en aluminium, pliant par croisillon.
Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur.
Accoudoirs à manchette longue.
Potences escamotables vers l'extérieur.
Ceinture de maintien à boucle.
Assise : P 43 x H 49 cm.
2 largeurs d'assise : 41 ou 46 cm.
Poids : 11 kg.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1517738

356,94€

Largeur d'assise 46 cm.



Bobby 

Fauteuil de transfert léger, compact et pliant avec dossier
pliant à mi-hauteur.
Repose-pieds escamotables et amovibles.
Possibilité d'installer des repose-jambes.
2 freins séparés de parking.
Ceinture de sécurité.
2 largeurs d'assise : 42 ou 48 cm.
Assise : P 42 x H 50 cm.
Poids : à partir de 9,40 kg.
Poids max. : 115 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : BOBBY

A partir de **356,94€**



Aliv'Up 

Fauteuil de transfert disposant d'accoudoirs
escamotables facilitant l'accès latéral, d'un repose
pieds amovible et réglable en hauteur, d'un dossier
et châssis pliant et d'un frein parking.
Hauteur d'assise : 46 cm.
Hauteur totale : 96 cm.
3 largeurs d'assise : 39,5, 43 ou 48 cm.
Poids : 13 kg.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : 700114

A partir de **356,94€**



Action®1 R

Fauteuil standard en acier.
Pliant par croisillon simple à profilé.
Dossier fixe, hauteur 43 cm.
Toiles d'assise et de dossier en nylon noir rembourrées. Poignées à pousser fixes.
Accoudoirs relevables et amovibles sans outil.
Roues arrière 24" et pneumatique noir.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
Profondeur d'assise : 42,5 cm.
Hauteur d'assise : 50 cm.
Poids : à partir de 17,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Existe en version avec freins tambour (roues 24" bandage noir et coloris gris perle).
Garantie : 2 ans.

. Réf : DK1640971

558,99€

Action®2 NG

Fauteuil medium actif pliant en aluminium par croisillon.
Dossier inclinable par crémaillères ou fixe.
Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 40 à 42,5 cm.
Bandage noir pour les roues avant et arrière.
Nouvelle configuration : supports de fourches réglables en angle et nouvelles platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales.
5 largeurs d'assise : 40,5 à 50,5 cm.
Hauteur d'assise : 48,5 cm, réglable à 51/46 et 43,5 cm.
Poids : à partir de 16,2 kg.
Poids max. : 125 kg.
Coloris gris argent.
Garantie : 2 ans.

. Réf : BR1538209

558,99€

Dossier fixe.

Action®3 NG Light Xtra

Fauteuil medium actif le plus léger. Pliant par croisillon.
Version suréquipée avec dossier réglable en tension 4 sangles et toile bi-matière.
Paire de gouttières et de roulettes anti-bascule.
Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG.
Kit de transport.
7 largeurs d'assise : 38 à 55,5 cm.
3 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 13 kg.
Poids max. : 125 kg.
9 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : CEW0031

878,77€

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CEW0036

923,43€

Ⓒ Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle.

. Réf : CEW0041

923,43€



Action®3 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par croisillon simple profilé.
Dossier inclinable par vérins ou crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Toile de dossier réglable en tension.
Roues avant et arrière en bandage noir non marquant de série.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,2 kg.
Poids max. : 125 kg.
6 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : CEB0031

558,99€

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CEB0036

603,65€

Ⓒ Dossier inclinable.

. Réf : CEB0041

603,65€

Action®4 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double croisillons profilés.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques ou crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur.
Toile de dossier réglable en tension (standard).
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
Roues avant bandage noir non marquant.
Roulette anti-bascule à droite sans supplément.
7 largeurs d'assise : de 38 à 55,5 cm.
4 profondeurs d'assise : 40 à 55 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
8 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : CKB0031

558,99€

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CKB0036

603,65€

Ⓒ Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques de 0° à 30°.

. Réf : CKB0041

603,65€

Action®3 NG Levier Pendulaire

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par simple croisillon profilé.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques sans supplément.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
3 hauteurs d'assise : 46 à 51 cm.
Poids : à partir de 18 kg.
Poids max. : 125 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : CEI0031

558,99€

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CEI0036

603,65€

Ⓒ Dossier inclinable.

. Réf : CEI0041

603,65€

Ⓓ Commande à droite (ou gauche).

. Réf : CEI0160

1.136,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Novo Light

Fauteuil standard léger pliable en aluminium et confortable.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères.
Accoudoirs relevables et potences escamotables.
Roues arrière 24" et roues avant 6".
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm.
Hauteur d'assise : 45 à 50 cm.
Poids : à partir de 13,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
Coloris bronze.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : M12301000

A partir de **558,99€**

Ⓑ Dossier inclinable.

. Réf : M12302000

A partir de **603,65€**



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Alto + NV

Fauteuil standard léger en aluminium.
Réglages multiples : hauteur d'accoudoirs, hauteur et inclinaison des palettes repose-pieds, position des roues, etc.
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 39 à 46 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 50 cm.
Poids : à partir de 14,3 kg.
Poids max. : 115 kg.
Coloris bleu.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : M12723600

558,99€

Ⓑ Dossier inclinable par compas.

. Réf : M12724600

603,65€



Style X Ultra

SUNRISE
MEDICAL

Fauteuil medium actif, en aluminium.
Configurable pour des besoins patients spécifiques. Rigidité extrême grâce aux châssis innovants. Hautement réglable. Dossier fixe et inclinable par vérins à gaz. Version dossier inclinable : roulettes anti-bascule et tendeur de dossier de série. Câbles d'inclinaison intégrés dans les tubes de dossier. Toiles de dossier réglables en tension de 4 à 7 sangles, bi-matière ou non.
6 largeurs d'assise : 38 à 52 cm.
3 profondeurs d'assise : 41 à 46 cm.
Poids : à partir de 14,7 kg.
Poids max. : 150 kg.
Existe en version Style X avec options limitées (idéal pour la collectivité et la location).
5 coloris au choix.
Garantie : 5 ans (châssis et croisillon).

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : BRU030122_ULTRA

558,99€

Ⓑ Dossier inclinable.

. Réf : BRU030014_ULTRA

603,65€

Ⓒ Dossier cassant mi-hauteur.

. Réf : BRU030101_ULTRA

603,65€



D200

Fauteuil standard léger en aluminium.
Dossier fixe ou inclinable.
Siège ajustable en hauteur sur 3 positions.
Poignées de poussée ajustables en hauteur.
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et profondeur.
Repose-pieds escamotables et amovibles.
8 largeurs d'assise : 38 à 52 cm.
Assise : P 43 x H 47-53 cm.
Poids : 16,8 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : D200

558,99€

Ⓑ Dossier inclinable à 30°.

. Réf : D20030

603,65€



V500

Fauteuil standard léger et pliant.
Assise et dossier réglables en tension.
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
Accoudoirs amovibles et rabattables en hauteur.
6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm.
4 profondeurs d'assise : 38 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 44 à 53 cm.
Poids : 15,2 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : V500

558,99€

Ⓑ Dossier inclinable à 30°.

. Réf : V50030

603,65€



V300

Fauteuil standard léger mixte et pliant.
Toile de dossier et d'assise réglable en tension.
Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur et profondeur.
Repose-pieds amovibles et rabattables.
Livré avec coussin de siège et coussin de dossier.
9 largeurs d'assise : 39 à 60 cm.
5 profondeurs d'assise : 44 à 52 cm.
4 hauteurs d'assise : 44 à 53 cm.
Version XXL : l 53-60 x P 49-53 cm.
Poids : 17,7 kg.
Poids max. : 130 kg ou 170 kg en version XXL.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : V300

558,99€

Ⓑ Dossier inclinable à 30°.

. Réf : V30030

603,65€



V500 XR

Fauteuil léger au design moderne et avec assise réglable en profondeur.
Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur.
Assise et dossier réglables en tension.
6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm.
4 profondeurs d'assise : 44 à 50 cm.
4 hauteurs d'assise : 44 à 53 cm.
Poids : à partir de 14 kg.
Poids max. : 130 kg.
3 coloris au choix.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : V500XR

885,15€



Sixi RUPIANI

Fauteuil pliant 6 roues à suspensions, offrant un réglage personnalisé d'inclinaison d'assise.
Châssis unique en aluminium avec double croisillon permettant toutes les configurations.
Inclinaison de dossier réglable par outil, ajustable en hauteur, largeur et profondeur. Dossier souple à tension réglable.
Système breveté de suspensions et de réglage de l'angle d'assise.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
5 profondeurs d'assise : 40 à 50 cm.
4 hauteurs d'assise : 40,5 à 48 cm.
Poids max. : 125 kg.

. Réf : FMS1019

1.013,97€



Action[®]5



Yes, you can.

Fauteuil actif en aluminium, système de pliage horizontal par ailettes en H breveté, à potences fixes ou escamotables.
3 types de dossiers : fixe, réglable en angle ou rabattable et réglable en angle.
Ultra configurable.
7 largeurs d'assise : 38 à 53 cm.
5 profondeurs d'assise : 40 à 50 cm.
5 hauteurs d'assise arrière : 38,5 à 48,5 cm.
Poids : à partir de 12,3 kg.
Poids max. : 130 kg.
Disponible en version à cadre rigide (Action5 Rigid).
Garantie : 2 ans.

. Réf : SJC0110

Dossier fixe.

A partir de 1.624,00€



Quickie® Life

Fauteuil actif et pliant.
Dossier fixe, cassant, réglable en angle ou rabattable sur l'assise.
Toile de dossier EXO EVO réglable en tension et ultra confortable grâce à une mousse interne épaisse, d'un revêtement doux et flexible pour un meilleur pliage du fauteuil.
Potences escamotables. Existe en potences fixes.
Divers choix d'accoudoirs et protège-vêtements.
8 largeurs d'assise : 36 à 50 cm.
8 profondeurs d'assise : 36 à 50 cm.
Hauteur d'assise avant et arrière réglable.
5 hauteurs de dossier : 25 à 50 cm.
Poids : à partir de 12,6 kg.
Poids max. : 140 kg.
Nombreux coloris au choix.
En option : dossiers et coussins Jay montés.
Existe en version adolescent Quickie Life T.
Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Dossier fixe. **1.592,00€**
Réf : 07200100 - PE - DF
- Ⓑ Dossier réglable en angle. **1.698,00€**
Réf : 07200100 - PE - DR
- Ⓒ Dossier cassant mi-hauteur. **1.698,00€**
Réf : 07200100 - PE - DC



Trigo S - Trigo T

Actif léger, adaptable et pliable, avec repose-pieds fixe.
Dossier fixe, réglable ou rabattable et réglable en inclinaison.
Roues arrière sportives et modernes.
Roues avant ajustables en hauteur de 3" à 6".
Freins accessibles facilement.
Carrossage des roues réglable directement sur le fauteuil (Trigo T).
11 largeurs d'assise : 30 à 50 cm.
11 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm.
Hauteur d'assise réglable à l'avant et à l'arrière.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 130 kg.

- Ⓐ Trigo S. **1.955,74€**
Réf : TRIGO-S A partir de
- Ⓑ Trigo T. **1.955,74€**
Réf : TRIGO-T A partir de




Quickie Neon²

Fauteuil actif en aluminium.
Pliant et léger à potences escamotables et amovibles.
Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur l'assise en option.
Toiles de dossier et d'assise réglables en tension.
Roues arrière de 22" à 26".
11 largeurs d'assise : 30 à 42 cm (châssis standard), 44 à 50 cm (châssis renforcé).
9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm.
Hauteurs de dossier : 25 à 47,5 cm.
Poids : à partir de 11,5 kg.
Poids max. : 120 kg (châssis standard), 140 kg (châssis renforcé).
Nombreux coloris au choix.
En option : dossiers et coussins Jay montés.
Garantie : 2 ans.

· Réf : 05300001 A partir de **2.091,00€**



Yes, you can. 

Küschall Compact version 2.0

Fauteuil actif pliant par croisillon.
Châssis en aluminium avec tubes hydroformés.
Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
Potences escamotables ou fixes.
12 largeurs d'assise : 28 à 50 cm.
10 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm.
17 hauteurs d'assise avant : 37 à 53 cm.
14 hauteurs d'assise arrière : 37 à 50 cm.
Poids : à partir de 10,5 kg (potences escamotables) et de 9,6 kg (potences fixes).
Poids max. : 130 kg.
En option : dossier rabattable et dossiers Matrix montés.
Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Dossier fixe. **2.761,00€**
Réf : DCA0100
- Ⓑ Dossier réglable en angle. **2.921,00€**
Réf : DCA0110
- Ⓒ Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise. **2.975,00€**
Réf : DCA0120




 **SUNRISE MEDICAL.**

Quickie Xenon² - Xenon² SA

Fauteuil actif pliant en aluminium avec tubes hydroformés.
Ultraléger, lignes modernes et épurées.
Dossier fixe, réglable en angle, rabattable sur l'assise.
Verrou de pliage de série : transport aisé.
Versions disponibles : potences fixes châssis standard (Xenon²), potences escamotables (Xenon² SA) ou potences fixes châssis renforcé (Xenon² Hybrid).
8 largeurs d'assise : 32 à 46 cm + 48 cm ou 50 cm (Xenon² Hybrid et Xenon² SA).
9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm.
Hauteur d'assise avant 43 à 56 cm, arrière 37 à 50 cm.
Poids : à partir de 8,8 kg (Xenon²), 9,3 kg (Xenon² Hybrid) et 10,3 kg (Xenon² SA).
Poids max. : 110 kg (Xenon²), 125 kg (Xenon² SA), 140 kg (Xenon² Hybrid).
En option : dossiers et coussins Jay montés.
Garantie : 2 ans.

· Réf : 76800001 A partir de **2.725,00€**
Xenon².



Yes, you can. 

Küschall Champion version 2.0

Fauteuil actif en aluminium avec tubes hydroformés.
Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise de série.
7 largeurs d'assise : 36 à 48 cm.
8 profondeurs d'assise : 34 à 48 cm.
10 hauteurs d'assise avant : 45 à 54 cm.
10 hauteurs d'assise arrière : 39 à 48 cm.
Poids : à partir de 9,2 kg.
Poids max. : 120 kg.
5 coloris au choix et 8 coloris en option.
Version SK : châssis avant rabattable sous l'assise.
Garantie : 2 ans.

· Réf : DHA0031 **3.827,00€**



Quickie Argon²

Fauteuil actif à cadre rigide aux multiples réglages. Dossier réglable en angle, rabattable ou non sur l'assise. Fourche carbotecture et tube hydroformé. Supports d'axe renforcés.
 11 largeurs d'assise: de 30 à 50 cm.
 11 profondeurs d'assise: de 32 à 52 cm.
 8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
 19 hauteurs d'assise arrière : 34 à 52 cm.
 Poids : à partir de 9 kg.
 Poids max. : 125/140 kg.
 Nombreux coloris au choix.
 Nombreuses options spéciales «actifs».
 Garantie : 2 ans.

. Réf : 65100000 A partir de **2.047,00€**



Quickie Nitrum

Fauteuil ultra-réactif à cadre rigide en aluminium avec tubes hydroformés le plus léger de sa catégorie (7,5 kg). Support de fourche unique. Position des fourches optimisée. Dossier réglable en angle, rabattable ou non sur l'assise. Nouvelle option de dossier "Twist-Lock" mécanisme breveté.
 10 largeurs d'assise : 32 à 50 cm.
 9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm.
 Poids : à partir de 7,5 kg.
 Poids max. : 125 kg.
 Nombreux coloris au choix.
 En option : double verrouillage sur l'assise, lumières LED sur les supports de fourches pour une fonction sécurité.
 Large gamme d'options et accessoires.
 Existe en version soudée Nitrum Pro et version Hybrid.
 Garantie : 2 ans.

. Réf : 66000001 **3.088,00€**



Quickie Krypton R - Krypton F

Fauteuil actif à cadre carbone rigide. Ultraléger, ultra-rigide et réglable. Performances de conduite, réactivité rapide et directe pour un minimum d'effort. Design et lignes très épurées. Angles de châssis : 100° - 92°. Angle du dossier, hauteur d'assise avant/arrière et centre de gravité réglables.
 8 largeurs d'assise : 32 à 46 cm.
 8 profondeurs d'assise : 34 à 48 cm.
 Poids : à partir de 6,2 kg.
 Poids max. : 125 kg (Krypton R), 110 kg (Krypton F).
 Plusieurs finitions au choix.
 Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Krypton R, châssis rigide. **4.590,00€**
- . Réf : 77000001
- Ⓑ Krypton F, châssis pliant. **4.708,00€**
- . Réf : 77100001



RGK Tiga

Fauteuil actif en aluminium 7020. Conçu 100% personnalisé, au millimètre près. Châssis rigides : ouvert ou fermé. Centre de gravité fixe ou réglable. Dossier fixe ou rabattable sur l'assise. Look moderne et sportif. Largeurs et profondeurs d'assise : 25 à 50 cm. Poids : à partir de 6,5 kg. Poids max. : 125 kg. Nombreux accessoires au choix. Version Tiga FX : châssis avant rabattable pour une compacité maximale. Garantie : 2 ans.

. Réf : TGAXZ010 **5.452,00€**



Kuschall K-Series version 2.0

Fauteuil actif léger en aluminium. Châssis rigide aluminium 75° et 90° avec ou sans avant rétréci. Dossier rabattable et réglable en angle.
 10 largeurs d'assise : 32 à 50 cm.
 8 profondeurs d'assise : 35 à 52,5 cm.
 8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
 11 hauteurs d'assise arrière : 39 à 49 cm.
 Poids : à partir de 7,8 kg.
 Poids max. : 130 kg.
 En option : dossiers Matrx montés.
 Garantie : 2 ans.

. Réf : DKA0067 **2.931,00€**



Kuschall KSL version 2.0 Yes, you can.

Fauteuil actif et léger. Châssis rigide en aluminium avec tubes hydroformés. Dossier rabattable et réglable en angle. Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
 6 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
 5 profondeurs d'assise : 38,5 à 48,5 cm.
 9 hauteurs d'assise avant : 45 à 53 cm.
 9 hauteurs d'assise arrière : 40 à 48 cm.
 Poids : à partir de 6,8 kg.
 Poids max. : 100 kg.
 Garantie : 2 ans.

- Ⓐ Dossier fixe. **4.573,00€**
- . Réf : DSA0100
- Ⓑ Dossier réglable en angle et rabattable. **4.786,00€**
- . Réf : DSA0120



Action®3 NG RC Rocking Chair Plus

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°. 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès au mains courantes. 6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm. 2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm. 2 hauteurs d'assise : 46 à 48,5 cm. Poids : à partir de 17,6 kg. Poids max. : 125 kg. Option Pack Comfort : un dossier inclinable par vérins hauteur 51 cm avec coque de dossier rigide et amovible + un coussin de dossier Laguna + une paire de repose-jambes avec palettes réglables. Disponible également en version Matrx ou version «classique». Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier inclinable, compatible avec le Pack Comfort.

. Réf : CEV0041

986,84€

Ⓑ Pack Comfort.

. Réf : CEV0060

246,42€



Rea® Azalea® Family

Large gamme de fauteuils de confort offrant de nombreuses options pour une personnalisation optimale.

Possibilités d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise.

Système d'assise réglable en largeur et profondeur.

S'adaptent aux différentes morphologies.

Garantie : 2 ans.

Ⓐ Rea® Azalea®.

. Réf : BNA0010

1.233,26€

Ⓑ Rea® Azalea® Tall.

. Réf : BNH0019

1.861,00€

Ⓒ Rea® Azalea® Minor.

. Réf : BNC0014

1.910,00€

Ⓓ Rea® Azalea® Max.

. Réf : BSA0010

5.558,00€



Rea® Clematis® Pro E-Tilt

Fauteuil en acier à châssis pliant avec inclinaisons électriques.

Assise et dossier inclinables par vérins électriques. Repose-jambes avec palettes articulées.

Appui nuque.

3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.

Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.

Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.

Poids : à partir de 35,5 kg.

Poids max. : 135 kg.

Garantie : 2 ans.

. Réf : SNC0002

994,48€



Yes, you can.®



Rea® Dahlia

Fauteuil en acier. Dossier réglable en angle mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 30° de série. Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur. Sangles talonnières.

Anti-basculés escamotables de série.

3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm.

Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.

7 hauteurs d'assise : 33 à 50 cm.

Poids : à partir de 35 kg.

Poids max. : 135 kg.

Version Matrx : dossier de positionnement et appui-tête Matrx.

Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dahlia 30° (modèle présenté).

. Réf : BVA0010

1.233,26€

Ⓑ Dahlia 30° Matrx.

. Réf : BVB0013

1.955,83€

Ⓒ Dahlia 45°.

. Réf : BXA0015

2.093,00€

Ⓓ Dahlia 45° Matrx.

. Réf : BXB0018

2.910,00€



Breezy® RelaX²

Fauteuil robuste. De série : appui-tête confort, dossier et coussin confort anatomique, repose-jambes avec coussinet confort et protection de genoux.
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz.
Poignées de poussée et accoudoirs réglables en hauteur.
3 largeurs d'assise : 41 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm (42-50 cm).
Hauteur d'assise : 47,5 cm (45-50 cm).
Poids : à partir de 34 kg.
Poids max. : 145 kg.
En option : gouttière hémiplégique.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 069000-000

948,38€



Inovys 2

Dossier inclinable proclive/déclive.
Assise et dossier inclinables par vérins d'assistance.
Maintenance parfaite : assise et dossier en Dartex.
Réglages :
- dossier : profondeur, hauteur, degré d'inclinaison ajustable.
- appui-tête : hauteur, profondeur, largeur.
- accoudoirs et repose-jambes : multiréglables.
Roues avant et arrière Krypton, axes à démontage rapide.
4 largeurs d'assise : 35 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 46 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 46 à 53 cm.
Poids : 36 kg.
Poids max. : 135 kg.
En option : accoudoirs enveloppants.
Existe en version dossier réglable en tension.
Garantie : 2 ans.

. Réf : INOVYSII

948,38€



Inovys 2 électrique

Fauteuil pliant.
Dossier inclinable proclive/déclive.
Assise et dossier inclinables par vérins électriques.
Roues arrière 24" Krypton.
Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête réglables en hauteur.
4 largeurs d'assise : 35 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 46 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 46 à 53 cm.
Poids max. : 135 kg.
Existe en version dossier réglable en tension.
Garantie : 2 ans.

. Réf : INOVYSII-E

A partir de **1.098,38€**



IDSoft Evolution

Fauteuil en acier multifonction.
Adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité de l'utilisateur.
Grande stabilité en inclinaison.
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz ou électriques.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 48 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 34,2 kg.
Poids max. : 140 kg.
Coloris bronze.
Plusieurs configurations et options disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Inclinaison par vérins.

. Réf : M10560100

948,38€

Ⓑ Version 1 moteur.

. Réf : M70552000

1.099,00€

Ⓒ Version 2 moteurs.

. Réf : M70552100

1.139,00€



Inéo Confort

Fauteuil de confort personnalisable, châssis en acier.
Réglages et adaptation en toute simplicité.
Inclinaison manuelle ou électrique.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 31,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
21 coloris au choix (1 microfibre et 20 PCV).
Plusieurs options disponibles.

. Réf : M10400100

A partir de **948,38€**

Inclinaison manuelle par vérins à gaz.



Weely Essentiel

De série : repose-jambes, appui-tête, dossier souple ajustable en tension s'adaptant parfaitement à la morphologie de l'utilisateur.
Structure adaptée au positionnement et installation aisée de toutes nos solutions de sièges de positionnement.
Bascule d'assise de 25°.
Poids max. : 140 kg.
Existe en version Podale.

. Réf : FMW60

948,38€



Esprit Action®



Yes, you can.®

Fauteuil électrique pliant par croisillon et démontable sans outils. Nouvelle génération encore plus compact et plus maniable et plus facile à démonter pour le transport.
Dossier inclinable 0 à 30° et réglable en tension.
Dossier rabattable sur l'assise en option.
Vitesse : 6 ou 8 km/h. Autonomie : +/-15 km avec batteries Gel 7,65 Ah.
Moteurs 2 x 110 W ou 2 x 150 W intégrés dans les roues arrière 14" pneumatique.
11 largeurs d'assise : 30,5 à 60,5 cm.
6 profondeurs d'assise : 32,5 à 50 cm.
2 hauteurs d'assise : 46 ou 48,5 cm.
Poids : à partir de 40,4 kg.
Poids max. : 80 kg simple croisillon ; 125 kg double croisillon.
5 coloris au choix avec touche de couleur jaune citron en option.
Garantie : 2 ans.

. Réf : SPC0110

3.487,95€



ERGO 08 L 2.0*

Fauteuil ultra-compact le plus innovant et réglable de sa catégorie (réglage complet : dossier, repose-pieds, accoudoirs, Joystick).
Pliage en moins de 3 secondes grâce à sa technologie ErgoDrive.
Inclinaison de dossier repensé.
Accoudoirs et repose-pieds réglables.
Double palettes réglable.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 30 km.
Assise : 138 x P 45 cm.
Poids : 25 kg.
Poids max. : 115 kg.
Disponible en 3 versions : Classic, Voyager et Prestige.
Nombreux accessoires en option.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ERGO-08L

A partir de 3.487,95€



Aviva RX20 AA1



Yes, you can.®

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice de seulement 56 cm avec batteries jusqu'à 73h.
Système de suspension CTC réglable.
Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h.
Moteurs : 4 pôles de série.
Electronique : LiNX.
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm.
Poids max. : 136 kg.
En option : nouveau système d'éclairage LED ultra lumineux.
Garantie : 2 ans.

. Réf : JBB0015

3.487,95€



ERGO 09 L*

Fauteuil compact pliable en 3 secondes.
Châssis en aluminium. Dossier inclinable en 5 positions.
Accoudoirs réglables en largeur. Joystick réglable en profondeur.
Repose-pieds ajustable.
Nouveau : bloc-moteur détachable en moins d'1 minute avec le System «Clip n'Go».
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km.
Batteries lithium-ion.
Assise : l 42 x P 45 x H 6 cm.
Poids : 28 kg.
Poids max. : 150 kg.
Existe en version Compact, Classic et XL.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ERGO-09L

A partir de 3.487,95€



Navix FWD / RWD



Fauteuil compact à roues motrices avant (FWD) ou arrière (RWD). Assise et dossier inclinables par vérins électriques.
Vitesse : 6 km/h. Moteurs : 2 x 220 W.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 38 à 48 cm.
3 hauteurs d'assise : 40 à 50 cm.
Poids : 79 kg.
Poids max. : 130 kg.
En option : lift.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Navix FWD version AA1.

. Réf : NAVIXFWDAA1 3.487,95€

Ⓑ Navix FWD version AA2.

. Réf : NAVIXFWDAA2 3.938,01€

Ⓒ Navix RWD version AA1.

. Réf : NAVIXRWDAA1 3.487,95€

Ⓓ Navix RWD version AA2.

. Réf : NAVIXRWDAA2 3.938,01€



WHILL Model C2



Fauteuil au design très élaboré à l'utilisation mixte.
Démontable très facilement en 3 parties.
Roues avant omnidirectionnelles.
Nombreux réglages de série. Application SmartPhone pour différents réglages.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 18 km. Moteurs : 2 x 150 W.
Franchissement : 5 cm.
Disponible en 3 tailles.
Poids : 52,8 kg.
Poids max. : 136 kg.
6 coloris au choix et 2 coloris de cache latérale en option.
Garantie : 2 ans.

. Réf : MODEL-C2

A partir de 6.200,00€



Quickie Q200 R

Base motrice propulsion ultra-compacte : 58 cm de largeur totale. Rayon de braquage réduit : 85 cm.
 Dossier rabattable sur l'assise à déverrouillage rapide de série.
 Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques.
 Appui-tête Whitmyer de série.
 Inclus : kit éclairage, relève-jambes électrique.
 Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 31 km.
 Moteurs : 2 pôles.
 Franchissement : 7 cm, 10 cm avec monte-trottoir.
 Electronique : VR2 ou R-NET.
 Largeur d'assise : 38 à 54 cm.
 Profondeur d'assise : 41 à 51 cm.
 Poids : à partir de 98 kg, 64 kg (sans batteries).
 Poids max. : 136 kg.
 4 coloris au choix.
 Crash testé selon ISO 7176-19 pour transport en véhicule.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QJR000022-AA1

3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QJR000022-AA2

3.938,01€



Quickie Q100 R

Base motrice propulsion avec suspensions. Ultra-compact, maniabilité optimale, conduite intuitive, stabilité, franchissement et confort.
 Système d'assise Sedeo Sling : toile réglable en tension. Bascule d'assise réglable par platine.
 Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise.
 Potences escamotables.
 Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 31 km (55 Ah).
 Franchissement : 7 cm, 10 cm avec monte-trottoir.
 Electronique : VR2.
 Largeur d'assise : 42 cm (réglable via les accoudoirs + 7 cm).
 Profondeur d'assise : 41 à 51 cm.
 Hauteur d'assise : 47 cm.
 Poids max. : 125 kg.
 3 coloris au choix.
 Accessoires : monte-trottoir et kit réglage de la hauteur d'assise.

. Réf : 22600100

A partir de **3.487,95€**



Quickie Q300 M Mini

Ultra compact, base motrice à partir de 52 cm de large. Rayon de giration : 56 cm.
 Système de suspensions. Système d'assise Sedeo Lite. Bascule d'assise manuelle ou électrique, dossier inclinable par vérin à gaz, électrique ou fixe. Dossier rabattable sur l'assise.
 Nouvelle fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé.
 Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 25 km (41 Ah) ou 35 km (56 Ah).
 Franchissement : 7 cm (roues 12,5") et 10 cm (roues 14").
 Electronique : R-Net.
 Largeur d'assise : 38,5 à 51 cm.
 Profondeur d'assise : 41 à 56 cm.
 Hauteur d'assise : à partir de 41 cm.
 Poids max. : 136 kg.
 Nombreux coloris au choix.
 En option : lift de 30 cm.
 Conforme au crash-test, testé avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QML000074-AA1

A partir de **3.487,95€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QML000074-AA2

A partir de **3.938,01€**



Forest 3 Initial

Fauteuil mixte au design attractif. Tenue de route et stabilité.
 Vitesse : 6 km/h.
 3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
 6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
 2 hauteurs d'assise : 41 et 47 cm.
 Poids : 133,5 kg.
 Poids max. : 130 kg.
 Plusieurs options disponibles.
 Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version non inclinable.

. Réf : FOREST3INITIAL **2.702,81€**

Ⓑ Version dossier inclinable à 30°.

. Réf : FOREST3INITIAL30 **2.781,77€**



Forest 3 Advance

Fauteuil mixte grâce à son palonnier articulé avant. Facilite le franchissement d'obstacles.
 Types et revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
 Accoudoirs réglables avec mémoire de position.
 Garde-boues.
 Vitesse : 6 ou 10 km/h.
 3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
 6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
 Hauteur d'assise : 41,5 à 46,5 cm.
 Poids : 139 kg.
 Poids patient max. : 130 kg.
 32 coloris au choix.
 Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : FOREST3ADVANCEAA1

3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : FOREST3ADVANCEAA2

3.938,01€



Sigma

Fauteuil mixte 6 roues très compact avec très large choix de configurations.
 Système de triple palonnier facilitant le franchissement d'obstacles (technologie All-Tracks).
 Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 35 km.
 Electronique : LINX.
 3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
 6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
 6 hauteurs d'assise : 43,5 à 49,5 cm.
 Poids : 139 kg.
 Poids max. : 140 kg.
 32 coloris au choix.
 En option : commande avec écran tactile.
 Autres options disponibles.

Ⓐ Version AA1 Light.

. Réf : SIGMAAA1LIGHT

A partir de **3.487,95€**

Ⓑ Version AA2 Light.

. Réf : SIGMAAA2LIGHT

A partir de **3.938,01€**



Quickie Q400 R Sedeo Lite

Base motrice 4 roues propulsion avec suspensions. Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés. Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques. Accoudoirs relevables et assises personnalisées. Potences de repose-pieds ou relève-jambes latéraux manuels ou électriques. Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé. Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. Electronique : R-Net LeD. Largeur d'assise : 38,5 cm à 51 cm. Profondeur d'assise : 41 cm à 51 cm. Poids : à partir de 130 kg. Poids max. : 136 kg. 4 coloris au choix. En option : lift de 30 cm. Nombreuses options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QPL000033-AA1

A partir de **3.487,95€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QPL000033-AA2

A partir de **3.938,01€**



Aviva RX20 AA2

Yes, you can.

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h. Assise Modulite avec bascules d'assise 20° et de dossier 30° électriques de série. Système de suspension CTC réglable. Vitesse : 6 ou 10 km/h. Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX. Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm. Poids max. : 136 kg. En option : nouveau système d'éclairage LED ultra lumineux et contrôle de trajectoire G-trac. Existe en version Aviva RX20 Plus avec équipement route ou repose-jambes électriques de série. Garantie : 2 ans.

. Réf : JBC0016

3.938,01€



Quickie Q400 M Sedeo Lite

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales avec suspensions. Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés. Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques. Accoudoirs relevables et assises personnalisées. Potences de repose-pieds ou relève-jambes latéraux manuels ou électriques. Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé. Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. Electronique : R-Net LeD. Largeur d'assise : 38,5 cm à 51 cm. Profondeur d'assise : 41 cm à 51 cm. Poids : à partir de 130 kg. Poids max. : 136 kg. 4 coloris au choix. En option : lift de 30 cm. Nombreuses options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QPL000031-AA1

A partir de **3.487,95€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QPL000031-AA2

A partir de **3.938,01€**



Aviva RX40

Yes, you can.

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h. Assise Modulite. Inclinaisons électriques de dossier et d'assise 30° de série (AA2). Système de suspension CTC réglable. Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h. Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX. Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm. Poids max. : 136 kg. En option : nouveau système d'éclairage LED lumineux 30 Lux de série et contrôle de trajectoire G-trac. Existe en version Modulite HD (poids max. 160 kg) et en version Teen (enfants et petits gabarits). Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : JBF0024

6.290,00€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : JBG0025

6.890,00€



Blazer

Compact, très maniable avec roues arrière motrices. Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur. Bascule d'assise électrique. Anti-bascule. Kit route à LED. Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 26 à 36 km. 3 largeurs d'assise : 42 à 50,5 cm. Profondeur d'assise : 42 à 50 cm. Hauteur d'assise : 44 cm. Poids : 99,5 kg. Poids max. : 136 kg. Coloris orange, bleu ou blanc. En option : tablette, poignée en L, chargeur USB.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : 11001

3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : 13002

3.938,01€



Aviva RX40 Ultra Low Maxx AA2

Yes, you can.

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h. Carénages châssis et jantes avec finition métallisée. Assise Ultra Low Maxx avec inclinaison d'assise électrique jusqu'à 50° et inclinaison de dossier électrique biomécanique jusqu'à 170°. Système de suspension CTC réglable. Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h. Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX. Assise : l 40,5-55,5 x P 40,5-58 x H à partir de 42 cm. Poids max. : 136 kg. En option : nouveau système d'éclairage LED ultra lumineux et contrôle de trajectoire G-trac. Garantie : 2 ans.

. Réf : JAA0016

11.990,00€



Quickie Q500 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. SpiderTrac breveté Quickie. Technologie anti-tangage, de série. Bascule d'assise et dossier, inclinable et rabattable sur l'assise, manuels ou électriques. Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Franchissement : 7,5 cm. Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 38 à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 à 56 cm. Poids : à partir de 140 kg. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix. En option : dossiers de positionnement JAY disponibles montés et lift 30 cm.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP000023-AA1 A partir de **5.337,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP000023-AA2 A partir de **6.026,00€**



Quickie Q500 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. Suspension Full Track. Roulettes anti-bascule. Technologie Leveler : système de palonnier. Bascule d'assise et dossier, inclinable et rabattable sur l'assise, manuels ou électriques. Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 38 à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 à 56 cm. Poids : à partir de 140 kg. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix. En option : dossiers de positionnement JAY disponibles montés et lift 30 cm.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP000029-AA1 A partir de **5.337,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP000029-AA2 A partir de **6.026,00€**



Quickie Q500 H Sedeo Pro

Base motrice HYBRIDE unique sur le marché. Propulsion arrière combinée avec la traction centrale. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. Dossier et assise inclinables manuellement ou électriquement. Dossier rabattable sur l'assise. Accoudoirs escamotables. Repose-pieds et relève-jambes latéraux. Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Franchissement : 8,5 cm. Electronique : R-Net LeD. Largeur d'assise : 38 cm à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 cm à 56 cm. Poids : à partir de 140 kg. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix. En option : lift 30 cm. Nombreuses options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP00030-AA1 A partir de **7.116,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP00030-AA2 A partir de **8.034,00€**



Quickie Q700 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. Ultra FullTrack Suspension System. SpiderTrac 2.0. de série. Technologie anti-tangage, de série et articulation des bras avant et arrière. Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Franchissement : 8 à 10 cm. Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 38 à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 à 60 cm. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix. En option : lift 30 cm.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000009-AA1 A partir de **7.116,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000009-AA2 A partir de **8.034,00€**



Quickie Q700 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques élevés à complexes. FullTrack Suspension System indépendante aux 4 roues. Technologie de stabilisation Leveler, de série. Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 38 à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 à 60 cm. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix. En option : lift 30 cm, module de contrôle de trajectoire, Gyro.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000018-AA1 A partir de **7.116,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000018-AA2 A partir de **8.034,00€**



Quickie Q700 F Sedeo Pro

Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°. Roues motrices à l'avant. Nouveau système de suspension entièrement indépendant. Module de contrôle de trajectoire Gyro de série. Nouvelles roulettes anti-bascule (5") articulées et suspendues. Fonction C-Me permet de se déplacer jusqu'à 4,5 km/h avec l'assise surélevée de 30 cm. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). Largeur d'assise : 38 à 56 cm. Profondeur d'assise : 40 à 60 cm. Hauteur d'assise : 41,5 à 49 cm. Poids max. : 160 kg. 7 coloris au choix.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000017-AA1 A partir de **7.948,00€**

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000017-AA2 A partir de **8.866,00€**



TDX® SP2NB AA1



Fauteuil 6 roues mixte.
Fonctions SureStep® ou Stability Lock de série.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 26 km.
Moteurs : 4 pôles 2 x 340 W de série.
Électronique : LINX.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Largeur de la base motrice : 61 cm.
Poids : à partir de 125 kg.
Poids max. : 150 kg.
En option : bascule d'assise électrique 20° ou 30°, contrôle de trajectoire G-Trac®.
Existe en version Premium avec de nombreux équipements de série et en version AA2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ARL0015

4.100,00€

Storm 4®



Fauteuil mixte avec roues arrière motrices.
Dossier et assise rigides ou réglables en tension.
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite Modulable.
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 suspensions, avant et arrière, réglables.
Vitesse : 6 ou 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h.
Électronique : LINX.
Assise : l 38-53 x P 41-51 cm.
Poids : 175 kg.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Storm 4® AA1.

. Réf : ATB0015

A partir de **8.273,00€**

Ⓑ Storm 4® X-plore™ AA1.

. Réf : ATB0018

A partir de **9.565,00€**

Ⓒ Storm 4® AA2.

. Réf : ATC0016

A partir de **10.374,00€**

Ⓓ Storm 4® X-plore™ AA2.

. Réf : ATC0019

A partir de **11.667,00€**

TDX® SP2 AA2 Modulite

Fauteuil 6 roues mixte. Assise Max avec largeur jusqu'à 71 cm.
Assise Modulite Standard, Modulable, Max et Ultra Low Maxx disponibles.
Fonctions SureStep® et Stability Lock de série pour une stabilité maximale.
Vitesse : 10 km/h (Durawatt) ou jusqu'à 12 km/h sans supplément. Moteurs : 2 x 340 W.
Électronique : LINX.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Poids : à partir de 154 kg.
Poids max. : 150 kg (10 km/h) ; 180 kg (6 et 8 km/h).
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm).
En option : contrôle de trajectoire G-Trac®.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ARJ0016

10.374,00€

Storm®4 Max AA2



Fauteuil mixte avec roues arrière motrices.
Dossier inclinable électriquement.
Inclinaison d'assise manuelle.
Vitesse : 6 km/h.
Électronique : LINX.
2 largeurs d'assise : 55 et 61 cm.
3 profondeurs d'assise : 56 à 63 cm.
2 hauteurs d'assise : 48 à 51 cm.
Poids : 190 kg.
Poids max. : 220 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : AWC0016

14.260,00€

Quickie Q700 F Sedeo Pro Advanced



Fauteuil multiposition. Base motrice 4 roues traction.
Positions d'assise : couchée, relax, bascule d'assise, liftée. Nouveau système d'assise biomécanique.
Application Remote Seating avec rappels de changement de position.
Dossier électrique à compensation sur 18 cm et jusqu'à 180° d'inclinaison. Bascule d'assise électrique jusqu'à 50°. Equipé des nouveaux coussin d'assise et de dossier JAY Syncra.
Vitesse : 6,8 et 10 km/h. Autonomie : 40 km (80 Ah).
Franchissement : 7 à 9 cm.
Électronique évolutive R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Nombreuses options au choix.

. Réf : 2310070F-000

A partir de **15.960,00€**

Quickie Q700 M Sedeo Pro Advanced



Fauteuil multiposition. Base motrice 6 roues, roues motrices centrales.
Positions d'assise : couchée, relax, bascule d'assise, liftée. Nouveau système d'assise biomécanique. Application Remote Seating avec rappels de changement de position.
Fonction C-Me, conduite à 4,8 km/h en position liftée.
Dossier électrique à compensation sur 18 cm et jusqu'à 180° d'inclinaison. Bascule d'assise électrique jusqu'à 50°.
Equipé des nouveaux coussin d'assise et de dossier JAY Syncra.
Vitesse : 6,8 et 10 km/h. Autonomie : 40 km (80 Ah). Franchissement : 7,5 cm.
Électronique évolutive R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Nombreuses options au choix.

. Réf : 2310070M-000

A partir de **16.128,00€**



Monte-escalier Scalamobil®

Poignées démontables, batterie intégrée, chargeur.
Freinage automatique en bordure de marche.
Hauteur max. des marches à franchir : 20 cm (S35), 25 cm (S38).
Kit de fixations et installation du kit pour fauteuil roulant inclus.
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
Garantie : 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Réf : 1520415 A partir de **7.300,00€**
Alber Scalamobil® S35.



Kit Powerstroll P9

S'adapte à la plupart des fauteuils manuels pliants.
Évite la poussée de la tierce-personne, celle-ci ne s'occupant que de la direction du fauteuil.
Très facile à débrayer pour permettre l'utilisation standard du fauteuil manuel.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 16 km.
Moteur : 150 W.

Réf : M22750000 **939,00€**



Alber Viamobil® V25

Dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce personne.
Motorisation complète avec poignée de commande ergonomique pour fauteuils manuels.
Adapté pour les pentes jusqu'à 18%.
Autonomie : 20 km. Batterie : 6,6 Ah.
Kit de fixations et installation du kit inclus.
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
Garantie : 2 ans.

Réf : 1521003 A partir de **4.539,00€**



Alber Smoov® One

Assistance électrique à la propulsion.
Motorisation de 7,2 kg qui se fixe et se retire facilement du fauteuil roulant.
Compatible avec fauteuils manuels à cadre rigide et fauteuils manuels pliants.
Moteur intégré dans la roue rotative à 360°.
Équipé d'une télécommande Bluetooth permettant de gérer l'accélération, le frein et l'arrêt de la motorisation.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batterie lithium : 6,4 Ah.
Poids max : 140 kg.
Montage effectué par tout prestataire.
En option : Pack Mobility Plus.
Garantie : 2 ans batteries incluses, hors pièces d'usure.

Réf : 1592897 A partir de **5.365,00€**
Vitesse : 6 km/h.



Alber E-fix® E35

Dispositif de propulsion électrique.
Motorisation complète, 2 roues motrices Ø22 ou 24", boîtier de commande programmable, batterie lithium 6 Ah, chargeur de batterie.
Roulettes anti-bascule avec béquille.
Kit de fixation et installation du kit inclus.
Compatible pour Action 3 NG, Action 4 NG, Küschall Compact et Ultra-Light.
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
En option : Pack Mobility Plus vitesse jusqu'à 8 km/h, GPS intégré, visualisation des appels et sms entrants, pilotage du fauteuil à distance.
Garantie : 2 ans batteries incluses hors pièces d'usure.

Réf : 1566180 A partir de **6.702,00€**



Alber E-Motion® M25

Assistance électrique à propulsion.
2 roues motorisées Ø22", 24" ou 25" légères, plus rapides et plus puissantes, équipées de mains-courantes.
2 batteries 4,3 Ah et chargeur.
Télécommande ECS incluse.
Kit de fixations et installation du kit inclus.
Montage réalisé par Invacare® ou revendeur agréé.
En option : Pack Mobility Plus vitesse jusqu'à 8,5 km/h, régulateur de vitesse, GPS intégré, pilotage à distance du fauteuil, analyse de la conduite.
Garantie : 2 ans batteries incluses, hors pièces d'usure.

Réf : 1592520 A partir de **7.783,00€**
E-Motion® M25, roues 22" (modèle présenté) avec le kit.



Ergo Stand



Fauteuil électrique verticalisateur avec système unique de siège S-ERGO breveté de Karma.
Idéal pour une utilisation en intérieur.
Conduite en position verticale.
Dossier électrique inclinable.
Accoudoirs réglables en hauteur et inclinables.
Vitesse : 9 km/h.
3 largeurs d'assise : 40 à 48 cm.
Poids : 83 kg.
Poids max. : 135 kg.

. Réf : 14000

5.187,48€NOUVEAUTE
2022

Quickie Q700-UP M

Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes aux 6 roues. Nouveau système d'assise Sedeo Pro Advanced Up pour des besoins cliniques élevés à complexes. Nouveau coussin d'assise s'adaptant aux mouvements du bassin et dossier JAY Syncra avec bord inférieur échanuré.

5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. Assise élévatrice de 20 cm de série. Possibilité de se déplacer en position debout. Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. Inclinaison de dossier électrique de 85° à 175° avec compensation de 18 cm. Franchissement : 7,5 cm. Module électrique de verticalisation : 0°- 80°. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 40 km (80 Ah). Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 40 à 50 cm. Profondeur d'assise : 40 à 54 cm. Poids max. : 120 kg. Base noire mat et 7 coloris au choix.

. Réf : 2320070M-000

24.164,00€

Forest III SU



Fauteuil électronique verticalisateur avec fonction Stand-up.
3 positions : position assise, verticale ou horizontale.
Dossier électrique inclinable.
PaLETTE repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule.
Éclairage avant et arrière de série.
Vitesse : 6 km/h. Batteries : 2 x 12 V - 80 Ah.
Moteurs : 2 x 220 W.
2 largeurs d'assise : 40 et 45 cm.
Poids : 165 kg.
Poids max. : 130 kg.
Version AA2.

. Réf : FOREST3SU

8.461,81€NOUVEAUTE
2022

Quickie Q700-UP F

Fauteuil verticalisateur multiposition. Base motrice traction. Suspensions indépendantes aux 4 roues. Roues avant motrices 14" et roues directrices 9". Nouveau système d'assise Sedeo Pro Advanced Up pour des besoins cliniques élevés à complexes. Nouveau coussin d'assise s'adaptant aux mouvements du bassin et dossier JAY Syncra avec bord inférieur échanuré.

5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. Assise élévatrice de 20 cm de série. Possibilité de se déplacer en position debout. Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. Inclinaison de dossier électrique de 85° à 175° avec compensation de 18 cm. Franchissement : 7,5 cm. Module électrique de verticalisation : 0°- 80°. Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 40 km (80 Ah). Electronique : R-Net. Largeur d'assise : 40 à 50 cm. Profondeur d'assise : 40 à 54 cm. Poids max. : 120 kg. Base noire mat et 7 coloris au choix.

. Réf : 2320070F-000

24.164,00€

Timix SU



Fauteuil électronique verticalisation à traction avant avec fonction Stand-up.
3 positions : position assise, verticale ou horizontale. Grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits.
Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur avec mémoire de position.
Inclinaison du dossier électrique avec compensation des accoudoirs.
Dossier réglable en hauteur avec retours latéraux.
Repose-jambes monobloc électriques à compensation avec palette rabattable.
Inclus : système de contrôle de trajectoire V-Stab et éclairage.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 80 Ah.
Moteurs : 2 x 220 W ou 2 x 350 W.
2 largeurs d'assise : 40 et 45 cm.
Poids : 160 kg.
Poids max. : 130 kg.
Version AA2.

. Réf : TIMIXSU

A partir de **11.112,11€**

Evo Altus



Fauteuil électrique verticalisateur premium. Hauteur minimale de la plaque d'assise : 41,5 cm.
Équipé de série : appui-tête 3D réglable, hauteur lift, éclairage LED, commande R-Net de P&G etc...
Lauréat « Red Dot » pour son design. Capacité élevée de la batterie.
Vitesse : 10 km/h.
Lift 40 cm.
Largeur d'assise : 42 à 62 cm.
Poids : 185 kg.
Poids max. : 136 kg.

. Réf : 54000

25.296,11€



RGK Club Sport

Fauteuil roulant multisport idéal pour les débutants. Pour clubs, centres de rééducation, écoles.
4 configurations de châssis au choix.
Barre d'attaque intégrée au châssis.
Repose-pieds réglables en hauteur.
Dossier réglable en hauteur. Carrossage 18°.
4 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
5 profondeurs d'assise : 30 à 43 cm.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 125 kg.
Différents coloris au choix.

· Réf : SQCXZ010

A partir de **2.471,00€**



RGK Elite

Fauteuil de basket en aluminium 7020, pour les amateurs comme pour les sportifs de haut niveau.
Rigidité maximale.
Fabriqué entièrement soudé et personnalisé selon les besoins de jeu de chacun.
Personnalisation au millimètre près.
Barre de carrossage (16°/18°/20° ou 22°), repose-pieds, barre d'attaque et roulette anti-bascule soudés au châssis.
Toile d'assise et de dossier réglables en tension.
Poids : à partir de 9,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Nombreux coloris et accessoires.

· Réf : ELAXZ010

A partir de **5.824,00€**



Handbike Quickie Attitude

Système de 3^{ème} roue, compatible avec fauteuils roulants pliants et à cadre rigide disposant de repose-pieds fixe.
Version présentée : Attitude Power.
Autres versions disponibles : Attitude Manual et Attitude Hybrid.
Modèle électrique : batterie Lithium-ion 9 Ah (de série), vitesse max. 21 km/h (option).
Guidon ergonomique réglable en hauteur avec écran de contrôle (vitesse, kms parcourus, niveau de charge batterie).
Éclairage et béquille de série.
Nombreux coloris.
Existe en modèle pour enfant : Attitude JUNIOR.

Ⓐ Attitude Manual.

Réf : ATT010801

A partir de **3.604,00€**

Ⓑ Attitude Power.

Réf : ATT010803

A partir de **4.827,00€**

Ⓒ Attitude Hybrid.

Réf : ATT010802

A partir de **5.801,00€**



Quickie Shark RT - Shark RS

Bike pour le loisir (Shark RT) ou pour la compétition (Shark RS).
Optimisation du poids sans compromettre la rigidité.
Version loisir : 3 largeurs.
Version compétition : 5 largeurs.
Dossier réglable en hauteur et en angle.
Dérailleur à gâchettes Trigger, roues performance (sur version RS) et roues Durano (sur version RT).
Nombreux accessoires et coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Shark RT.

Réf : 47300001

A partir de **4.995,00€**

Ⓑ Shark RS.

Réf : 47200001

A partir de **7.016,00€**



Pharmaouest
une référence en ergonomie
WIN CARE

Coussin haute résilience Kalli HR

Risque nul à faible.
En mousse HR 37 kg/m³.
Recouvert d'une housse en Jersey
avec dessous antiglisser.
7 tailles disponibles : de 38 à 50 cm
de large.
Poids max. : 100 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 2 ans.

. Réf : 04.294

34,90€

Dim. 40 x 40 x 8 cm.



Pharmaouest
une référence en ergonomie
WIN CARE


Coussins Iskio Clean

Risque nul à faible.
En PES et TPE.
Recouvert d'une housse avec dessous
antiglisser.
Entretien en machine à 30°C (housse et
coussin).
4 tailles disponibles : 40 à 50 cm de large.
Poids max. : 150 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 2 ans.

. Réf : 04.280

84,00€

Dim. 40 x 40 x 8 cm.



SYSTEM


Coussin Duoform® Classe IB

Risque faible à moyen.
Gel viscoélastique multiportance,
mousse HR 40 kg/m³.
Enduction de polyuréthane
anallergique sur jersey polyester.
Livré avec 2 housses.
7 tailles disponibles.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P341C36362HW

66,63€

Dim. 36 x 36 x 8 cm.



Coussin Geltop Classe IB WIN CARE

Risque faible à moyen.
En gel viscofluide associé à une base mousse HR.
Réduction des forces de pression et cisaillement en augmentant la
surface de contact des zones fessières en appui.
Le gel viscofluide réduit les contraintes physiques latérales appliquées
à la peau lors des déplacements.
Stabilisation du coussin sur le fauteuil par revêtement anti-dérapant.
2 housses disponibles conçues pour limiter les effets de sudation et
suivre au mieux les mouvements du gel pour limiter les frictions.
Housse CIC imprégnée d'ions Ag+ pour limiter le développement des
contaminations croisées.
2 tailles disponibles.
Poids max. : 95 kg.
Garantie : 2 ans.

(A) Dim. 40 x 40 x 5,5 cm.

. Réf : VAB40

66,63€

(B) Dim. 43 x 45 x 5,5 cm.

. Réf : VAB4345

66,63€



SUNRISE
MEDICAL

Coussin Jay® Lite Classe IB

Risque faible à moyen.
Extrême légèreté (à partir de 660 g) : 1^{er} de sa
catégorie sans compromettre l'essentiel comme la
protection de la peau, la stabilité et le confort.
Insert mousse réticulée amovible avec housse aérée.
Versions : standard ou positionnement. Poignée
facilitant le transport.
37 tailles disponibles.
Dim. H 7 x l 35-50 x P 35-50 cm.
Poids max. : 150 kg.

(A) Coussin seul.

Réf : JAYLITE

A partir de **470,00€**

(B) Kit coussin Jay® Lite + dossier Jay.

. Réf : KITJAYLITE

A partir de **885,47€**



WIN CARE

SYSTEM

SYSTEM

Coussin Alova® Galbé en mousse viscoélastique Classe II

Risque moyen à élevé.
Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Réduction des pressions d'appui par immersion dans la matière.
Forme anatomique pour limiter l'effet glissé-avant.
Décharge sacro-coccygienne. Rotateurs externes pour garantir le bon alignement des membres inférieurs.
Housse de protection amovible avec base antidérapante et poignée de préhension.
16 tailles disponibles, 3 hauteurs.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 3 ans.

. Réf : VCAG4343 A partir de **69,00€**
Dim. 43 x 43 x > 6 cm (de 30 à 100 kg).

Coussin Viscoflex® Classe II

Risque moyen à élevé.
Forme anatomique moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme.
Livré avec 2 housses.
10 tailles disponibles.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P361C42422HW **69,00€**
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin standard Viscoflex® plat Classe II

Risque moyen à élevé.
Viscoflex® plat en mousse viscoélastique 80 kg/m³, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière.
Livré avec 2 housses.
3 tailles disponibles.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P361CL42422HW **69,00€**
Dim. 42 x 42 x 8 cm.



Pharmaouest
WIN CARE


Coussin mousse viscoélastique Kalli visco Classe II

Risque moyen à élevé.
Forme anatomique en mousse viscoélastique de 80 kg/m³.
Livré avec 2 housses Pharmatex imperméables et dessous antiglisse.
20 tailles disponibles : de 34 à 50 cm de large.
Poids max. : 100 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Dim. 40 x 40 x 8 cm. **69,00€**
. Réf : 17.17294

Ⓑ Dim. 42 x 42 x 8 cm. **69,00€**
. Réf : 17.17295

Ⓒ Dim. 50 x 45 x 8 cm. **81,00€**
. Réf : 17.17299



Pharmaouest
WIN CARE

Coussin bi-matière Iskio Classe II

Risque moyen à élevé.
Pour la prévention des escarres, notamment liés à un trouble de la statique posturale au fauteuil.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience : décharge des saillies osseuses et répartition des pressions.
Livré avec une housse Pharmatex et une housse Maille 3D.
20 tailles disponibles : de 38 à 50 cm de large.
Poids max. : 150 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17106 **81,00€**
Dim. 40 x 40 x 8,5 cm.




Pharmaouest
WIN CARE

Coussin mousse viscoélastique Prima form Classe II

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ à mémoire de forme.
Livré avec 2 housses Pharmatex avec dessous antiglisse.
10 tailles disponibles : de 37,5 à 50 cm de large.
Poids max. : 80 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17264 **81,00€**
Dim. 37,5 x 38 x 7 cm.



SYSTEM

Coussin technique Viscoflex®+ Classe II

Risque moyen à élevé.

Coussin Viscoflex®+ en mousse viscoélastique 80 kg/m³ de forme anatomique, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière. Insert intégré anti-poinçonnement avec décharge sacro-coccygienne.

Livré avec 2 housses.

16 tailles disponibles.

Poids max. : 270 kg.

Disponible en version bariatrique et avec butée pelvienne.

Garantie : 2 ans.

. Réf : P361CA42422HW

81,00€

Dim. 42 x 42 x 8 cm.



Ⓐ



Ⓑ

SUNRISE
MEDICAL.

Coussin Jay® J3 Classe IB

Risque élevé à très élevé.

Choix entre poche de fluide ou insert air. Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette ischiatique.

Constitué d'une mousse préformée ferme. Housse aérée ou incontinence.

Largeurs et profondeurs : 30 à 60 cm.

2 hauteurs : 9,5 et 11 cm.

Poids max. : 150 kg (l 30 à 50 cm) et 227 kg (l 56 à 60 cm).

Garantie : 2 ans.

Ⓐ Coussin seul.

. Réf : JAY3 A partir de **642,00€**

Ⓑ Kit coussin Jay J3 + dossier Jay.

. Réf : KITJAY A partir de **1.061,47€**

INVACARE

Yes, you can.

Coussin Classic Visco Classe II

Risque moyen à élevé.

Mousse viscoélastique à mémoire de forme de 75 kg/m³.

Coussin plat et réversible.

Livré avec 2 housses noires.

4 tailles disponibles.

Poids max. : 50 ou 100 kg selon dimensions.

. Réf : 1627253

81,00€

Dim. 37,5 x 40 x 7,5 cm.

SUNRISE
MEDICAL.

Coussin Jay® Xtreme Active Classe IB

Risque moyen à élevé.

Pour utilisateur actif et semi-actif.

Protection de la peau et stabilité, sans compromettre la fonctionnalité.

Léger et de faible hauteur (7 cm) pour faciliter les transferts et la propulsion.

Base en mousse préformée et enveloppée

d'une housse imperméable, d'une poche de

fluide et d'une housse externe aérée.

3 types de housse extérieure au choix.

Largeurs et profondeurs : 34 à 50 cm.

Poids : 1,7 kg (40 x 40 cm).

Poids max. : 150 kg.

Ⓐ Coussin seul.

. Réf : JAYXTREMEACTIVE A partir de **597,00€**

Ⓑ Kit coussin Jay® Xtreme Active + dossier Jay.

. Réf : KITJAYXTRACT A partir de **975,47€**

SUNRISE
MEDICAL.

Coussin Jay® Balance Classe IB

Risque élevé à très élevé.

Stabilité : couche inférieure ferme.

Confort : couche supérieure souple.

Protection de la peau : double housse.

Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette ischiatique.

Insert Cryo Fluid doté d'une technologie innovante

réduisant la température et l'humidité de la peau

pour diminuer le risque de développer une lésion

cutanée/escarre.

Nouveauté : 2 hauteurs de base mousse, 7,5 cm

et 10 cm.

Poids max. : 150 kg (l 34 à 50 cm) ou 225 kg

(l 56 à 60 cm).

En option : cales intégrées et cales d'obliquité.

Ⓐ Coussin seul.

. Réf : JAYBALANCE A partir de **676,00€**

Ⓑ Kit coussin Jay® Balance + dossier Jay.

. Réf : KITJAYBALANCE A partir de **1.061,47€**



INVACARE

Yes, you can.

Coussin Matrx® Libra®

Risque très élevé.

Combine une base mousse au design innovant et une poche de gel fluide compartimentée.

2 housses extérieures au choix.

Housse interne PU imperméable.

Équilibre et stabilité du bassin.

Découpe biseautée à l'avant.

Convient à un style de vie actif.

27 tailles disponibles.

Poids max. : 136 kg ; XXL : 227 kg.

Accessoires et version bariatrique

disponibles.

Option montée.

. Réf : LC1412 A partir de **345,00€**



SYSTEM

**Coussin Polyair®
Classe II**

Risque élevé.
Coussin à cellules pneumatiques double compartiments.
Livré avec son dispositif de gonflage à manomètre électronique et 2 housses.
2 hauteurs de cellules :
- 6 cm : 12 tailles disponibles
- 10 cm : 11 tailles disponibles
Poids max. : 270 kg.
Existe en version mono-compartiment.
Norme : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P301C40402HW A partir de **184,50€**
Dim. 40 x 40 x 6 cm.



Be well, Live well
Wellell

**Coussin hybride Sedens 400
Classe II**

Risque élevé.
Coussin hybride non motorisé air/mousse.
6 cellules combinées air/mousse.
Soulage les pressions en position assise.
Housse PU bi-élastique.
Réduction du talonnement.
Dim. 44 x 41 x 10 cm.

. Réf : 9M018011 **232,00€**



SYSTEM

**Coussin à air avec option
Confort Polyair® Classe II**

Risque élevé.
Coussin gériatrique avec cellules pneumatiques mono-compartiment avec option confort en mousse viscoélastique.
Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage.
3 tailles disponibles.
Poids max. : 140 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P301CMC42422HW **229,00€**
Dim. 42 x 42 x 9,5 cm.



WIN CARE

**Coussin à air Kineris
Classe II**

Risque élevé à très élevé.
Cellules pneumatiques en néoprène sans latex, réglables et individuellement déformables.
Mono ou bi-compartiment pour utilisateurs avec ou sans trouble de la stabilité.
Livré avec 1 manomètre manuel et 2 housses de protection amovibles avec base antidérapante et poignée de préhension.
12 tailles disponibles, 2 hauteurs.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 3 ans.

. Réf : V667-1EL A partir de **219,00€**
Monocompartiment, dim. 36 x 36 x 7 cm.



Be well, Live well
Wellell

**Coussin à air Sedens 500
Classe II**

Risque élevé.
Base en mousse et composé de 4 cellules à air à pression alternée.
3 temps de cycle et 2 modes thérapeutiques : dynamique et statique.
5 niveaux de confort du plus mou au plus ferme.
12 h d'autonomie.
Housse PU zippée bi-élastique.
2 tailles disponibles.
Poids max. : 120 kg.

Ⓐ Dim. 43 x 43 x 10 cm. **439,00€**
. Réf : 9C048010

Ⓑ Dim. 46 x 46 x 10 cm. **439,00€**
. Réf : 9C048H10



Pharmaouest
WIN CARE

Coussin à air Dynaseat

Risque élevé à très élevé.
Base mousse HR galbée.
Avec 6 cellules à air dynamique 8,5 cm à pression alternée.
3 modes thérapeutiques : alternatif, statique et pulsation.
Livré avec 1 housse Pharmatex.
Dim. 43 x 43 x 10 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 327042 **442,00€**



SYSTEM



SUNRISE MEDICAL



INVACARE
Yes, you can.



RUPIANI

Dosseret

Dosseret moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme multiporance. Enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester. Livré avec 1 housse. 3 tailles : small, standard ou large. Garantie : 2 ans.

. Réf : P951DS1HW **51,90€**
Taille small.

Dossier Jay® Shape

Excellent confort et répartition des pressions : combinaison de sangles réglables en tension de façon asymétrique et d'une housse aérée 3DX. Solution idéale pour épouser les courbures dorsales, notamment pour les personnes présentant des déformations fixées ou semi-réductibles. Largeurs : 36 à 48 cm. 3 hauteurs : 40, 46 ou 50 cm. Possibilité d'ajouter des cales-tronc et des cales de positionnement. Poids max. : 135 kg.

A Dossier seul.

Réf : JAYSHAPE A partir de **532,00€**

B Kit dossier Jay® Shape + coussin Jay.

. Réf : KITJAYSHAPE A partir de **838,47€**

Dossier de positionnement MatrX Elite E2

Coque en aluminium et mousse ondulée entièrement revue. Galbe de 80 mm. Compatible avec cale-troncs. Fixations à démontage rapide incluses. Nombreuses dimensions (largeurs tous les 1"). Poids max : 136 kg. Disponible en option sur fauteuils Kuschall, Action et fauteuils électriques. Existe en version Deep (galbe de 160 mm). Garantie : 2 ans.

. Réf : 1632513 **528,00€**
Dim. L 360 x H 150 mm.

Siège de positionnement Posit® Icon

Confort optimum grâce à son système combiné air/mousse. Excellente répartition des pressions. Stabilisation aisée du bassin. Ajustement en profondeur et inclinaison. Possibilités supplémentaires de correction de la posture avec de nombreuses options : accessoires de positionnement adaptables, appuis thoraciques, harnais, etc.

. Réf : SIC4000 **838,47€**



RUPIANI

Siège de positionnement Posit® Symbiose

Épouse parfaitement la forme du dos. Permet de corriger la position grâce à son faisceau de sangles de réglage en tension de sa dossière souple. Sangle lombaire pour affiner la position du creux lombaire. Assise : coussin air/mousse, excellente répartition des pressions et stabilisation aisée du bassin. Appuis thoraciques rigides réglables (en largeur, ouverture et hauteur) permettant un bon maintien du tronc. Nombreuses options : accessoires de positionnement adaptables, sangles, harnais, etc.

. Réf : SSY3000 **838,47€**



SUNRISE MEDICAL

Dossier Jay® J3 Carbon

Dossier de positionnement léger et élégant pour utilisateurs actifs. Stabilisation du tronc et courbures dorsales optimisées. Coque carbone, 60% plus léger qu'un dossier rigide classique avec coque alu. 2 types de fixation : fixe pour les fauteuils à cadre rigide ou escamotable pour les fauteuils pliants. 4 hauteurs : 17 à 38 cm. 4 largeurs : 32, 36, 41 ou 46 cm. Poids max. : 125 kg. Garantie : 2 ans.

A Dossier seul.

Réf : JAYJ3CARBON A partir de **1.002,00€**

B Kit dossier Jay® J3 Carbon + coussin Jay.

. Réf : KITJAYJ3CAR A partir de **1.129,00€**



SYSTEM

Cale de positionnement des membres supérieurs

Dispositif droite/gauche compatible avec la plupart des fauteuils et tous types de morphologie :
- fixation par bandes auto-agrippantes
- forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert rigidificateur
- zone de décharge du coude
- élément de support reprenant le galbe naturel de la cuisse. Livré avec une housse.

. Réf : P961F1HW A partir de **119,39€**



Pharmaouest
WIN CARE

Ceinture ventrale Arpegia

Système d'attache rapide, sûre et facile à mettre en place pour fauteuil roulant. Coton bouclette polyester et polyamide gratté, sangles 100% polypropylène. Lavage en machine à 40°C. Tailles : adulte, enfant, fauteuil de repos ou lit.

Ⓐ Ceinture taille 1.

Réf : 07.1380

43,90€

Ⓑ Paire d'attache-poignets.

Réf : 07.1305

41,50€



Pharmaouest
WIN CARE

Ceinture et sangle pelvienne Auxilia

Ceinture de maintien abdominale et pubienne qui limite les mouvements vers l'avant et la mise en position debout. Système d'attache rapide à l'arrière (clips). Ceinture abdominale en tissu, coton bouclette, mousse de polyuréthane, gratté polyamide. Sangle et clip en polypropylène. Lavage en machine à 40°C. Tailles 1 à 4.

Réf : 07.70100

Ceinture taille 1.

75,90€



Pharmaouest
WIN CARE

Tapis connecté Gaspard

Tapis connecté avec un smartphone, permettant d'analyser la position et l'activité de l'utilisateur de façon autonome et intelligente. Il aide à corriger le manque d'activité ou le mauvais positionnement. Dim. 40 x 40 x 0,4 cm. Poids max. : 150 kg. Garantie : 2 ans.

Réf : GASPARD1

545,00€



abilanx

Maintien au fauteuil

Ceinture abdominale avec pelvien intégré. Permet d'éviter au patient de glisser vers l'avant du fauteuil. Fermeture par clip. Taille universelle.

Réf : RFC 26200

44,10€



Ceinture YZA modulable

NAUSICAA
MEDICAL

CONFORT | STYLE | BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.

Lavable à 70°.

Périmètre maximum utile : 200 cm.

Ⓐ Ceinture abdominale.

Réf : YZA2CAHP-PF

65,00€

Ⓑ Module de maintien pelvien.

Réf : YZA2-MP-PF

30,00€

Ⓒ Module de maintien de buste.

Réf : YZA2-MB-PF


30,00€

Ⓓ Gilet de maintien de buste.


Réf : YZA2GBHP-PF

95,00€


A




B




D




A



E



B



A



Kits rampes



Kit prémonté d'extérieur.
Hauteur de 1,8 à 19,9 cm selon modèle.
Poids max. : 200 kg.

- Ⓐ Kit n°1 dim. L 25 x l 75 x H 1,8-5,5 cm.
Réf : RAMPKIT1 **65,40€**
- Ⓑ Kit n°2 dim. L 50 x l 75 x H 3,6-9,1 cm.
Réf : RAMPKIT2 **138,20€**
- Ⓒ Kit n°3 dim. L 75 x l 75 x H 7,2-12,7 cm.
Réf : RAMPKIT3 **231,00€**
- Ⓓ Kit n°4 dim. L 100 x l 75 x H 10,8-16,3 cm.
Réf : RAMPKIT4 **329,00€**
- Ⓔ Kit n°5 dim. L 125 x l 75 x H 14,4-19,9 cm.
Réf : RAMPKIT5 **480,00€**



Rampe fixe Access Homecraft®

Convient aux fauteuils roulants ou aux scooters.
Rebords latéraux et extrémité inférieure inclinée en caoutchouc sur le dessous.
Plateforme gravillonnée pour plus de sécurité.
Poids max. : 400 kg.

Ⓐ Dim. L 61 x l 76,5.

Réf : 091167741

179,00€

Ⓑ Dim. L 100 x l 76,5.

Réf : 091119940

269,00€

Rampes de seuil



Rampes solides en fibre de verre.
Rapides à mettre en place pour le franchissement de petites marches, portes-fenêtres, seuils de portes, etc.
Poids min. : 300 kg.
Plusieurs dimensions disponibles.

Ⓐ Rampes standards.

Hauteur à franchir fixes de 5 à 15 cm.
Option : possibilité de recouper sur mesure.

Réf : 416 010

A partir de **166,00€**

Ⓑ Rampes pliantes.

Hauteurs à franchir réglables de 7,5 à 15 cm.

Réf : 416 401

A partir de **535,00€**



STAIRISER XE

NOUVEAUTE

**" STANNAH,
ÇA CHANGE
ENCORE PLUS
LA VIE. "**

Stannah propose également des plates-formes pour escaliers droits et tournants.



STAIRISER BC

Demandez conseil à votre magasin de proximité **Médicalliance**, ou appelez **Stannah** :

0 800 94 20 51

Service & appel gratuits

Poste 9604

www.stannah.fr

- 100% sécurité
- Facile à utiliser
- Sur mesure
- Dimensions au choix

Stannah

Ça change la vie.



**Fauteuil manuel
Eclips X4 90°**



Fauteuil léger pour enfant.
Dossier inclinable à 90°.
Profondeur d'assise réglable par châssis télescopique.
2 largeurs d'assise : 32 ou 37 cm.
Poids : 16 kg.
Poids max. : 60 kg.

. Réf : ECLIPSEX490

603,65€

**Fauteuil manuel
Trigo Kids**



Actif léger et adaptable.
Pliable, existe en version S et T.
Roues arrière sportives et modernes.
Freins accessibles facilement.
4 largeurs d'assise : 30 à 36 cm.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 70 kg.
Nombreuses options disponibles.

. Réf : TRIGOKIDS A partir de **1.955,74€**

**Fauteuil électrique
Springer**



Fauteuil intérieur/extérieur pour enfant, doté d'un ajustement optimum.
Éclairage LED avant et arrière, réglages des accoudoirs, dossier, repose-jambes et repose-pieds, de la largeur et profondeur d'assise pour un confort optimum.
Assise lift inclus.
Poids : 90 kg.
Poids max. : 50 kg.

. Réf : SPRINGERAA1 A partir de **5.483,36€**
Version AA1.



**Fauteuil électrique Zippie
Q300 M Mini Kids**

Fauteuil roulant électrique à roues motrices centrales, conçu pour les enfants en pleine croissance.
Base motrice ultra-compact. Bascule d'assise et inclinaison de dossier manuelles ou électriques. Roues toutes équipées de suspension. Fonction C-Me permet de rouler à 4,8 km/h avec le siège surélevé.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 25 km (41 Ah) ou 35 km (56 Ah).
Moteurs : 4 pôles (option).
Largeur d'assise : 28 à 44 cm.
Profondeur d'assise : 26 à 40 cm.
Poids max. : 75 kg.

Ⓐ Version AA1.

Réf : 2200030M-000

3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

Réf : QZK000074

5.243,00€



**Fauteuil électrique
Tadoo Junior**

Compact, puissant et maniable.
Conduite intuitive pour une utilisation en extérieur.
Roues : 2 motrices Ø32 cm, 2 arrière Ø14 cm montées sur amortisseur, 2 avant Ø22 cm sur palonnier articulé.
Dossier réglable en inclinaison et rabattable vers l'avant.
Palettes escamotables réglables en hauteur.
Vitesse : 7,5 km/h.
Garantie : 2 ans.

. Réf : FET2100
Version AA2.



3.938,01€



**Fauteuil électrique
Kameleon**



Compact, confortable et performant.
Aide chaque enfant à développer son potentiel avec un minimum d'effort.
Dossier biomécanique complètement réglable en largeur, hauteur et inclinaison.
Accoudoirs escamotables.
Support latéral des hanches.
Hauteur et angle du repose-jambes réglables.
Hauteur, profondeur, largeur et bascule d'assise réglables.
Lift électrique de 46 à 76 cm.
Vitesse : 6 (50 Ah) ou 10 km/h (80 Ah).
Autonomie : 25 à 35 km.
Poids max. : 57 kg.
Coloris jaune, rouge, bleu ou noir.
Nombreuses options disponibles.
Garantie : 2 ans, hors batteries et pièces d'usure.

. Réf : 62002

Version AA2 6 km/h.

A partir de **7.876,02€**



PH
PERFORMANCE
HEALTH

Cadre de marche pour enfant

Cadre en aluminium léger.
Hauteur ajustable de 55 à 65 cm par incréments de 2 cm.
4 embouts en caoutchouc antidérapant.
Poids max. : 100 kg.

· Réf : 091171164

53,81€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Déambulateur enfant Nimbo

Marcheur de posture.
Usage en intérieur exclusivement.
Appui postérieur pour maintenir l'enfant et éviter l'obstacle avant (problèmes cérébraux ou neurologiques).
Plusieurs dimensions disponibles.
Poids max. : 30 à 90 kg selon les modèles.

· Réf : SA1206000 A partir de **229,00€**
Taille S. Dim. l 34 x H 39-50 cm.



SUNRISE
MEDICAL.

Déambulateur My WAY

Déambulateur pour enfant avec harnais souple unique. Pour enfants de 1 à 18 ans présentant des besoins posturaux modérés à complexes. Dispositif de mobilité verticale conçu pour les enfants et les adolescents qui ne sont pas en mesure de se tenir debout ou de marcher de façon autonome. Conception totalement ouverte permettant aux enfants de participer à des activités sans aucune entrave. Cadre à roulettes pour se déplacer en utilisant ses membres inférieurs. Le harnais souple guide les mouvements dynamiques sinusoidaux nécessaires à la marche. 3 tailles selon taille et poids de l'enfant/adolescent.

Ⓐ Déambulateur seul.

Réf : 173-1600

A partir de **2.506,00€**

Ⓑ Harnais bleu taille 3.

Réf : 173-4300-02

273,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Siège de maintien Seat 2 Go

Siège de maintien léger, confortable et facile à mettre en place.
Adapté aux poussettes classiques du marché et à de nombreux supports.
Peut être posé au sol ou sur une chaise pour un meilleur maintien de l'enfant lorsqu'il joue.
Permet un maintien du tronc en toutes circonstances. Sa coque en plastique assure stabilité et maintien. Base recouverte en mousse et rembourrage pour plus de confort.
Appui-tête réglable et plot d'abduction ajustable en options.
Existe en 2 tailles.

Ⓐ Taille S.

Réf : SA2351600

265,00€

Ⓑ Taille M.

Réf : SA2351700

285,00€

Ⓒ Appui-tête.

Réf : SA2351800

125,00€

Ⓓ Abducteur.

Réf : SA2351900

125,00€



Siège auto Recaro Monza Reha Nova Isofix

Siège auto gris pour enfant de 15 à 50 kg. Système IsoFix inclus en standard. Appui-tête réglable en hauteur. Matériaux absorbants les chocs pour une protection latérale renforcée. Ceinture 5 points équipée d'un coussinet. Largeur d'assise : 29 cm (devant), 24 cm (derrière). Profondeur d'assise : 30 à 43 cm. Hauteur du dossier : 60 à 77 cm. Nombreuses options disponibles : embase pivotante, coussin d'inclinaison, repose-pieds, etc. Normes : ECE4404-S. Garantie : 2 ans.

· Réf : SRC2510

A partir de **1.759,80€**



RUPIANI



SUNRISE
MEDICAL.

Chaise pédiatrique PAL

Chaise en bois polyvalente pour tout milieu, scolaire, domicile, centre de rééducation. Conçue pour les enfants de 1 à 12 ans ayant des besoins posturaux légers à modérés. Réglable en hauteur (4 pieds) et en profondeur d'assise. Dossier réglable en angle et accoudoirs réglables en hauteur. Ceinture pelvienne en 2 points de série. Housses facilement lavables. Existe en 4 tailles pour 1 à 12 ans. Poids max. : de 30 à 50 kg. Plusieurs accessoires disponibles : plot d'abduction, palette réglable et coussin biseauté.

· Réf : 135-1600-03 A partir de **838,47€**
Chaise bleue taille 1.

NOUVEAUTE
2022



Poussette Rolly up

Poussette multi-réglable, évolutive, avec siège réversible.
Equipée en série d'un appui-tête, d'un harnais 5 pts et d'un plot d'abduction.
Poids max. : 40 kg.
Large gamme d'accessoires.

. Réf : PGE5000

A partir de **1.191,73€**



Poussette Swifty

Séduisante poussette haut de gamme.
Maniable grâce à son poids réduit et ses roues orientables.
Siège et dossier confortables.
Equipée en standard d'un harnais H.
Coussins respirants.
Large gamme d'accessoires.
Entretien facile.
Existe en 2 tailles.

. Réf : PSW6805

A partir de **1.789,00€**



Poussette Geko

Poussette multiréglable évolutive avec panier, appui-tête, ceinture de maintien, bascule d'assise jusqu'à 35°.
Pliante, elle se range facilement.
Permet d'utiliser le siège évolutif en largeur et profondeur sur 2 châssis différents.
Disponible en 3 coloris et 2 tailles.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : PGE10

Taille 1.

1.996,00€



Poussette Zippie Voyage

Poussette multiréglable évolutive grand confort. Se fixe via des rails.
Nouvelle base roulante, légère, élégante et repliable rapidement avec les nouvelles gâchettes de pliage.
Offre des caractéristiques ergonomiques.
Nouvelle barre de poussée et nouveau frein à commande au pied, plus intuitif, plus résistant.
Plaque d'interface qui permet de pivoter.
Dossier et assise se basculent à l'aide d'un levier.
Filet de rangement et capote de protection de série.
Éléments de posture de série : cales latérales, plot d'abduction et appui-tête.
Largeur d'assise : 24 - 30 cm.
Profondeur d'assise : 20 - 33 cm.
Pliée : L 80 x H 31 cm.
Poids max. : 34 kg.
4 coloris au choix.
Large choix d'accessoires : ceintures et harnais, cales cuisses, barre de maintien, etc.

. Réf : 199BS9

3.116,00€



Poussette Jazz Easys Advantage

Poussette multiréglable et évolutive.
Siège réversible.
Equipé d'un panier porte-effet.
Inclus harnais en H et capote soleil/pluie.
Nombreux coloris au choix.
Existe en 2 tailles.

. Réf : PJ16205

Taille 1.

2.998,00€



Yes, you can.

Scooter 4 roues Outdoor Colibri®

Scooter avec panier avant.
Accoudoirs relevables, largeur réglable.
Assise pivotante 360°, hauteur réglable.
Colonne de direction ajustable en angle.
Électronique programmable Control Dynamic.
Roues Ø21 x 6 cm. Longueur 101 cm.
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 25 km.
Batteries : 18 Ah. Moteur : 200 W.
Poids avec batteries : 46,4 kg.
Poids max. : 136 kg.
Coloris bleu électrique. Disponible en rouge passion, blanc givré, gris argenté ou vert python.
Existe en version Indoor : batteries 12 Ah et petites roues.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1579004

1.750,00€



Yes, you can.

Scooter 4 roues Leo®

Scooter avec panier avant.
Assise pivotante, hauteur réglable 46-56 cm.
Accoudoirs réglables.
Colonne de direction ajustable en angle.
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 36 km.
Poids max. : 136 kg.
Gris lunaire, bleu onyx ou rouge rubis.
Existe en version 3 roues.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Scooter gris lunaire.

2.100,00€

. Réf : 1579613

Ⓑ Scooter rouge rubis.

2.100,00€

. Réf : 1579428



Yes, you can.

Scooter 4 roues Orion® Family

Assise confortable, pivotante et réglable en hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête.
Colonne de direction ajustable en angle.
Diamètre de giration réduit : 260 cm.
Électronique programmable Control Dynamic.
Écran LCD sur Orion Pro.
Vitesse : 10 km/h (Orion Metro) et 10 ou 15 km/h (Orion Pro).
Poids avec batteries : 110 kg (Orion Metro) et 136 kg (Orion Pro).
10 coloris au choix.
Nombreux accessoires disponibles.
Existent en versions configurées.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Scooter Orion® Metro rouge Grenat.

3.099,00€

Réf : 1639517

Ⓑ Scooter Orion® Pro gris argenté.

3.200,00€

. Réf : 1639518



Yes, you can.

Scooter 4 roues Comet® Family

Assise confortable, pivotante et réglable en hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête.
Colonne de direction ajustable en angle.
Diamètre de giration réduit : 275 cm.
Électronique programmable Control Dynamic.
Écran LCD.
Vitesse : 15 km/h (Comet Pro) et 10 km/h (Comet Alpine+ et Comet Ultra).
Comet Alpine+ : version surdynamisée.
Comet Ultra : version bariatrique (poids max. 220 kg max).
10 coloris au choix.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : AGE0094

A partir de 4.650,00€



DeVilbiss HEALTHCARE

Scooter 4 roues Bogey

Scooter équipé d'un siège grand confort amovible, pivotant, réglable avant/arrière avec appui-tête ajustable et accoudoirs relevables. Base roulante puissante et solide.
Colonne de direction réglable.
Panier à l'avant, rétroviseurs et kit de feux de route.
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 30 km.
Poids max. : 160 kg.

Réf : M16001600

A partir de 2.299,00€



Scooter 4 roues Monster X 900 M4

Medtrade

Confort, puissance et sécurité.
Multiréglage (colonne de direction, assise, dossier, accoudoirs).
Siège ergonomique type «semi baquet». Châssis tout suspendu, amortisseur central arrière réglable et suspension avant brevetée «double A». Garde au sol minimum 10 cm. Pack éclairage LED complet. Feux arrière stop de décélération. Tableau de bord multi-indicateurs. Décélération automatique en virage.
Vitesse : 15 km/h. Autonomie : 45 km.
Batteries : 2 x 80 Amp. Moteur : 900 W (4 pôles).
Poids : 155 kg.
Poids max. : 160 kg.
Coloris noir.

Réf : 2521

6.833,00€



**Scooter 4 roues
Venus 4 Sport**

Scooter avec panier avant.
Accoudoirs relevables.
Assise pivotante et réglable en hauteur.
Colonne de direction ajustable en angle.
Éclairage intégré.
Pneus bandages.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 18 km.
Longueur 104 cm.
Poids avec batterie : 56,10 kg.
Poids max. : 115 kg.
Coloris argent.
Existe en rouge avec pneus gonflables.
Garantie batterie : 1 an.

Réf : 5131125

1.739,00€



Scooter 4 roues Eris

Scooter d'intérieur/extérieur.
Idéal pour les petites distances.
Équipé de clignotant et d'un éclairage LED.
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 30 à 45 km.
Batteries : 50 Ah. Longueur 119 cm.
Poids avec batterie : 75 kg.
Poids max. : 140 kg.
Coloris argent ou rouge.
Option batteries 50 Ah disponible.
Garantie batterie : 1 an.

Réf : 5138097

1.890,00€

Scooter argent.



Scooter 4 roues Alya

Pliage facile et très rapide en seulement 7 secondes.
Ultra léger et très compact.
Guidon réglable en hauteur.
Batteries : 11,6 Ah ou 17,4 Ah.
Vitesse max. : 6 km/h. Autonomie : 15 km.
Poids : 19,6 kg.
Poids max. : 115 kg.
Coloris rouge.

Réf : 5144512

A partir de **2.108,95€**



Scooter 4 roues Carpo 2 SE

Scooter d'extérieur pratique pour les grands rouleurs.
Éclairage avant et arrière avec témoin.
Connexion USB.
Vitesse : 10 ou 15 km/h.
Poids max. : 150 kg.
Coloris argent ou rouge.
Existe en version spéciale régions montagneuses.

Réf : 5140124

3.535,00€

Scooter argent, 10 km/h.



**Scooter Sterling 4 roues
S425 - Le polyvalent**

Dominante extérieure.
Colonne de direction ajustable en angle.
Système de suspension individuelle sur chacune des roues. Frein à disque. Éclairage LED. Appui-tête de série.
Siège pivotant réglable en hauteur dim. 49 x 49 cm.
Vitesse : 10 ou 12 km/h.
Autonomie max. : 42 km.
Batteries : 55 Ah.
Dim. L 135 x l 66 cm.
Poids max. : 150 kg.
Coloris Urban Grey Metallic.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Vitesse : 10 km/h.

Réf : 22200002

A partir de **2.970,00€**

Ⓑ Vitesse : 12 km/h.

Réf : 22200002_1

A partir de **3.380,00€**



**Scooter Sterling 4 roues
S700 - Le puissant**

Siège pivotant multiréglable.
Accoudoirs relevables et ajustables en profondeur, dossier inclinable.
Éclairage LED.
2 rétroviseurs coque finition carbone.
Panneau de commande tactile, accélérateur «Wig-Wag».
Roues Ø33 cm.
Vitesse : 10 ou 15 km/h.
Autonomie : 55 km.
Batteries : 75 Ah.
Poids max. : 160 kg.

Ⓐ Vitesse : 10 km/h.

Réf : 22300007

A partir de **4.312,00€**

Ⓑ Vitesse : 15 km/h.

Réf : 22300007_1

A partir de **4.903,00€**



Tricycle enfant Happy



Distance sol/selle : 61-76 cm. A partir de 8 ans.
La décoration et le panier arrière pour transporter les jouets seront appréciés par les petites filles.
Coloris rose/blanc.
Nombreux accessoires disponibles.

. Réf : 2215 HAPPY

631,17€



Tricycle Tonicross Basic



5 tailles en fonction de la hauteur l'entrejambe de l'utilisateur.
Taille adulte T4XL : voie arrière élargie pour augmenter la stabilité.
Tailles 3 et 4 : avec roues rayonnées. Coloris bleu, jaune ou rouge.
Accessoires : appui-dos complet avec dossière, guidon cadre, sabots réglables en largeur, tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur.

. Réf : TBA30

Taille 3.

631,17€



Tricycle adolescent Freedom



Distance sol/selle : 72-86 cm. A partir de 14 ans.
Coloris blanc/rouge ou noir/vert.
Nombreux accessoires disponibles.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2217

Version mécanique.

631,17€



Tricycle Tonicross City



Tricycle de rééducation adolescent ou adulte.
Equipement de série : garde boue, panier arrière, cadre surbaissé.
Compatible avec kit d'assistance électrique.
Options haut de gamme : frein à disque, dérailleur 5V, réglage antéropostérieur, selle monocycle, éclairage route.
3 coloris au choix.
Existe en version Junior.
Cadre garanti 5 ans.

. Réf : TYA40

Tonicross City Adulte.

963,00€



Tricycle adulte Vintage



Tricycle adulte.
Distance sol/selle : à partir de 81 cm.
Coloris brun/beige.
Nombreux accessoires disponibles.
En option : panier en osier vintage.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2219

Version mécanique.

969,55€



Tricycle Tonicross Plus



Tricycle de rééducation pliable.
Simplicité et rapidité de pliage et de démontage des roues.
4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambe de l'utilisateur.
Taille adulte T4 : porte-bagages arrière de série. 30 coloris au choix.
Compatible avec kit d'assistance électrique.

Ⓐ Taille 1.

. Réf : TPU10

1.491,00€

Ⓑ Taille 4 surbaissé.

. Réf : TPU40

1.628,00€



Cannes anglaises adulte et enfant

- (A)** Canne bi-matière rouge.
Poids max. : 140 kg.
Coloris bleu, turquoise, anis ou rouge.
Garantie : 2 ans.
. Réf : 200914 **12,20€**
- (B)** La canne fun anis.
Poids max. : 130 kg.
Coloris anis, océan, rouge ou turquoise.
Garantie : 2 ans.
. Réf : 200018 **12,20€**
- (C)** La canne Tiki black/anis.
Poids max. : 100 kg.
Coloris black/anis ou red/blue.
Garantie : 2 ans.
. Réf : 200522 **16,20€**



Cannes palmaire et derby

- Légères pour faciliter la mobilité.
Poignée : palmaire ou derby (grand confort d'utilisation).
Les modèles pliants se rangent dans un sac.
La bague de serrage antibruit apporte un confort supplémentaire.
Autres coloris pour les cannes derby : cashmere pastel, cashmere fantaisie, flore, indira, flower, forest, bluemary, butterfly ou black and white.
Garantie : 2 ans.
- (A)** Canne palmaire black and white.
. Réf : 243626 **16,70€**
 - (B)** Canne derby Flower.
. Réf : 255823 **15,20€**
 - (C)** Canne derby pliante Flower.
. Réf : 255623 **16,70€**



Cannes T

- (A)** La canne T pliante Advance bi-matière bleue.
Poignées confortables «soft» injectées en élastomère, tube aluminium à hauteur réglable 86-96 cm.
Poids : 400 g. Poids max. : 110 kg.
Autres coloris poignée : gris ou vert.
Garantie : 2 ans.
. Réf : 250613 **15,70€**
- (B)** Canne Maginot anatomique, anodisée, poignée ergonomique.
Tube aluminium à hauteur réglable 72-94 cm, embouts fournis.
Poids : 400 g. Poids max. : 120 kg.
Existe pour droitier ou gaucher.
Garantie : 2 ans.
. Réf : 243603 **12,20€**



Cannes anglaises

- (A)** Canne Sofia légère en tube anodisé Ø2,25 cm, embout Optiflex.
Hauteur réglable 73,5-96 cm.
Poids : 440 g.
Poids max. : 140 kg.
2 coloris au choix.
. Réf : 1020045S1 **12,20€**
- (B)** Canne Style réglable en hauteur, avec haut de canne bi-matière apportant un réel confort pour l'appui des mains.
Hauteur : 75 à 97,5 cm.
Poids : 540 g.
Poids max. : 150 kg.
Mât couleur époxy au choix.
Coloris poignée : rouge, vert, jaune, bleu ou orange.
. Réf : 1020087S4 **12,20€**



Cannes en métal C45 et C 45 bis

- Poignée anatomique, à droite ou gauche.
Finition : anodisée ou époxy couleur.
Réglable par cliquet.
Hauteur réglable 80-97,5 cm.
Poids : 265 g.
Poids max. : 90 kg.
- (A)** Canne C 45, poignée droite.
. Réf : 1030005S2 **15,20€**
 - (B)** Canne C 45 bis, poignée gauche.
. Réf : 1030006S2 **15,20€**



Cannes en bois

- (A)** Canne 2 avec poignée Maginot.
Aspect bambou vernis.
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
Poids max. : 90 kg.
. Réf : 1030013S1 **16,10€**
- (B)** Canne C46 avec poignée anatomique, à droite ou à gauche.
Mât en hêtre vernis.
Finition : vernis noyer.
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
Poids : 280 à 320 g.
Poids max. : 90 kg.
. Réf : 1030024S1 **14,10€**



Cannes tripodes et quadripodes

- (A)** Canne tripode 545 bis adulte.
Tube acier Ø2 cm, époxy.
Hauteur réglable 68-92 cm.
Poids max. : 90 kg.
Existe en taille enfant.
. Réf : 1040001S1 **24,90€**
- (B)** Canne quadripode anglaise 548 AN en acier, réglable en hauteur.
Haut de canne anglaise. Petite embase.
Finition époxy couleur.
Hauteur : 69 à 91,5 cm.
Dimensions embase : 23 x 18 cm.
Poids : 1,25 kg.
Poids max. : 90 kg.
. Réf : 1040016S01 **40,90€**



Déambulateur adulte Camigo ou Maxigo

Cadre léger en duraluminium anodisé.
Ajustable en hauteur.
Disponible en différentes versions :
- modèle fixe dural : H 75-85 cm, poids max de 130 kg.
- modèle articulé fixe/pliant : H 76-94 cm, poids max de 110 kg. Réglage par clip pour une utilisation articulée ou fixe.
Garantie : 2 ans.

(A) Déambulateur fixe dural.

. Réf : 221800

53,81€

(B) Déambulateur articulé fixe/pliant.

. Réf : 222850

53,81€

Déambulateur adulte fixe pliable QuadriGo

Léger et résistant.
Déplacement en toute sécurité.
Son cadre haut permet d'enjamber aisément les WC.
2 boutons poussoir pour transformer le cadre fixe en cadre articulé.
Dim. H 81-99 x L 55 cm.
Poids max. : 110 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 223840

55,81€

Déambulateur adulte fixe Movigo

Léger, en aluminium et poignées polypropylène.
Renfort intérieur au niveau des pieds pour plus de sécurité lors des déplacements.
Réglable en hauteur
Utilisable comme cadre de WC
Poids max. : 165 kg.
Garantie : 2 ans.

(A) Déambulateur anodisé anthracite.

. Réf : 221100

53,81€

(B) Déambulateur anodisé naturel.

. Réf : 221103

53,81€



Déambulateur 2 roues avec siège Actio 2

Compact, pliant et confortable pour l'intérieur.
Un maximum de confort avec son assise rembourrée.
Poignées de forme anatomique réglables H 74-100 cm.
Largeur hors tout de 53 cm.
Poids : 5 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1513721

59,81€

Rollator 2 roues Londres

Rollator avec siège gris.
Poignées anatomiques pour une meilleure tenue, réglables en hauteur de 79 à 96 cm.
Les roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement.
Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : SA1302005

53,81€

Rollator 2 roues Alustyle

Poignées ergonomiques et rondo de verrouillage qui minimisent les risques, réglables en hauteur de 81 à 94 cm.
Roulettes intérieures qui assurent une bonne stabilité.
Convient parfaitement pour la rééducation.
Poids : 3 kg.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243820

65,81€

Rollator 3 roues Delta

Léger et peu encombrant pour une utilisation quotidienne.
Poignées ergonomiques réglables en hauteur pour une bonne préhension.
Système de freinage par câbles.
Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrain.
Livré avec un panier, une grande pochette souple et un plateau.
Poids : 6 kg.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1515533

99,81€



Yes, you can.

Rollator 4 roues Banjo

Rollator pliant.
Confortable et maniable.
Poignées de poussée et de freins anatomiques et réglables H 71-98 cm.
Fonctionnel : tablette, panier amovible, porte-bagages et accroche canne.
Poids : 9 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1452442

93,81€



Rollator 4 roues 286i

Rollator pliant.
Poignées réglables en hauteur.
Fonctionnel : freins parking, panier amovible de transport, tablette-plateau plexi, assise et porte-canne.
Poids max. : 130 kg.
Coloris carbone ou bleu.

. Réf : 8002526
Rollator bleu.

93,81€



Rollator 4 roues Road

Léger, pliant et avec freins de parking.
Poignées réglables en hauteur.
Plateau, panier et porte-canne.
Assise pour se reposer.
Poids max. : 120 kg.
Coloris gris métallisé.

. Réf : SA1311005

93,81€



Rollator 4 roues Ecoplus

Pliant avec assise réglable en hauteur.
Équipé d'un filet, d'un coussin mousse, d'un porte-canne et d'un panier.
Freins parking.
Coloris gris ou bleu.
Poids max. : 136 kg.

. Réf : 8002689
Rollator bleu.

146,90€



Rollator Shopiroll

Barre à pousser avec 4 roues avec frein parking.
S'utilise comme un siège confortable et résistant.
3 niveaux de réglage poignées-sol : 90,5 - 94,5 - 98,5 cm.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243880

147,90€



Rollator Lett900

Rollator pliant et chariot de course en un.
Très étroit et maniable.
Muni d'un frein parking et d'un siège.
Grand sac de courses qui supporte 15 kg de charge.
Coloris gris ou rouge.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : LETT900P-S3
Rollator gris.

229,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Rollator 4 roues Moka

Rollator avec freins.
Léger pour faciliter la mobilité.
Porte-canne de de série.
Pliable comme une poussette canne pour le rangement et le transport.
Largeur plié 28 cm.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 1 an.

. Réf : SA1303601

165,00€



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Rollator XXL Golite

Rollator pliant, avec freins de parking.
Appui dorsal, poignées ergonomiques et panier de rangement amovible.
Poids max. : 200 kg.
Coloris rouge métallisé.

. Réf : 770100100

169,00€



Rollator 4 roues 276

Ultraléger et pliant.
Siège et panier.
Poignées anatomiques.
Appui antébrachial.
Poids max. : 120 kg.

. Réf : 8000962

237,00€



HERDEGEN
ROLLATOR

Rollator Alubest

Léger et maniable.
Assise escamotable, barre de dossier amovible et escamotable, cadre pliable.
2 roues avant directionnelles et poignées équipées de freins parking.
Dim. : H 78-93 x l 61 x P 65 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243852

187,00€



SUNRISE
MEDICAL

Rollator 4 roues Gemino

Gamme complète de rollators intérieur/extérieur :
- standards : Gemino 20, 30 et 60 avec panier et siège de série, facilité d'utilisation
- médicalisés : Walker du Gemino 30 et 60 avec appuis antébrachiaux de série ou Gemino 30 Parkinson pour personnes atteintes de Parkinson avec ralentisseur, fonction de freinage inversée et signal visuel laser au sol de série.
Cadre en aluminium, système de pliage en un clic.
Poids max. : de 125 kg à 150 kg (selon modèles).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Gemino 20, gris.

. Réf : 7120000

266,00€

Ⓑ Gemino 30, bleu Saphir.

. Réf : 7100019

288,00€

Ⓒ Gemino 60, gris argenté.

. Réf : 7160000

336,00€



Mobio

Rollator Let's Go Out

Rollator pliant, très léger et très maniable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Poignées ergonomiques réglables en hauteur.
Siège simili cuir lavable.
Livré avec un sac.
Coloris beige, rouge ou noir.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : TCOUTBE0150

Rollator beige.

389,00€



Mobio

Rollator Carbon Ultralight

Rollator pliant, le plus léger du marché 4,8 kg, au design moderne.
Conçu en fibres de carbone le rendant très solide.
Livré avec un sac.
Coloris noir, rouge ou beige.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : 5713504001125

Rollator rouge.

689,00€